

使用之前请您务必仔细阅读本使用说明书，并且妥善保管。



- 9 不要踩踏主机。
- 10 佩戴到脚上后请不要移动。
- 11 请不要让主机掉下。  
如不遵守，可能会导致受伤或破损。
- 12 不要用力拉扯收藏包的拉链。  
如不遵守，可能造成破损。

## 目录

安全注意事项.....	2
Q & A.....	8
故障检修.....	9
规格.....	10
各部位名称.....	11
使用方法.....	13
使用完毕.....	19
清洗及维护.....	20
关于废弃.....	20

## 安全注意事项

针对为防止人身伤害、财产损失而必须遵守的事项进行说明。

对于错误使用方式造成的危害与损害的程度进行区分、说明。

**警告** 属于“有可能造成死亡或重伤的内容”。

**注意** 属于“有可能造成人身伤害、财产损失的内容”。

## 警告

- 1 具有下列任何状况或正在接受医疗处理的人，在使用本机之前，应咨询医师。
  - 1) 使用起搏器或其他易受电子干扰医疗装置的人
  - 2) 有恶性肿瘤的人
  - 3) 心脏病病人
  - 4) 孕妇和产妇
  - 5) 因糖尿病等导致严重末梢神经功能障碍，引起知觉障碍的人
  - 6) 有骨质疏松、或者脊椎骨折、扭伤、肌肉拉伤等急性疼痛的病患
  - 7) 按摩部位有创伤的人
  - 8) 体温38℃以上（发热期）的人，有明显急性炎症症状（如倦怠感、发冷、血压不稳等现象）或身体衰弱时
  - 9) 需要静养或身体明显不适的人
  - 10) 下肢重度血流不畅的人
  - 11) 腰间盘突出的人
  - 12) 除上述情况外，感觉身体有显著异常者
- 2 使用后如果不见效，请咨询医生或专业人士。  
如不遵守，有可能造成事故或身体不适。
- 3 按摩小腿时，不要上下倒置着佩戴按摩器。  
否则可能导致事故或身体不适。
- 4 以下人员不能使用。  
医生明确禁止按摩者。（例：血栓（塞栓）症、严重动脉瘤、急性动脉瘤、各种皮炎及皮肤感染（包括皮下组织炎症）等）  
否则有可能加重症状。

## Q & A

以Q & A的方式回答关于空气按摩器的问题。

**Q.1** 小腿的按摩是如何活动的？

**A.1** 利用空气特有的柔和感，按照下→上的顺序对小腿进行反复加压、排气的按摩。



**Q.2** 感觉小腿的按摩力度小。

**A.2** 如果调到小腿模式的“强”时也感觉力度小的话，请用足底模式试一试。  
（由于上下同时加压，因此可提高按摩力度。）

**Q.3** 为什么会有“禁止使用的时候”？

**A.3**

- 发热时：特别是原因不明时，有可能是重大疾病。
- 孕期、产后：荷尔蒙不平衡。
- 下肢重度血流不畅者：导致血管负担加重。

 在以上情况下，请咨询医生之后再使用。

**Q.4** 使用多长时间合适？

**A.4** 每次使用在10分钟以内。长时间使用会对肌肉和神经造成过度刺激，产生负面效果，敬请注意。

- 5 同一条腿的小腿和足底不要同时使用。
- 6 请不要用于足部或小腿以外的按摩。  
如不遵守，可能造成事故或受伤。
- 7 请不要让幼儿、儿童或不能独立操作的人使用。  
另外，请不要在本机上玩耍或坐在本机上。  
如不遵守，可能造成事故或受伤。
- 8 对于AC适配器的电源线，不要划伤、损坏、加工、过度弯曲、拉拽、扭曲。另外也不要放在上面放置重物或塞入狭缝。  
否则可能导致起火或触电。
- 9 AC适配器发生故障或插头松动时不要使用。  
否则可能导致触电或短路、起火、故障。
- 10 不要通过变压器使用。  
否则可能导致事故或触电。
- 11 不要将主机放到被褥或被炉中。  
否则可能导致事故或触电。
- 12 不要用湿手在插座上插拔AC适配器。  
可能会导致触电。
- 13 必须使用交流220 V。  
如不遵守，可能会导致起火或触电。
- 14 如果仪器不动或感觉异常时，要停止使用，立即拔下AC适配器，请求检修。  
如继续使用，可能会导致起火或触电。
- 15 严禁改造。或自己进行分解、修理。  
否则可能导致起火或触电，受伤。

## 故障检修

希望进行以下检查。

问题	原因和处理方法
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 不动。</li> <li>• 指示灯不亮。</li> </ul>	确认AC适配器是否脱落。 （参照P15）
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 即使调到“强”，压力仍然小。</li> </ul>	确认右腿附加装置是否固定牢靠。 （参照P14） 确认连接软管上是否有物品。 （参照P14） 确认连接软管是否弯折。 （参照P14）
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 操作器的指示灯闪烁。</li> </ul>	确认空气插头是否脱落。 （参照P13） 动一下腿，确认是否有力作用到附加装置上。 再次接通电源。 （参照P15）

▼ 检查后仍有异常

▼ 停止使用

敬请协作  
在这种情况下，为防止发生事故，请务必委托Panasonic认定服务店检查、修理。

• 短暂使用后如果不见效，请咨询医生或专业人士。

⚠ 请参照警告第15条。

请勿自行修理，并请务必委托Panasonic认定服务店检查、修理。

## 注意


- 1 在使用过程中，如身体出现异常，或感觉异常时，请立即停止使用，在向医生咨询后方可使用。  
如不遵守，有可能导致事故或身体不适。
- 2 每次按摩要在10分钟以内。  
如不遵守，可能造成负面效果或事故与受伤。
- 3 不要拿着电源线从插座上往下拔，必须手持AC适配器的主机往下拔。  
如不遵守，可能会导致触电或短路，起火。
- 4 不要让AC适配器与设备的缝隙间附着有小钉子与垃圾、水分等。  
否则可能导致触电或短路、起火、故障。
- 5 收藏时不要将AC适配器的电源线缠绕在主机上。  
电源线负载可能会导致断线、触电或短路。
- 6 不要在浴室等湿度较大的场所使用。  
否则可能导致触电或故障。
- 7 清洗及维护时必须将AC适配器从插座上拔下。  
如果不拔，可能会导致触电或烫伤。
- 8 不使用时，要将AC适配器从插座上拔下来。  
如果不拔，可能会由于绝缘老化而导致触电、漏电及火灾。

## 规格


销售名称	腿部按摩器 EW-NA31
使用电源	AC 220 V 50 Hz
耗电	15 W
气流速度	15~40秒 / 1 周期 (单腿使用时10~20秒 / 1 周期)
压力	小腿使用时 弱: 13 kPa、中: 20 kPa、强: 33 kPa 足底使用时 弱: 13 kPa、中: 20 kPa、强: 33 kPa
定时	约10分钟
尺寸	
操作器、左腿附加装置	长20.7 × 宽51.8 × 高4.1 (cm)
右腿附加装置	长20.3 × 宽51.8 × 高1.5 (cm) / 软管长度50 cm
重量	
主机 (操作器 + 左腿附加装置 + 右腿附加装置)	约450 g
AC适配器电源线长度	约2 m
附加装置对应尺寸	小腿周长 约27~42 cm
执行标准	GB4706.1:2005 GB4706.10:2008 GB4343.1:2009 GB4343.2:1999 GB17625.1:2003 GB17625.2:2007

## 各部位名称

### 操作器+左腿附加装置



### 右腿附加装置



11

请确认产品。

操作器+左腿附加装置	右腿附加装置
足底衬垫 (2个)	AC适配器
	收藏包


\* 请使用规定或指定的附件。

12

## 使用方法


### 在按摩小腿时

- 1 将连接软管插入到插孔里。
  - 照着孔的大小牢牢插入。
  - 不要踩着软管或上面放置重物。




\*仅单腿使用时 (也可以仅单腿使用)

- 将气塞牢牢地插入到左腿附加装置操作器的空气插孔最深处。
- \* 哪条腿都可以使用。



- 2 将AC适配器的插头插到AC适配器插孔里。




⚠ 请参照警告第7、11条和注意第6条。

请隔着袜子或裤子使用。有时腿上会留下使用痕迹，无法立即消失，在出门前使用要注意这一情况。

13

### 3 佩戴到小腿上。


- 对上下进行检查，操作器压在左腿内侧进行缠绕。(使上下与提示标签相符。)
- 小腿周长 (27 cm~42 cm)



\* 请不要在小腿上使用足底衬垫。

### 4 用粘扣带牢牢地固定。

- 为防止粘扣带脱开，要用手仔细按压固定。
- 缠绕得松的话，有时会影响按摩效果。
- 在穿着长筒丝袜时，注意粘扣带的有粘性部分不要碰到丝袜。
- 使用时不要弯折连接软管。
- 不要用于2个人的单腿。




附加装置未佩戴到小腿或脚上时不要让其工作。对附加装置施加过大压力，可能会导致漏气。

⚠ 请参照警告第1、3、6条。


14

### 接通电源进行按摩

- 1 将AC适配器插到插座上。



- 2 按一下  $\odot$  / 强度切换键，接通电源。
  - 电源接通后约10分钟会自动断开电源。(10分钟定时)
  - 左右腿分别将上下气袋反复进行交替伸缩。



肌肉容易拉伤者或皮肤敏感者，开始时先使用较短的时间。


不要在被炉旁或暖风机前等表面温度高的地方使用。附加装置受热后材料变形、强度下降，可能会导致漏气。

⚠ 请参照警告第8、9、10、12、13条。

15

- 3 按  $\odot$  / 强度切换键，选择强度。(强度分为3级。)

- 指示灯显示选定的强度。
- 开始时请使用“弱”，习惯后再调整强度。(按摩期间也可进行变更。)
- 注意不要弯折连接软管。
- 在按摩期间不要拉拽AC适配器的电源线。
- 通过动作切换键还可在“足底”使用。但不要将足底衬垫用于小腿。




- 4 按摩结束后，按  $\odot$  / 强度切换键，直至指示灯熄灭。

⚠ 请参照警告第14条和注意第1、2条。


16

### 在按摩足底时

- 1 将空气插头插到操作器上。(参照P13)
- 2 将AC适配器的插头插到操作器上。(参照P13)
- 3 将足底衬垫装到足底衬垫袋里。



- 4 佩戴到脚上。
  - 脚趾对着附带装置的前端紧紧缠绕。(如有间隙的话，会降低按摩效果。)



\* 请不要将足底衬垫用于足底以外的地方。


17

- 5 用粘扣带牢牢地固定。



- 6 接通电源。(参照P15)

- 7 按一下动作切换键，切换到足底模式。



⚠ 请参照注意第9、10、11条。

- 8 按  $\odot$  / 强度切换键，选择强度。(参照第P16)

- 9 按摩结束后，按  $\odot$  / 强度切换键，直至指示灯熄灭。(参照第P16)
  - 电源接通后约10分钟会自动断开电源。(10分钟定时)


请不要将足底衬垫用于小腿。

18


## 使用完毕

请务必在  $\odot$  / 强度切换键“切”的状态下进行。


- 1 拔下AC适配器。



- 2 从操作器上拔下空气插头和AC适配器的插头。




- 3 收藏操作器+左腿附加装置。



- 4 收藏足底衬垫、AC适配器。

- 用捆扎带捆扎AC适配器的电源线。
- 不要将AC适配器的电源线缠绕在AC适配器的主机上。



- 5 右腿附加装置的连接软管要穿过收藏包的连接软管固定带。

- 收藏时请不要弯折连接软管。



⚠ 请参照注意第3、8、12条。

19

## 清洗及维护

### 清洗

(请务必在  $\odot$  / 强度切换键“切”的状态下进行)

请用含肥皂水的布擦拭操作器及附加装置的污垢。

- 严禁使用稀释剂、汽油以及酒精。否则有可能导致故障或零件破裂、变色等。
- 不要使异物进入空气插孔内。
- 当粘扣带粘上垃圾、头发等异物时，用牙签等清除。

### 维护

不要放到幼儿够得着的地方。

- 不要对操作器进行分解、从高处摔落、过度施加外力。
- 不要放在高温、高湿或阳光直射的地方。
- 不要将针、钉子或其他锋利的物体顶在操作器与附加装置上。
- 保存时不要将其他物品放到操作器与附加装置上面。否则有可能导致表面留下痕迹、褪色。或者变色等。
- 如长时间未使用，在使用前请打开  $\odot$  / 强度切换键，确认弱指示灯亮后开始按摩。

⚠ 请参照注意第4、5、7条。

## 关于废弃

• 请遵照居住地区的垃圾分类规则进行丢弃。

20