

ASO 使用说明书

RN: R100053.1.1

产品简介

锐博生物提供的 ASO 为化学合成双链小分子 RNA，即用型。

运输保存

产品以冻干粉的形式，常温运输。收到产品后，请于-20°C~-80°C保存，冻干粉可以稳定保存一年。使用前请瞬时离心，用 RNase-free Water 配制成 20 μ M 储存液，分装保存于-20°C~-80°C，避免反复冻融（不超过 5 次）。

表 1 20 μ M 储存液的配置参考

ASO	5 nmol	20 nmol
RNase-free Water	250ul	1000ul

使用前须知

产品以冻干粉的形式提供，由于影响结晶形态的因素很多，产品外观有些差异，甚至形态无法用肉眼可见，此为正常现象。

为避免外界因素（包括酶，极端 pH 或者温度条件等）导致产品降解，所有操作请严格遵循 RNA 操作原则。实验过程中，产品最好于冰上放置，使用完毕后请于-20°C~-80°C小心保存。

细胞实验方法

为了降低细胞密度、试剂用量，转染效率等因素导致的孔间差异保证实验可靠性和重复一般建议：

- 1) 转染实验中每个转染样品至少设置 3 个复孔；
- 2) 接种细胞时，每孔接种的细胞数量尽量保持一致，且细胞在各孔的表面平均分布。

1. 转染浓度：

ASO 最佳工作浓度因不同的细胞类型及研究目而异。锐博生物推荐的 ASO 初始转染浓度为 50nM，转染后检测时间为 24~72h。最佳转染效率一般通过设置时间梯度和浓度梯度进行优化，优化的范围建议为 5~100nM。

2. 转染步骤：

以 riboFECT™ CP Reagent 转染 ASO 于 24 孔板，转染浓度为 50nM 为例，其他规格容器的试剂用量请参考表 2，若使用其它转染试剂，请参考对应转染试剂说明书。

1) 接种细胞

a. 贴壁细胞：以 HeLa 细胞为例，接种 $1 \times 10^5 \sim 5 \times 10^5$ 个细胞至含有适量完全培养基的 24 孔板培养孔中，使转染时的细胞密度能够达到 30~50%。

b. 悬浮细胞：以 THP-1 细胞为例，接种 $1 \times 10^5 \sim 5 \times 10^5$ 个细胞至含有适量完全培养基的 24 孔板培养孔中。

注：①不同细胞生长速度不同，接种细胞的数量，细胞密度需要依据细胞类型，培养时间，实验目而定；②每孔接种的细胞数量应尽量相同，使细胞均匀分布。③由于自身特性问题，悬浮细胞相对较难转染，需要优化转染条件以便提高转染效果，如果细胞特殊，可更换为电转方式。

2) 转染

对于每个转染样品，请按以下步骤准备：

a. 稀释 ASO：用 30 μ l 1X riboFECT™ CP Buffer (v2) 稀释 1.25 μ l 20 μ M ASO 储存液 (v3)，轻轻混匀。

b. 混合液制备：加入 3 μ l riboFECT™ CP Reagent (v4)，轻轻吹打混匀，室温孵育 0~15min，制备成转染复合物。

注：①请勿振荡，溶液可能会有浑浊，但不影响转染；②混合液可室温放置一段时间，但不应超过 24h。

c. 将 riboFECT™ CP 转染复合物加入到适量无双抗完全培养基 (v1) 中，轻轻混匀。

注：riboFECT™ CP 转染复合物加入至原细胞培养基中一般无需移除或更换，但亦可依据具体实验情况进行优化。

d. (可选) 进行其他必要的特殊处理 (如加药处理)。

e. 将培养板置于 37 °C 的 CO₂ 培养箱中培养 24~96h (培养时间与实验目的相关)。

表 2 使用 riboFECT™ CP 转染 ASO 用量参考

v1: 细胞培养基; v2: 1X riboFECT™ CP Buffer; v3: 20μM ASO; v4: riboFECT™ CP Reagent

	siRNA 终浓度	每孔体积	培养基 (v1)	Buffer(v2)	ASO(v3)	Reagent(v4)
96-well	100nM	100μl	92.90μl	6μl	0.5μl	0.6μl
	50nM	100μl	93.15μl	6μl	0.25μl	0.6μl
	30nM	100μl	93.25μl	6μl	0.15μl	0.6μl
	20nM	100μl	93.30μl	6μl	0.1μl	0.6μl
	10nM	100μl	93.35μl	6μl	0.05μl	0.6μl
24-well	100nM	500μl	464.50μl	30μl	2.5μl	3μl
*	50nM	500μl	465.75μl	30μl	1.25μl	3μl
	30nM	500μl	466.25μl	30μl	0.75μl	3μl
	20nM	500μl	466.50μl	30μl	0.5μl	3μl
	10nM	500μl	466.75μl	30μl	0.25μl	3μl
12-well	100nM	1ml	929.00μl	60μl	5μl	6μl
	50nM	1ml	931.50μl	60μl	2.5μl	6μl
	30nM	1ml	932.50μl	60μl	1.5μl	6μl
	20nM	1ml	933.00μl	60μl	1μl	6μl
	10nM	1ml	933.50μl	60μl	0.5μl	6μl
6-well	100nM	2ml	1858.00μl	120μl	10μl	12μl
	50nM	2ml	1863.00μl	120μl	5μl	12μl
	30nM	2ml	1865.00μl	120μl	3μl	12μl
	20nM	2ml	1866.00μl	120μl	2μl	12μl
	10nM	2ml	1867.00μl	120μl	1μl	12μl

*: 实验参考用量示例, 对于部分细胞类型需要进一步优化。

3) 效果检测

转染完成后 24~72 小时均可进行 ASO 沉默效果检测, 最佳检测时间与细胞类型, 转染试剂, 检测目的等相关。

- RNA 水平的检测:** ASO 作用的目标分子是目的基因的 RNA, 其涉及 RNase-H 介导的靶 RNA 裂解, 故检测目的基因的 RNA 水平可直接反应 ASO 是否发挥了相应的作用, 且通过 qRT-PCR 可计算具体的抑制效率。一般 ASO 转染后 24~72h 即可检测到目的基因 RNA 表达明显降低。注: 引物设计质量很重要。
- 蛋白水平的检测:** 对于蛋白编码基因, 还需检测相应的蛋白表达水平, 以确定是否目的蛋白也成功下调。由于蛋白表达水平的变化受多个因素影响, 有时候会出现 RNA 水平成功抑制了而蛋白水平变化不明显的情况。若蛋白表达水平下降不明显, 需认真检测其 mRNA 的表达水平, 用于判断 ASO 不理想的原因。
- 功能筛选:** 应用 EdU 细胞增殖、TUNEL 细胞凋亡等检测方法进行 ASO 对细胞功能的直接筛选。

动物实验方法

动物模型：根据实验需要选择合适的动物模型。

修饰方式：锐博生物经过多年研发，开出了 PS、2' OMe 修饰方案修饰的 ASO，可直接用于动物实验。

给药方式：局部给药，最直接的导入方式局部给药，ASO 的导入效率较高，用量少，ASO 能很快被吸收。适用于浅表器官和组织，包括眼、肌肉、皮下组织等。

系统给药：一些无法通过局部给药方式到达的靶位，如内脏，器官以及一些散列分布的靶位（如淋巴细胞、转移性肿瘤细胞等），可使用系统性注射方式，包括心、肝、脾、肺、肾等。

相关产品

产品编号	产品名称
C10511-05	riboFECT™ CP Transfection Kit(166T)
C10511-1	riboFECT™ CP Transfection Kit(333T)
C10410-1	riboMONITOR™ Transfection Indicator Kit(Green),20T