

# CORNING

## 美国康宁

### 细胞培养及实验室器具

( 全套产品 )

在线目录浏览请登陆：

[www.chinarainbow.com.hk](http://www.chinarainbow.com.hk)

[www.51082920.com](http://www.51082920.com)

上海办事处：021-51082920

香港办事处：+852-28935880

Email: [info@chinarainbow.com.hk](mailto:info@chinarainbow.com.hk)

# 产品范围

· 生命科学/ 细胞培养 .....	4
· 生命科学/ IVF 产品 .....	69
· 生命科学/ 冷冻保存 .....	70
· 生命科学/ 微孔板 .....	77
· 生命科学/ 分子生物学和生物化学 .....	124
· 生命科学/ 微生物学 .....	156
· 分离和纯化/ 过滤 .....	157
· 液体操作/ 移液器 .....	176
· 液体操作/ 吸嘴及移液器附件 .....	181
· 液体操作/ 电动注液器 .....	191
· 液体操作/ 移液管及附件 .....	192
· 通用产品/ 容器 .....	201
· 通用产品/ 化玻器材 .....	210
· 通用产品/ 其他 .....	239

# 本目录中所使用的材料代码

ACRYLIC	聚甲基丙烯酸甲脂肪 (PMMA)
C . A .	醋酸纤维素
C . N .	硝酸纤维素
ECTFE	Halar ECTFE ( ethylene-chlorotrifluoroethylene copolymer/ 乙烯-三氟氯乙烯共聚物 )
ETFE	Tefzel ETFE ( ethylene-tetrafluoroethylene/ 乙烯-四氟乙烯 )
FEP	Teflon FEP ( fluorinated ethylene propylene/ 氟化聚乙烯 )
FLPE	氟化聚乙烯
FLPP	氟化聚丙烯
FRP	玻璃纤维增强聚酯
HDPE	高密度聚乙烯
LDPE	低密度聚乙烯
LLDPE	线性低密度聚乙烯
PC	聚碳酸酯
PE	聚乙烯
PEI	聚醚酰亚胺
PES	聚醚砜
PETG	聚对苯二甲酸乙二醇酯共聚物
PFA	Teflon PFA ( 聚四氟乙烯 )
PMMA	聚甲基丙烯酸甲脂 ( 丙烯酸 )
PMP	聚甲基戊烯 ( TPX )
PP	聚丙烯
PPCO	聚丙烯共聚物
PPO	聚苯醚
PS	聚苯乙烯
PSF	聚砜
PUR	聚氨酯
PVC	聚氯乙烯
PVDF	聚偏二氟乙烯
SAN	苯乙烯-丙烯腈
SFCA	无表面活性剂醋酸纤维素
TFE	Teflon TFE ( tetrafluoroethylene/ 四氟乙烯 )
TPE	热塑弹性体
XLPE	交联高密度聚乙烯

## 名称： Cell Culture Flasks 细胞培养瓶

类别： 生命科学/ 细胞培养

Corning 和 Costar 细胞培养瓶有多种规格和多种瓶盖类型可提供，以满足用户的不同需求。由高质量的原生聚苯乙烯(PS)制作，表面经过 TC 处理，促进细胞的贴壁生长，生产批号可追踪，100%通过完整性检测，无热原，均为无菌包装。

密封盖(Plug seal caps)：Corning 经典瓶盖类型。一次成形不带内垫，常用于密闭培养，可保证其密闭性；旋松瓶盖时也可用于开放培养。

聚酯盖(Phenolic style caps)：常用于开放培养(需要旋松瓶盖)。只需轻轻旋松瓶盖便可保证瓶内气体与环境中气体的交换。

透气盖(Vent caps)：瓶盖带有 0.2 $\mu$ m 疏水滤膜，提供无菌气体交换，减少污染的风险。常用于开放培养，推荐用于 CO<sub>2</sub> 培养箱培养，尤其适用于需要长期培养的实验。

隔垫盖(Septum caps)：隔垫带有预切割口，可承受多次穿插。可使用吸嘴(或者 5ml 以下规格的移液管)穿插隔垫进行加液、吸液或者收获细胞，减少污染的机会，维持 RoboFlask 培养瓶封闭无菌的环境。

直颈(Straight neck)：直颈的设计可减少培养基因晃动而流到瓶里。

斜颈(Canted neck)：易于倾注，移液管或者细胞刮容易进入瓶体。是 Corning 公司经典的设计。

角度颈(Angled caps)：移液管或者细胞刮易于进入瓶身，并且可减少培养基因晃动而流到瓶盖。

三角形(Triangular and modified triangular)：移液管或细胞刮更易达到瓶角，宽底增加稳定性。

矩形(Rectangular)：斜颈的矩形培养瓶瓶底至瓶颈是一个坡度设计，易于倾注，移液管或者细胞刮容易进入瓶体，大部分斜颈瓶都有一个裙边以增加稳定性。直颈和角度颈的矩形培养瓶整个瓶底都是培养面，节省空间并减少培养基因晃动而流到瓶盖。

RoboFlask 培养瓶(RoboFlask vessels)：微孔板尺寸的培养瓶，兼容自动操作的培养系统，92.6cm<sup>2</sup> 生长面积。

## 名称： 25cm<sup>2</sup> Growth Area Flasks 25cm<sup>2</sup> 细胞培养瓶

类别： 生命科学/ 细胞培养



有高质量的原生聚苯乙烯(PS)制作，表面经过 TC 处理，促进细胞的贴壁生长，生产批号可追踪，100%通过完整性检测，无热原，均为无菌包装。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
430168	矩形，斜颈，密封盖。	500 个/箱，20 个/包	箱	
430372	矩形，斜颈，聚酯盖。	500 个/箱，20 个/包	箱	
430639	矩形，斜颈，透气盖。	500 个/箱，20 个/包	箱	
3055	三角形，角度颈，聚酯盖。	500 个/箱，20 个/包	箱	
3056	三角形，角度颈，透气盖。	200 个/箱，10 个/包	箱	

## 名称：75cm<sup>2</sup> Growth Area Flasks 75cm<sup>2</sup> 细胞培养瓶

类别：生命科学/ 细胞培养



由高质量的原生聚苯乙烯(PS)制作，表面经过 TC 处理，促进细胞的贴壁生长，生产批号可追踪，100%通过完整性检测，无热原，均为无菌包装。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
430641	矩形，斜颈，透气盖。	100 个/箱，5 个/包	箱	
430720	矩形，斜颈，密封盖。	100 个/箱，5 个/包	箱	
430725	矩形，斜颈，聚酯盖。	100 个/箱，5 个/包	箱	
3275	三角形，直颈，聚酯盖。	100 个/箱，5 个/包	箱	
3276	三角形，直颈，透气盖。	100 个/箱，5 个/包	箱	
3375	矩形，斜颈，聚酯盖。	100 个/箱，5 个/包	箱	
3376	矩形，斜颈，聚酯盖。	100 个/箱，5 个/包		

## 名称： 92.6cm<sup>2</sup>Growth Area RoboFlask Vessels RoboFlask 细胞培养瓶

类别： 生命科学/ 细胞培养



由高质量的原生聚苯乙烯(PS)制作，表面经过 TC 处理，促进细胞的贴壁生长，生产批号可追踪，100%通过完整性检测，无热原，均为无菌包装。

微孔板尺寸的 RoboFlask 培养瓶，兼容自动操作的培养系统。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3070	适用于自动系统，带条形码；隔垫盖。	100 个/箱，20 个/包	箱	
3071	适用于手动系统，带条形码；平盖。	100 个/箱，20 个/包	箱	
3069	适用于自动系统，带条形码；隔垫盖。	50 个/箱，10 个/包	箱	
3059	适用于手动系统，带条形码；平盖。	50 个/箱，10 个/包	箱	

## 名称：150cm<sup>2</sup> Growth Area Flasks 150cm<sup>2</sup> 细胞培养瓶

类别：生命科学/ 细胞培养



由高质量的原生聚苯乙烯(PS)制作，表面经过 TC 处理，促进细胞的贴壁生长，生产批号可追踪，100%通过完整性检测，无热原，均为无菌包装。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
430823	矩形，斜颈，密封盖。	50 个/箱，5 个/包	箱	
430824	矩形，斜颈，聚酯盖。	50 个/箱，5 个/包	箱	
430825	矩形，斜颈，透气盖。	50 个/箱，5 个/包	箱	

## 名称：162cm<sup>2</sup> Growth Area Flasks 162cm<sup>2</sup> 细胞培养瓶

类别：生命科学/ 细胞培养



由高质量的原生聚苯乙烯(PS)制作，表面经过 TC 处理，促进细胞的贴壁生长，生产批号可追踪，100%通过完整性检测，无热原，均为无菌包装。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3150	传统矩形，直颈，聚酯盖。	25 个/箱，5 个/包	箱	
3151	传统矩形，直颈，透气盖。	25 个/箱，5 个/包	箱	

## 名称：175cm<sup>2</sup> Growth Area Flasks 175cm<sup>2</sup> 细胞培养瓶

类别：生命科学/ 细胞培养




由高质量的原生聚苯乙烯(PS)制作，表面经过 TC 处理，促进细胞的贴壁生长，生产批号可追踪，100%通过完整性检测，无热原，均为无菌包装。

注:431306 为带条形码的培养瓶，可用于 SelecTTM 自动系统。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
431079	矩形,角度颈,密封盖。	50 个/箱, 5 个/包	箱	
431080	矩形,角度颈,透气盖。	50 个/箱, 5 个/包	箱	
431085	矩形,角度颈,聚酯盖。	50 个/箱, 5 个/包	箱	
431306	矩形,角度颈,透气盖。	84 个/箱, 7 个/包	箱	

## 名称： 225cm<sup>2</sup> Growth Area Flasks 225cm<sup>2</sup> 细胞培养瓶

类别： 生命科学/ 细胞培养




由高质量的原生聚苯乙烯(PS)制作，表面经过 TC 处理，促进细胞的贴壁生长，生产批号可追踪，100%通过完整性检测，无热原，均为无菌包装。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
431081	传统矩形，角度颈，密封盖。	25 个/箱，5 个/包	箱	
431082	传统矩形，角度颈，透气盖。	25 个/箱，5 个/包	箱	
3000	矩形，斜颈，聚酯盖。	24 个/箱，4 个/包	箱	
3001	矩形，斜颈，透气盖。	24 个/箱，4 个/包	箱	

## 名称： Cell Scrapers and Cell Lifters 细胞刮和细胞铲

类别： 生命科学/ 细胞培养



用于人工收获细胞，优化设计确保对细胞最小的伤害并尽可能接触细胞生长的所有表面。细胞铲常用于从培养皿中收获细胞（尤其是干细胞）。细胞刮常用于细胞培养瓶中收获细胞。无菌无热原独立包装。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3008	细胞铲，刃口 1.9cm，柄长 18cm 。	100 支/箱	箱	
3010	细胞刮，刃口 1.8cm，柄长 25cm 。	100 支/箱	箱	
3011	细胞刮，刃口 3.0cm，柄长 39cm 。	100 支/箱	箱	

## 名称： 12 Well Plates 12 孔细胞培养板

类别： 生命科学/ 细胞培养




由高质量的原生聚苯乙烯(PS)制作。不可转置且带有凝结环的板盖可减少污染机会，每个孔均有编码易于识别，培养表面经 TC 处理，促进细胞贴壁。均为无热原，无菌包装。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3512	孔直径 22.1mm，生长面积 3.8cm <sup>2</sup> ，工作体积 0.76-1.14ml。	100 块/箱，5 块/包	箱	
3513	孔直径 22.1mm，生长面积 3.8cm <sup>2</sup> ，工作体积 0.76-1.14ml。	50 块/箱，1 块/包	箱	

## 名称： 6 Well Plates 6孔细胞培养板

类别： 生命科学/ 细胞培养




由高质量的原生聚苯乙烯(PS)制作。不可转置且带有凝结环的板盖可减少污染机会，每个孔均有编码易于识别，培养表面经 TC 处理，促进细胞贴壁。均为无热原，无菌包装。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3506	孔直径 34.8mm，生长面积 9.5cm <sup>2</sup> ，工作体积 1.9-2.9ml。	100 块/箱，5 块/包	箱	
3516	孔直径 34.8mm，生长面积 9.5cm <sup>2</sup> ，工作体积 1.9-2.9ml。	50 块/箱，1 块/包	箱	

## 名称： 24 Well Plates 24 孔细胞培养板

类别： 生命科学/ 细胞培养



由高质量的原生聚苯乙烯(PS)制作。不可转置且带有凝结环的板盖可减少污染机会，每个孔均有编码易于识别，培养表面经 TC 处理，促进细胞贴壁。均为无热原，无菌包装。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3524	孔直径 15.6mm，生长面积 1.9m <sup>2</sup> ，工作体积 0.38-0.57ml。	100 块/箱，1 块/包	箱	
3526	孔直径 15.6mm，生长面积 1.9m <sup>2</sup> ，工作体积 0.38-0.57ml。	50 块/箱，1 块/包	箱	
3527	孔直径 15.6mm，生长面积 1.9m <sup>2</sup> ，工作体积 0.38-0.57ml。	100 块/箱，5 块/包	箱	

**名称： 48 Well Plates 48 孔细胞培养板**

类别： 生命科学/ 细胞培养



由高质量的原生聚苯乙烯(PS)制作。不可转置且带有凝结环的板盖可减少污染机会，每个孔均有编码易于识别，培养表面经 TC 处理，促进细胞贴壁。均为无热原，无菌包装。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3548	孔直径 11mm，生长面积 0.95m <sup>2</sup> ，工作体积 0.19-0.285ml。	100 块/箱，1 块/包	箱	

**名称： 96 Well Cell Culture Plates 96孔细胞培养板**

类别： 生命科学/ 细胞培养



由高质量的原生聚苯乙烯(PS)或聚丙烯(PP)制作(未注明材质培养板由 PS 制作)。每个孔均有编码易于识别，培养表面经 TC 处理，促进细胞贴壁。培养板均带有板盖(除非特别注明)。无热原，无菌包装。

## 名称： Clear Plates 透明 96 孔细胞培养板

类别： 生命科学/ 细胞培养



由高质量的原生聚苯乙烯(PS)或聚丙烯(PP)制作(未注明材质培养板由 PS 制作)。每个孔均有编码易于识别，培养表面经 TC 处理，促进细胞贴壁。培养板均带有板盖(除非特别注明)。无热原，无菌包装。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3596	标准 96 孔平底板。	50 块/箱，1 块/包	箱	
3997	标准 96 孔平底板。	50 块/箱，10 块/包	箱	
3598	标准 96 孔平底板。	100 块/箱，5 块/包	箱	
3599	标准 96 孔平底板。	100 块/箱，1 块/包	箱	
3585	标准 96 孔平底板，带低蒸发板板。	50 块/箱，5 块/包	箱	
3595	标准 96 孔平底板，带低蒸发板板。	50 块/箱，1 块/包	箱	
3697	96 孔半量板。	100 块/箱，20 块/包	箱	
3790	96 孔 U 底板，PP 板带 PS 板盖。	50 块/箱，1 块/包	箱	
3799	96 孔 U 底板。	50 块/箱，1 块/包	箱	
3894	96 孔 V 底板。	50 块/箱，1 块/包	箱	
9102	F8X12 可拆板。	50 块/箱，1 块/包	箱	

上海办事处：021-51082920 香港办事处：+852-28935880 Email: [info@chinarainbow.com.hk](mailto:info@chinarainbow.com.hk)

## 名称： White Plates 白色 96 孔细胞培养板

类别： 生命科学/ 细胞培养



由高质量的原生聚苯乙烯(PS)或聚丙烯(PP)制作(未注明材质培养板由 PS 制作)。每个孔均有编码易于识别，培养表面经 TC 处理，促进细胞贴壁。培养板均带有板盖(除非特别注明)。无热原，无菌包装。白色板用于发光测试，可增强信号。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3917	白色 96 孔平底板。	100 块/箱，20 块/包	箱	
3362	白色 96 孔平底板，不带板盖。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3688	白色 96 孔半量板。	100 块/箱，20 块/包	箱	
3885	白色 96 孔半量板，透明底。	100 块/箱，20 块/包	箱	
3610	白色 96 孔平底板，透明底。	48 块/箱，1 块/包	箱	
3903	白色 96 孔平底板，透明底。	100 块/箱，20 块/包	箱	

## 名称： Clear Plates 透明 384 孔细胞培养板

类别： 生命科学/ 细胞培养

由高质量的原生聚苯乙烯(PS)制作，平底带有板盖。培养表面经 TC 处理，促进细胞贴壁。无热原，无菌包装。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3701	标准 384 孔板。	100 块/箱，20 块/包	箱	

**名称： White Plates 白色 384 孔细胞培养板**


类别： 生命科学 / 细胞培养



由高质量的原生聚苯乙烯(PS)制作，平底带有板盖。培养表面经 TC 处理，促进细胞贴壁。无热原，无菌包装。白色板用于发光测试，可增强信号。

## 名称： Black Plates 黑色 384 孔细胞培养板

类别： 生命科学/ 细胞培养




由高质量的原生聚苯乙烯(PS)制作，平底带有板盖。培养表面经 TC 处理，促进细胞贴壁。无热原，无菌包装。极低背景的黑板用于荧光测试，可减少孔间信号干扰。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3709	黑色标准 384 孔板。	100 块/箱，20 块/包	箱	
3712	黑色标准 384 孔板，透明底。	100 块/箱，20 块/包	箱	
3542	黑色 384 小孔板，透明底。	50 块/箱，10 块/包	箱	

## 名称： TC Surface Cell Culture Dishes TC 表面细胞培养皿

类别： 生命科学/ 细胞培养



表面经过 TC 处理，促进细胞贴壁生长。430196 皿底带有 2mm 网格；431112 带有防溢出膜，防止在操作时培养基溢出。由高质量的原生聚苯乙烯(PS)制作。均为无热原，无菌包装。具有通气栅设计，确保气体交换。特别的设计便于叠放；可提供多种规格和型号(实际生长区域小于标识规格：35mm 皿=33.9mm，60mm 皿=51.4mm，100mm 皿=80.5mm，150mm 皿=134.5mm；245mm 方型皿=224X224mm)。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
430165	规格：35mm；高度：10mm；生长面积：8cm <sup>2</sup> 。	500 个/箱，20 个/包	箱	
430166	规格：60mm；高度：15mm；生长面积：21cm <sup>2</sup> 。	500 个/箱，20 个/包	箱	
430196	规格：60mm；高度：15mm；生长面积：21cm <sup>2</sup> 。	500 个/箱，20 个/包	箱	
430167	规格：100mm；高度：20mm；生长面积：55cm <sup>2</sup> 。	500 个/箱，20 个/包	箱	
430293	规格：100mm；高度：20mm；生长面积：55cm <sup>2</sup> 。	480 个/箱，10 个/包	箱	
430599	规格：150mm；高度：25mm；生长面积：148cm <sup>2</sup> 。	60 个/箱，5 个/包	箱	
431110	规格：245mm(方形)；高度：25mm；生长面积：500cm <sup>2</sup> 。	16 个/箱，4 个/包	箱	
431112	规格：245mm(方形)；高度：25mm；生长面积：500cm <sup>2</sup> 。	16 个/箱，4 个/包		

上海办事处：021-51082920

香港办事处：+852-28935880

Email: [info@chinarainbow.com.hk](mailto:info@chinarainbow.com.hk)

## 名称： Black Plates 黑色 1536 孔细胞培养板

类别： 生命科学/ 细胞培养



由高质量的原生聚苯乙烯(PS)制作，相对于其它的 1536 孔板，具有更低的变异系数(C.V.)，更高信噪比和更低背景荧光。平底带有板盖。培养表面经 TC 处理，促进细胞贴壁。无热原，无菌包装。极低背景的黑板用于荧光测试，可减少孔间信号干扰

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3726	黑色标准 1536 孔板	50 块/箱，10 块/包	箱	
3893	黑色 1536 孔透明底板。	50 块/箱，10 块/包	箱	

## 名称： Nontreated Cell Culture Dishes 表面未处理细胞培养皿

类别： 生命科学/ 细胞培养



由高质量的原生聚苯乙烯(PS)制作。均为无热原，无菌包装。具有通气栅设计，确保气体交换。特别的设计便于叠放；可提供多种规格和型号(实际生长区域小于标识规格：35mm 皿=33.9mm，60mm 皿=51.4mm，100mm 皿=80.5mm，150mm 皿=134.5mm；245mm 方型皿=224X224mm)。不需要细胞贴壁时，可选用表面没有经过 TC 处理的细胞培养皿。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
430588	规格：35mm；高度：10mm；生长面积：8cm <sup>2</sup> 。	500 个/箱，20 个/包	箱	
430589	规格：60mm；高度：15mm；生长面积：21cm <sup>2</sup> 。	500 个/箱，20 个/包	箱	
430591	规格：100mm；高度：20mm；生长面积：55cm <sup>2</sup> 。	500 个/箱，20 个/包	箱	
430597	规格：150mm；高度：25mm；生长面积：148cm <sup>2</sup> 。	60 个/箱，5 个/包	箱	
431111	规格：245mm(方形)；高度：25mm；生长面积：500cm <sup>2</sup> 。	16 个/箱，4 个/包	箱	

## 名称： Ultra Low Attachment Dishes and Plates 超低吸附细胞培养皿

类别： 生命科学/ 细胞培养



表面共价结合水凝胶层，具有亲水性和电荷中性。极低的细胞贴壁性、蛋白吸附性和酶活性。这种生物惰性的表面不会降解，无细胞毒性。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3261	规格：60mm；高度：15mm；生长面积：21cm <sup>2</sup> 。	20个/箱，5个/包	箱	
3262	规格：100mm；高度：20mm；生长面积：55cm <sup>2</sup> 。	20个/箱，5个/包	箱	

## 名称： Culture Tubes 细胞培养管

类别： 生命科学/ 细胞培养



聚苯乙烯(PS)制作，密封盖可确保密封，无菌无热原包装。TC 表面处理的培养管带有管架，而未做表面处理的培养管是袋装的。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
430157	TC 处理，规格：16X125mm，	500 支/箱，25 支/包	箱	
430172	未处理，规格：16X125mm，	500 支/箱，50 支/包	箱	

## 名称： Transwell Permeable Support 悬挂式细胞培养插入皿

类别： 生命科学/ 细胞培养



培养皿侧壁由聚苯乙烯(PS)制作，培养皿底部为具有渗透性的滤膜。放置到细胞培养板中，细胞在滤膜上生长，可给细胞提供全方位的营养供给，更为接近真实的体内环境。多种材质和规格的滤膜可用于不同的研究领域，如细胞分析观察，细胞转运，细胞共培养，细胞迁移和组织模型构建等。Transwell 专利的自动归位设计，可避免皿壁与板壁之间产生毛细现象。采用悬挂式的设计，在共培养时不会影响底层细胞的生长。均为无菌包装。

Transwell 滤膜孔密度表(/cm<sup>2</sup>)：三种类型膜中，PTFE 膜由于特殊的制作方法没有特定的孔密度，而 PET 和 PC 膜都有标识孔密度，PET 膜孔密度低于 PC 膜，但 PET 膜具有更好的光学透明度。

## 名称： Transwell -Clear Polyester Membrane Insert PET 膜细胞培养插入皿

类别： 生命科学/ 细胞培养



光学透明，在相差显微镜下可以很好的观察细胞。与配套使用的培养板一起封装。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3470	滤膜直径：6.5mm，滤膜孔径：0.4 $\mu$ m。	48个/箱，12个/板，4块板/箱	箱	
3472	滤膜直径：6.5mm，滤膜孔径：3.0 $\mu$ m。	48个/箱，12个/板，4块板/箱	箱	
3460	滤膜直径：12mm，滤膜孔径：0.4 $\mu$ m。	48个/箱，12个/板，4块板/箱	箱	
3462	滤膜直径：12mm，滤膜孔径：3.0 $\mu$ m。	48个/箱，12个/板，4块板/箱	箱	
3450	滤膜直径：24mm，滤膜孔径：0.4 $\mu$ m。	24个/箱，6个/板，4块板/箱	箱	
3452	滤膜直径：24mm，滤膜孔径：3.0 $\mu$ m。	24个/箱，6个/板，4块板/箱	箱	

## 名称： Transwell -COL Collagen-Coated Insert PTFE 膜细胞培养插入皿

类别： 生命科学/ 细胞培养



等摩尔的 I 型和 III 型胶原蛋白处理 PTFE 膜，改善细胞贴壁和分布。Transwell 独立包装，每箱 Transwell 均包含有配套使用的培养板。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3495	滤膜直径：6.5mm；滤膜孔径：0.4 $\mu$ m。	独立包装，2 块板/箱，24 个/箱	箱	
3496	滤膜直径：6.5mm；滤膜孔径：3.0 $\mu$ m。	独立包装，2 块板/箱，24 个/箱	箱	
3493	滤膜直径：12mm；滤膜孔径：0.4 $\mu$ m。	独立包装，2 块板/箱，24 个/箱	箱	
3494	滤膜直径：12mm；滤膜孔径：3.0 $\mu$ m。	独立包装，2 块板/箱，24 个/箱	箱	
3491	滤膜直径：24mm；滤膜孔径：0.4 $\mu$ m。	独立包装，4 块板/箱，24 个/箱	箱	
3492	滤膜直径：24mm；滤膜孔径：3.0 $\mu$ m。	独立包装，4 块板/箱，24 个/箱	箱	

## 名称： Transwell Polycarbonate Membrane Insert PC 膜细胞培养插入皿

类别： 生命科学/ 细胞培养



包装形式：与配套使用的培养板一起封装。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3413	滤膜直径：6.5mm；滤膜孔径：0.4 $\mu$ m。	48 个/箱，12 个/板，4 块板/箱	箱	
3415	滤膜直径：6.5mm；滤膜孔径：3.0 $\mu$ m。	48 个/箱，12 个/板，4 块板/箱	箱	
3421	滤膜直径：6.5mm；滤膜孔径：5.0 $\mu$ m。	48 个/箱，12 个/板，4 块板/箱	箱	
3422	滤膜直径：6.5mm；滤膜孔径：8.0 $\mu$ m。	48 个/箱，12 个/板，4 块板/箱	箱	
3401	滤膜直径：12mm；滤膜孔径：0.4 $\mu$ m。	48 个/箱，12 个/板，4 块板/箱	箱	
3402	滤膜直径：12mm；滤膜孔径：3.0 $\mu$ m。	48 个/箱，12 个/板，4 块板/箱	箱	
3403	滤膜直径：12mm；滤膜孔径：12.0 $\mu$ m。	48 个/箱，12 个/板，4 块板/箱		
3412	滤膜直径：24mm；滤膜孔径：0.4 $\mu$ m。	24 个/箱，6 个/板，4 块板/箱	箱	
3414	滤膜直径：24mm；滤膜孔径：3.0 $\mu$ m。	24 个/箱，6 个/板，4 块板/箱	箱	
3428	滤膜直径：24mm；滤膜孔径：8.0 $\mu$ m。	24 个/箱，6 个/板，4 块板/箱	箱	
3419	滤膜直径：75mm；滤膜孔径：0.4 $\mu$ m。	12 个/箱，1 个/皿，12 个皿/箱	箱	
3420	滤膜直径：75mm；滤膜孔径：3.0 $\mu$ m。	12 个/箱，1 个/皿，12 个皿/箱	箱	

上海办事处：021-51082920 香港办事处：+852-28935880 Email: info@chinarainbow.com.hk

## 名称： Corning HTS Transwell -24 Membrane Insert 24 孔细胞培养插入板

类别： 生命科学/ 细胞培养



操作与单个 Transwell 一样，可同时操作 24 个插入皿。单独包装的 HTS Transwell -24 带有配套培养板和贮液板；而大包装的 HTS Transwell -24 只带有培养板，贮液板需要另外采购。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3396	HTS Transwell -24，单独包装；PC 滤膜材质；滤膜孔径：0.4 $\mu$ m。	2 个/箱	箱	
3397	HTS Transwell -24，大包装；PC 滤膜材质；滤膜孔径：0.4 $\mu$ m。	12 个/箱	箱	
3398	HTS Transwell -24，单独包装；PC 滤膜材质；滤膜孔径：3.0 $\mu$ m。	2 个/箱	箱	
3399	HTS Transwell -24，大包装；PC 滤膜材质；滤膜孔径：3.0 $\mu$ m。	12 个/箱	箱	
3379	HTS Transwell -24，单独包装；PET 滤膜材质；滤膜孔径：0.4 $\mu$ m。	2 个/箱	箱	
3378	HTS Transwell -24，大包装；PET 滤膜材质；滤膜孔径：0.4 $\mu$ m。	12 个/箱	箱	
3395	HTS Transwell 贮液板	48 个/箱	箱	

## 名称： Corning HTS Transwell -96 Tissue Culture Systems 96 孔细胞培养插入板

类别： 生命科学/ 细胞培养



操作与单个 Transwell 一样，可同时操作 96 个插入皿。特别的设计使得操作更加方便并且便于使用自动化设备。贮液板可同时将 96 个孔浸入培养基，用于培养过程。接收板每个孔都是独立的，可用于培养或分析过程。贮液板和接收板均带有板盖。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3381	单独包装，带贮液板和接收板，PC 滤膜材质，滤膜孔径 0.4 $\mu\text{m}$ 。	1 个/箱	箱	
3391	单独包装，带贮液板和接收板，PC 滤膜材质，滤膜孔径 0.4 $\mu\text{m}$ 。	5 个/箱	箱	
3380	单独包装，带贮液板和接收板，PET 滤膜材质，滤膜孔径 1.0 $\mu\text{m}$ 。	1 个/箱	箱	
3392	单独包装，带贮液板和接收板，PET 滤膜材质，滤膜孔径 1.0 $\mu\text{m}$ 。	5 个/箱	箱	
3385	单独包装，带接收板，PC 滤膜材质，滤膜孔径 3.0 $\mu\text{m}$ 。	2 个/箱	箱	
3386	每包 4 个，带接收板，PC 滤膜材质，滤膜孔径 3.0 $\mu\text{m}$ 。	8 个/箱	箱	
3387	单独包装，带接收板，PC 滤膜材质，滤膜孔径 5.0 $\mu\text{m}$ 。	2 个/箱	箱	
3388	每包 4 个，带接收板，PC 滤膜材质，滤膜孔径 5.0 $\mu\text{m}$ 。	8 个/箱	箱	
3374	单独包装，带接收板，PET 滤膜材质，滤膜孔径 8.0 $\mu\text{m}$ 。	2 个/箱	箱	
3384	每包 4 个，带接收板，PET 滤膜材质，滤膜孔径 8.0 $\mu\text{m}$ 。	8 个/箱	箱	

上海办事处：021-51082920

香港办事处：+852-28935880

Email: [info@chinarainbow.com.hk](mailto:info@chinarainbow.com.hk)

3382	接收板，表面未处理	10 个/箱	箱	
3383	贮液板，表面未处理	10 个/箱	箱	
3583	黑色接收板，表面经 TC 处理	10 个/箱	箱	

## 名称： Snapwell Insert 可分离插入皿

类别： 生命科学/ 细胞培养



12mm 滤膜固定在单独的支撑环上，支撑环可从插入皿的悬挂架上分离。当细胞在插入皿中生长完全后，支撑环可分离，可将皿底置入到水平或者垂直的扩散室 ( Diffusion Chamber , Harvard Apparatus )。与配套的 6 孔板一起封装。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3407	PC 滤膜材质，滤膜孔径 0.4 $\mu\text{m}$ 。	24 个/箱，6 个/板，4 块板/箱	箱	
3802	PC 滤膜材质，滤膜孔径 3.0 $\mu\text{m}$ 。	24 个/箱，6 个/板，4 块板/箱	箱	
3801	PET 滤膜材质，滤膜孔径 0.4 $\mu\text{m}$ 。	24 个/箱，6 个/板，4 块板/箱	箱	

## 名称： Netwell™Insert 细胞筛网

类别： 生命科学/ 细胞培养



底部由聚酯筛网构成。常用于组织转运、器官培养、组织切片或移植。可以很方便用于组织切片免疫组化染色，也可用于组织匀浆、细胞悬浮液或微载体的过滤。标准包装中已经包含有配套使用的 6 孔板或 12 孔板。24mm 的 Netwell™ 可放置于 50ml 的尖底离心管上使用。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3477	滤膜直径 15mm，滤膜孔径 74μm。	48 个/箱，12 个/板，4 块板/箱	箱	
3478	滤膜直径 15mm，滤膜孔径 500μm。	48 个/箱，12 个/板，4 块板/箱	箱	
3479	滤膜直径 24mm，滤膜孔径 74μm。	48 个/箱，6 个/板，8 块板/箱	箱	
3480	滤膜直径 24mm，滤膜孔径 500μm	48 个/箱，6 个/板，8 块板/箱	箱	

## 名称：Netwell™ Accessories 细胞筛网附件

类别：生命科学/ 细胞培养



每个 Netwell™ 提手和支架可同时处理多达 12 个 Netwell™。聚苯乙烯（PS）材质的试剂槽提供白色和黑色，白色可用于比色实验，而黑色更方便观察组织截面。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3517	Netwell™ 试剂槽，黑色	200 个/箱	箱	
3519	Netwell™ 试剂槽，白色	200 个/箱	箱	
3520	Netwell™ 支架和提手套件，15mm	8 个/箱	箱	
3521	Netwell™ 支架和提手套件，24mm	8 个/箱	箱	

## 名称： Ultra Low Attachment Plates 超低吸附细胞培养板

类别： 生命科学/ 细胞培养



表面共价结合水凝胶层，具有亲水性和电荷中性。极低的细胞贴壁性、蛋白吸附性和酶活性。这种生物惰性的表面不会降解，无细胞毒性。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3471	6孔板，直径 34.8mm，生长面积 9.5cm <sup>2</sup> 。	24个/箱，1个/包	箱	
3473	24孔板，直径 15.6mm，生长面积 1.9cm <sup>2</sup> 。	24个/箱，1个/包	箱	
3474	96孔板，直径 6.4mm，生长面积 0.32cm <sup>2</sup> 。	24个/箱，1个/包	箱	

## 名称： CellBIND Surface Plates CellBIND 表面细胞培养板

类别： 生命科学/ 细胞培养



在减血清培养或者无血清培养的条件下，传统的 TC 处理表面已经不能满足用户的需求。CellBIND 表面为您提供了一个更好的选择，CellBIND 是 Corning 公司的专利技术，利用强微波等离子体处理培养表面，可以使培养表面结合更多的氧基，从而增强表面的亲水性和稳定性，改善细胞的帖壁，提高细胞产量。相对于用生化包被的方法，CellBIND 表面具有更高的稳定性，而且不需冷藏或其它特殊处理。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3335	CellBIND 6 孔细胞培养板。	50 块/箱，5 块/包	箱	
3336	CellBIND 12 孔细胞培养板。	50 块/箱，5 块/包	箱	
3337	CellBIND 24 孔细胞培养板。	50 块/箱，5 块/包	箱	
3300	CellBIND 96 孔细胞培养板。	50 块/箱，5 块/包	箱	
3340	CellBIND 黑色 96 孔细胞培养板，透明底。	50 块/箱，5 块/包	箱	
3683	CellBIND 黑色 384 孔细胞培养板，透明底。	50 块/箱，10 块/包	箱	

## 名称： CellBIND Surface Dishes CellBIND 表面细胞培养皿

类别： 生命科学/ 细胞培养



在减血清培养或者无血清培养的条件下，传统的 TC 处理表面已经不能满足用户的需求。CellBIND 表面为您提供了一个更好的选择，CellBIND 是 Corning 公司的专利技术，利用强微波等离子体处理培养表面，可以使培养表面结合更多的氧基，从而增强表面的亲水性和稳定性，改善细胞的帖壁，提高细胞产量。相对于用生化包被的方法，CellBIND 表面具有更高的稳定性，而且不需冷藏或其它特殊处理。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3294	35X10mm CellBIND 细胞培养皿。	210 个/箱，10 个/包	箱	
3295	60X15mm CellBIND 细胞培养皿。	126 个/箱，7 个/包	箱	
3296	100X20mm CellBIND 细胞培养皿。	40 个/箱，5 个/包	箱	

## 名称： Poly-D-lysine Coated Plates 聚赖氨酸包被细胞培养板

类别： 生命科学/ 细胞培养



聚赖氨酸包被的表面可以改善细胞的贴附性和加快增殖，适用于无血清或低血清培养或神经元细胞培养、神经胶质细胞培养及转染细胞系培养（如 HEK-293、PC12、L929、3T3 细胞系）。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3665	PDL 包被 96 孔细胞培养板。	100 块/箱，20 块/包	箱	
3666	PDL 包被 96 孔细胞培养板，白色，透明底。	100 块/箱，20 块/包	箱	
3667	PDL 包被 96 孔细胞培养板，黑色，透明底。	100 块/箱，20 块/包	箱	
3662	PDL 包被 384 孔细胞培养板。	100 块/箱，20 块/包	箱	
3663	PDL 包被 384 孔细胞培养板，白色，透明底。	100 块/箱，20 块/包	箱	
3664	PDL 包被 384 孔细胞培养板，黑色，透明底。	100 块/箱，20 块/包	箱	

## 名称： CellBIND Surface HYPERFlask™ Vessel CellBIND 表面多层细胞培养瓶

类别： 生命科学/ 细胞培养



HYPERFlask 多层细胞培养瓶其外形与标准的 175cm<sup>2</sup> 一样，但其生长面积却达 1720cm<sup>2</sup>。采用多层透气膜作为生长表面，表面 CellBIND 处理，气体交换更有效，细胞产量更高。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
10010	HYPERFlask 多层细胞培养瓶。	4 个/箱，4 个/包	箱	
10024	HYPERFlask 多层细胞培养瓶。	24 个/箱，4 个/包	箱	

## 名称： CellBIND Surface Flasks CellBIND 表面细胞培养瓶

类别： 生命科学/ 细胞培养



在减血清培养或者无血清培养的条件下，传统的 TC 处理表面已经不能满足用户的需求。CellBIND 表面为您提供了一个更好的选择，CellBIND 是 Corning 公司的专利技术，利用强微波等离子体处理培养表面，可以使培养表面结合更多的氧基，从而增强表面的亲水性和稳定性，改善细胞的帖壁，提高细胞产量。相对于用生化包被的方法，CellBIND 表面具有更高的稳定性，而且不需冷藏或其它特殊处理。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3289	25cm <sup>2</sup> CellBIND 细胞培养瓶，带透气盖。	200 个/箱，20 个/包	箱	
3290	75cm <sup>2</sup> CellBIND 细胞培养瓶，带透气盖。	100 个/箱，5 个/包	箱	
3291	150cm <sup>2</sup> CellBIND 细胞培养瓶，带透气盖。	50 个/箱，5 个/包	箱	
3292	175cm <sup>2</sup> CellBIND 细胞培养瓶，带透气盖。	50 个/箱，5 个/包	箱	
3298	175cm <sup>2</sup> CellBIND 细胞培养瓶，带聚酯盖。	50 个/箱，5 个/包	箱	
431328	175cm <sup>2</sup> CellBIND 细胞瓶，带透气盖和条形码。	84 个/箱，7 个/包	箱	
3293	225cm <sup>2</sup> CellBIND 细胞培养瓶，带透气盖。	25 个/箱，5 个/包	箱	
431346	235cm <sup>2</sup> CellBIND 细胞瓶，带透气盖和条形码。	42 个/箱，7 个/包	箱	
3068	CellBIND RoboFlask 瓶，带隔垫盖和条形码。	50 个/箱，10 个/包	箱	

上海办事处：021-51082920 香港办事处：+852-28935880 Email: [info@chinarainbow.com.hk](mailto:info@chinarainbow.com.hk)

3067	CellBIND RoboFlask 瓶，带隔垫盖和条形码。	100 个/箱，20 个/包	箱	
------	--------------------------------	----------------	---	--

## 名称： CellBIND Surface Roller Bottles CellBIND 表面细胞培养滚瓶

类别： 生命科学/ 细胞培养



减血清培养或者无血清培养可以提高产品的稳定性，降低下游纯化成本，降低质控成本。CellBIND 利用强微波等离子体处理培养表面，可以使培养表面结合更多的氧基，从而增强表面的亲水性和稳定性，改善细胞的帖壁，提高细胞产量。相对于用生化包被的方法，CellBIND 表面具有更高的稳定性，而且不需冷藏或其它特殊处理。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3907	CellBIND 滚瓶，850cm <sup>2</sup> 。	40 个/箱，2 个/包	箱	
431344	CellBIND 滚瓶，850cm <sup>2</sup> 。	44 个/箱，22 个/包	箱	
431329	CellBIND 滚瓶，850cm <sup>2</sup> ，透气盖。	40 个/箱，2 个/包	箱	
431134	CellBIND 滚瓶，皱壁，1700cm <sup>2</sup> 。	20 个/箱，20 个/包	箱	

## 名称： CellBIND Surface CellSTACK CellBIND 表面多层细胞培养器

类别： 生命科学/ 细胞培养



减血清培养或者无血清培养可以提高产品的稳定性，降低下游纯化成本，降低质控成本。CellBIND 利用强微波等离子体处理培养表面，可以使培养表面结合更多的羟基，从而增强表面的亲水性和稳定性，改善细胞的贴壁，提高细胞产量。相对于用生化包被的方法，CellBIND 表面具有更高的稳定性，而且不需冷藏或其它特殊处理。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3330	CellSTACK -1 单层细胞培养器，636cm <sup>2</sup> 。	8 个/箱，1 个/包	箱	
3310	CellSTACK -2 双层细胞培养器，1272cm <sup>2</sup> 。	5 个/箱，1 个/包	箱	
3311	CellSTACK -5 五层细胞培养器，3180cm <sup>2</sup> 。	2 个/箱，1 个/包	箱	
3320	CellSTACK -10 十层细胞培养器，6360cm <sup>2</sup> 。	6 个/箱，1 个/包	箱	
3321	CellSTACK-40 四十层细胞培养器，25440cm <sup>2</sup> 。	2 个/箱，1 个/包	箱	

上海办事处：021-51082920      香港办事处：+852-28935880      Email: info@chinarainbow.com.hk

## 名称：Roller Bottles 直壁细胞培养滚瓶

类别：生命科学/ 细胞培养



聚苯乙烯(PS)制作，表面经 TC 处理优化细胞贴壁，瓶身一次成形无缝结构。除特别注明外，均有打印刻度。所有滚瓶均有生产批号，便于质量追踪。无菌无热原包装。EG ( Easy Grip ) 旋盖侧面有垂直粗条纹，便于握紧及旋转瓶盖。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
430195	490cm <sup>2</sup> 滚瓶，无刻度，密封盖。	40 个/箱，2 个/包	箱	
430849	850cm <sup>2</sup> 滚瓶，EG 密封盖。	40 个/箱，2 个/包	箱	
431133	850cm <sup>2</sup> 滚瓶，EG 密封盖。	20 个/箱，20 个/包	箱	
430851	850cm <sup>2</sup> 滚瓶，EG 密封盖。	40 个/箱，5 个/包	箱	
431198	850cm <sup>2</sup> 滚瓶，EG 透气盖。	40 个/箱，2 个/包	箱	
430699	1750cm <sup>2</sup> 滚瓶，EG 密封盖。	20 个/箱，10 个/包	箱	

## 名称： Expanded Surface Roller Bottles 皱壁细胞培养滚瓶

类别： 生命科学/ 细胞培养



聚苯乙烯(PS)制作，表面经 TC 处理优化细胞贴壁，瓶身一次成形无缝结构。除特别注明外，均有打印刻度。所有滚瓶均有生产批号，便于质量追踪。无菌无热原包装。 EG ( Easy Grip ) 旋盖侧面有垂直粗条纹，便于握紧及旋转瓶盖。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
430852	1700cm <sup>2</sup> 滚瓶，EG 密封盖。	40 个/箱，2 个/包	箱	
430853	1700cm <sup>2</sup> 滚瓶，EG 密封盖。	40 个/箱，2 个/包	箱	
431135	1700cm <sup>2</sup> 滚瓶，EG 密封盖。	20 个/箱，20 个/包	箱	
431191	1700cm <sup>2</sup> 滚瓶，EG 透气盖。	20 个/箱，20 个/包	箱	

## 名称： Polyethylene Roller Bottle Caps 滚瓶瓶盖

类别： 生命科学/ 细胞培养

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
430698	Easy Grip 密封盖。	100 个/箱, 1 个/包	箱	
431132	Easy Grip 透气盖。	300 个/箱, 1 个/包	箱	

## 名称： PYREX Roller Bottle 玻璃细胞培养滚瓶

类别： 生命科学/ 细胞培养



硼硅酸盐玻璃制作，具有优异的光学透明性和机械强度。可耐受反复的高压灭菌和干热灭菌。可提供两种规格的酚醛树脂旋盖培养瓶。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
1400-285	直径 X 高度：110X285mm；瓶盖规格：38-430。	2 个/箱	箱	
1400-440	直径 X 高度：110X440mm；瓶盖规格：38-430。	2 个/箱	箱	
1400-490	直径 X 高度：110X490mm；瓶盖规格：38-430。	2 个/箱	箱	
1400-570	直径 X 高度：110X570mm；瓶盖规格：38-430。	2 个/箱	箱	
1450-270	直径 X 高度：110X270mm；瓶盖规格：51-400。	2 个/箱	箱	
1450-475	直径 X 高度：110X475mm；瓶盖规格：51-400。	2 个/箱	箱	
1450-570	直径 X 高度：110X570mm；瓶盖规格：51-400。	2 个/箱	箱	
1400-CAP	38-430 旋盖	1 个/箱	箱	
1450-CAP	51-400 旋盖	1 个/箱	箱	

上海办事处：021-51082920

香港办事处：+852-28935880

Email: [info@chinarainbow.com.hk](mailto:info@chinarainbow.com.hk)

## 名称： Corning Disposable Spinner Flasks 抛弃型细胞悬浮培养瓶

类别： 生命科学/ 细胞培养



由 USP XXXIII Class VI 聚苯乙烯制作，可用于悬浮细胞的培养或都利用微载体培养贴壁细胞，其培养效果与传统的玻璃产品不相上下。搅拌桨尺寸针对不同规格的培养瓶优化设计，即使在慢速搅拌时也能提供平滑的搅拌。培养瓶外展悬空底部可减少发热。培养瓶即开即用，标准配置已包含搅拌桨，无需清洁和装配。无菌包装。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3152	容量 125ml ，瓶盖规格 70mm ，侧出口规格 25mm。	12 个/箱	箱	
3153	容量 500ml ，瓶盖规格 100mm ，侧出口规格 45mm。	12 个/箱	箱	

## 名称： ProCulture Glass Spinner Flask with Angled Sidearms 双侧臂玻璃细胞悬浮培养瓶

类别： 生命科学 / 细胞培养



搅拌桨及折流板的设计可增加通气和搅拌效果。在侧出口可以很方便使用 25ml 和 50ml 规格的移液管进行操作。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
4500-125	容量 125ml ，瓶盖规格 70mm，侧出口规格 32mm。	1 个/箱	箱	
4500-250	容量 250ml ，瓶盖规格 70mm，侧出口规格 45mm。	1 个/箱	箱	
4500-500	容量 500ml ，瓶盖规格 100mm，侧出口规格 45mm。	1 个/箱	箱	
4500-1L	容量 1L ，瓶盖规格 100mm，侧出口规格 45mm。	1 个/箱	箱	
4500-3L	容量 3L，瓶盖规格 100mm，侧出口规格 45mm。	1 个/箱	箱	
4500-6L	容量 6L，瓶盖规格 100mm，侧出口规格 45mm。	1 个/箱	箱	
4500-8L	容量 8L，瓶盖规格 100mm，侧出口规格 45mm。	1 个/箱	箱	
4500-15L	容量 15L，瓶盖规格 100mm，侧出口规格 45mm。	1 个/箱	箱	
4500-36L	容量 36L，瓶盖规格 100mm，侧出口规格 45mm。	1 个/箱	箱	
4502-3L	容量 3L，瓶盖规格 120mm，侧出口规格 45mm。	1 个/箱	箱	
4502-6L	容量 6L，瓶盖规格 120mm，侧出口规格 45mm。	1 个/箱	箱	

上海办事处：021-51082920      香港办事处：+852-28935880      Email: info@chinarainbow.com.hk

4502-8L	容量 8L，瓶盖规格 120mm，侧出口规格 45mm。	1 个/箱	箱	
4502-15L	容量 15L，瓶盖规格 120mm，侧出口规格 45mm。	1 个/箱	箱	
4502-36L	容量 36L，瓶盖规格 120mm，侧出口规格 45mm。	1 个/箱	箱	
4504-3L	容量 3L，瓶盖规格 140mm，侧出口规格 45mm。	1 个/箱	箱	
4504-6L	容量 6L，瓶盖规格 140mm，侧出口规格 45mm。	1 个/箱	箱	
4504-8L	容量 8L，瓶盖规格 140mm，侧出口规格 45mm。	1 个/箱	箱	
4504-15L	容量 15L，瓶盖规格 140mm，侧出口规格 45mm。	1 个/箱	箱	
4504-36L	容量 36L，瓶盖规格 140mm，侧出口规格 45mm。	1 个/箱	箱	

## 名称：ProCulture Spinner Flask with Vertical Sidearms 垂直侧口玻璃细胞悬浮培养瓶

类别：生命科学 / 细胞培养



仅包含瓶身，瓶盖及搅拌桨均需另外采购。多个侧口，可连接通气、液体转移或放置探头。可配直接搅拌或磁力搅拌系统。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
4510-8L	容量 8L，瓶盖规格 1100mm，侧出口规格 45mm，4 侧口。	1 个/箱	箱	
4510-15L	容量 15L，瓶盖规格 100mm，侧出口规格 45mm，4 侧口。	1 个/箱	箱	
4510-36L	容量 36L，瓶盖规格 100mm，侧出口规格 45mm，6 侧口。	1 个/箱	箱	
4512-8L	容量 8L，瓶盖规格 120mm，侧出口规格 45mm，4 侧口。	1 个/箱	箱	
4512-15L	容量 15L，瓶盖规格 120mm，侧出口规格 45mm，4 侧口。	1 个/箱	箱	
4512-36L	容量 36L，瓶盖规格 120mm，侧出口规格 45mm，6 侧口。	1 个/箱	箱	
4514-15L	容量 15L，瓶盖规格 140mm，侧出口规格 45mm，4 侧口。	1 个/箱	箱	
4514-36L	容量 36L，瓶盖规格 140mm，侧出口规格 45mm，6 侧口。	1 个/箱	箱	


上海办事处：021-51082920

香港办事处：+852-28935880

Email: [info@chinarainbow.com.hk](mailto:info@chinarainbow.com.hk)

**名称： Gas or Handling Fittings, Angled Sidearm Flasks 双侧臂培养瓶用侧盖【DS (Dual Style)型】**

类别： 生命科学 / 细胞培养



应用于双侧臂培养瓶。便于在细胞培养时的通气与无菌培养基转移。所有侧盖可高压灭菌。

DS (Dual Style)型：两条 316 不锈钢管长度一样（除 4519-174），插入至培养瓶底部。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
4519-150	DS 双管型，1/8"外径管，用于 1L 培养瓶。	1 个/箱	箱	
4519-151	DS 双管型，1/8"外径管，用于 3L 培养瓶。	1 个/箱	箱	
4519-152	DS 双管型，1/8"外径管，用于 6L 培养瓶。	1 个/箱	箱	
4519-153	DS 双管型，1/8"外径管，用于 8L 培养瓶。	1 个/箱	箱	
4519-173	DS 双管型，1/8"和 1/4"外径管，用于 1L 培养瓶。	1 个/箱	箱	
4519-121	DS 双管型，1/8"和 1/4"外径管，用于 8L 培养瓶。	1 个/箱	箱	
4519-174	DS 双管型，1/8"和 1/4"外径管，用于 500ml 培养瓶。	1 个/箱	箱	
4519-154	DS 双管型，1/4"外径管，用于 1L 培养瓶。	1 个/箱	箱	
4519-155	DS 双管型，1/4"外径管，用于 3L 培养瓶。	1 个/箱	箱	

上海办事处：021-51082920


香港办事处：+852-28935880

Email: [info@chinarainbow.com.hk](mailto:info@chinarainbow.com.hk)

4519-156	DS 双管型, 1/4"外径管, 用于 6L 培养瓶。	1 个/箱	箱	
4519-157	DS 双管型, 1/4"外径管, 用于 8L 培养瓶。	1 个/箱	箱	
4519-170	DS 双管型, 1/4"外径管, 用于 15L 培养瓶。	1 个/箱	箱	

## 名称： Gas or Handling Fittings, Vertical Sidearm Flasks 垂直侧口培养瓶用侧盖

类别： 生命科学/ 细胞培养




垂直侧口培养瓶在培养时，需要通气、培养基无菌转移和监控。可选用其配套的相关侧盖。透气盖用于培养过程中的通气，探头盖用于放置探头。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
4519-100	通气盖，1/8"插入管。	1 个/箱	箱	
4519-102	通气盖，1/4"插入管。	1 个/箱	箱	
4519-104	通气及透气盖，1/4"和 1/8"两条插入管。	1 个/箱	箱	
4519-106	透气盖，孔径 0.2 $\mu$ m 直径 50mm 滤器。	1 个/箱	箱	
4519-177	透气盖，孔径 0.2 $\mu$ m 直径 50mm 滤器，卫生级。	1 个/箱	箱	
4519-108	探头盖，用于 12mm 氧气插入探头。	1 个/箱	箱	
4519-128	探头盖，用于温度探头。	1 个/箱	箱	
4519-110	探头盖，用于 12mm pH 插入探头。	1 个/箱	箱	
4519-172	探头盖，用于 pH 或氧气探气。	1 个/箱	箱	

## 名称： Gas or Handling Fittings, Vertical Sidearm Flasks 垂直侧口培养瓶用侧盖

类别： 生命科学/ 细胞培养



操作盖用于无菌培养基转移。培养瓶、侧盖及相关控制器一起共同可构成一个生物反应器。所有侧盖可高压灭菌。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
4519-112	双管操作盖, 1/8"插入管, 8L 和 15L 瓶用。	1 个/箱	箱	
4519-114	双管操作盖, 1/8"插入管, 36L 瓶用	1 个/箱	箱	
4519-116	双管操作盖, 1/4"插入管, 8L 和 15L 瓶用。	1 个/箱	箱	
4519-118	双管操作盖, 1/4"插入管, 36L 瓶用。	1 个/箱	箱	
4519-120	双管操作盖, 1/4"和 1/8"插入管, 8L 和 15L 瓶用。	1 个/箱	箱	
4519-122	双管操作盖, 1/4"和 1/8"插入管, 36L 瓶用。	1 个/箱	箱	
4519-124	单管操作盖, 1/2"插入管, 8L 和 15L 瓶用。	1 个/箱	箱	
4519-126	单管操作盖, 1/2"插入管, 36L 瓶用。	1 个/箱	箱	
4519-176	双管操作盖, 1/4"插入管, 8L 和 15L 瓶用, EPDM。	1 个/箱	箱	

## 名称： Impeller Assembly for Magnetically-Driven Bioreactor 磁力搅拌桨

类别： 生命科学/ 细胞培养



不锈钢轴的磁力搅拌桨的外形经过优化，不影响探头的插入。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
402648	磁力搅拌桨，用于 3L 瓶。	1 个/箱	箱	
402649	磁力搅拌桨，用于 6L 瓶	1 个/箱		
401392	磁力搅拌桨，用于 8L 瓶	1 个/箱	箱	
401661	磁力搅拌桨，用于 15L 瓶	1 个/箱	箱	
402650	磁力搅拌桨，用于 36L 瓶	1 个/箱		

## 名称： Direct Drive Motors 搅拌器

类别： 生命科学/ 细胞培养



提供高扭矩和稳定的低转速的直接搅拌，最高转速 350rpm，重量 4.1Kg。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
402645	搅拌器，230V/50Hz	1 个/箱	箱	
4520-104	搅拌器支撑，用于瓶盖 100mm 的培养瓶	1 个/箱		
4520-106	搅拌器支撑，用于瓶盖 120mm 的培养瓶。	1 个/箱		

## 名称： Direct Drive Paddle 搅拌桨及盖

类别： 生命科学/ 细胞培养



用于 4510、4512 和 4514 培养瓶的直接搅拌。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
4515-8L	直接搅拌用搅拌桨，用于 8L 瓶	1 个/箱	箱	
4515-15L	直接搅拌用搅拌桨，用于 15L 瓶	1 个/箱	箱	
4515-36L	直接搅拌用搅拌桨，用于 36L 瓶	1 个/箱	箱	
402614	直接搅拌用中心瓶盖，100mm	1 个/箱	箱	
400649	直接搅拌用中心瓶盖，120mm	1 个/箱		

## 名称：Corning Stirrers 磁力搅拌器

类别：生命科学/ 细胞培养



数字化显示设定搅拌速度，当速度达到设定速度时有明确指示。Pyrocera 玻璃陶瓷材料制作盘面，耐腐蚀易清洁。  
转速 60-1150RPM，适用中国电源，两年保修。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
6798-410D	型号：PC-410D； 盘面尺寸：12.7X17.8cm； 转速：60-1150RPM。	1 台	箱	
6798-610D	型号：PC-610D； 盘面尺寸：25.4X25.4cm； 转速：60-1150RPM。	1 台	箱	

## 名称：PC-611 Stirrers 磁力搅拌器

类别：生命科学/ 细胞培养



用于大量液体搅拌，按 19L 搅拌量设计，但实际上搅拌量可达 38 升。紧凑型设计，节省台面空间。精选磁转子，强度高，而且能使搅拌子迅速平衡。强功率电机及 ABS 盘面经久耐用。适用中国电源，一年保修，CE 认证。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
6796-611	型号：PC-611； 盘面尺寸：11X11"； 转速：100-1500RPM； 外型规格：4.8X12X14.4"。	1 台		

## 名称： Corning Stirrers 磁力搅拌器

类别： 生命科学/ 细胞培养



Pyroceram 玻璃陶瓷材料制作盘面，大盘面，耐腐蚀易清洁。转速 60-1100RPM，适用中国电源，两年保修。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
6796-210	型号：PC-210； 盘面尺寸：4X5"； 外型规格：4.4X5.8X7.3"。	1 台	箱	

**名称： Slow Speed Stirrer 单瓶位慢速磁力搅拌器**

类别： 生命科学/ 细胞培养



适用于慢速搅拌的应用，转速 10-150RPM。转速稳定，易控制和调节。 功率：120V/60Hz

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
440811	型号：SS2I； 搅拌直径：150mm； 最大搅拌量：2L； 外型规格：150X150X70mm。	1 台	台	
440812	型号：SS10I； 搅拌直径：280mm； 最大搅拌量：10L； 外型规格：260X260X70mm。	1 台	台	

## 名称： Multiple Position Stirrer 多瓶位磁力搅拌器

类别： 生命科学/ 细胞培养



可提供四、五和九位磁力搅拌，可同时对多个样品进行搅拌。转速 350-2000RPM。 功率：120V/60Hz

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
440824	型号：MP4I； 搅拌直径：130mm； 最大搅拌量：4X1L； 外型规格：260X260X70mm。	1 台	台	
440825	型号：MP5I； 搅拌直径：95mm； 最大搅拌量：5X400ml； 外型规格：260X260X70mm。	1 台	台	
440826	型号：MP9I； 搅拌直径：75mm； 最大搅拌量：9X250ml； 外型规格：260X260X70mm。	1 台	台	

上海办事处：021-51082920

香港办事处：+852-28935880

Email: [info@chinarainbow.com.hk](mailto:info@chinarainbow.com.hk)

**名称： Slow Speed Stirrer 四瓶位慢速磁力搅拌器**

类别： 生命科学/ 细胞培养




四瓶位慢速搅拌，转速 10-150RPM。转速稳定，易控制和调节。 功率：120V/60Hz

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
440814	型号：SS4I； 搅拌直径：130mm； 最大搅拌量：4X1L； 外型规格：260X260X70mm。	1 台	台	

## 名称： Corning CellSTACK Culture Chambers 多层细胞培养器

类别： 生命科学/ 细胞培养



CellSTACK 用于工厂化大规模细胞培养，例如生产疫苗、单克隆抗体和制药工业。可以很方便进行生产扩大，受污染风险低，可降低企业的质控成本和下游纯化成本，并可减少固定资产投入。适合于贴壁细胞培养，也可用于悬浮培养。培养表面经 TC 处理，细胞生长的条件完全与实验室细胞培养一样，因而除了可以用倒置显微镜观察底部第一层和第二层细胞的生长情况外，还可以利用 Corning 的细胞培养瓶进行平行实验。CellSTACK 具有很高的机械强度，标准配置为 33mm 透气盖，可避免运输过程中压力变化而导致的破损；出厂前经过 100%密封性测试。在 GMP 严格条件下生产，优化的装配工艺避免微粒的污染，无菌无热原经验证。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3268	CellSTACK -1 单层细胞培养器，636cm <sup>2</sup> 。	8 个/箱，1 个/包	箱	
3269	CellSTACK -2 双层细胞培养器，1272cm <sup>2</sup> 。	5 个/箱，1 个/包	箱	
3319	CellSTACK -5 五层细胞培养器，3180cm <sup>2</sup> 。	2 个/箱，1 个/包	箱	
3313	CellSTACK -5 五层细胞培养器，3180cm <sup>2</sup> 。	8 个/箱，1 个/包	箱	
3270	CellSTACK -10 十层细胞培养器，6360cm <sup>2</sup> 。	2 个/箱，1 个/包	箱	
3271	CellSTACK -10 十层细胞培养器，6360cm <sup>2</sup> 。	6 个/箱，1 个/包	箱	
3272	CellSTACK -40 四十层细胞培养器，25440cm <sup>2</sup> 。	2 个/箱，1 个/包	箱	

上海办事处：021-51082920      香港办事处：+852-28935880      Email: [info@chinarainbow.com.hk](mailto:info@chinarainbow.com.hk)

## 名称： Costar IVF Culture Dish IVF 中心培养皿

类别： 生命科学/ IVF 产品



培养皿中心孔直径 20mm，可处理 3ml 培养基；中心孔外圈可处理 10ml 培养基。表面经过优化处理，促进细胞贴壁。光学平面的中心孔底部便于观察。无菌无热原包装，限于研究领域。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3260	规格：60mm；高度：15mm。	500 个/箱，20 个/包	箱	

## 名称： External Thread Cryogenic Vials 外旋盖冻存管

类别： 生命科学/ 冷冻保存



由聚丙烯（PP）材料制作，可承受-196 低温，可置于液氮汽相低温保存样品。带有标识区和黑色刻度，易于用户自行标识。外旋盖带有硅胶垫圈，确保密封。可立冻存管有裙边，可竖立放置于实验台面，在放入冻存管架时可自行锁定，便于单手操作。无菌无热原，无 DNA 酶和 RNA 酶。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
430658	1.2ml 尖底可立外旋冻存管。	500 个/箱，50 个/包	箱	
430659	2.0ml 圆底可立外旋冻存管。	500 个/箱，50 个/包	箱	
430661	2.0ml 圆底不可立外旋冻存管。	500 个/箱，50 个/包	箱	
430662	4.0ml 圆底可立外旋冻存管。	500 个/箱，50 个/包	箱	
430663	5.0ml 圆底可立外旋冻存管。	500 个/箱，50 个/包	箱	

上海办事处：021-51082920

香港办事处：+852-28935880

Email: [info@chinarainbow.com.hk](mailto:info@chinarainbow.com.hk)

## 名称： Internal Thread Cryogenic Vials 内旋盖冻存管

类别： 生命科学/ 冷冻保存



由聚丙烯（PP）材料制作，可承受-196 低温，可置于液氮汽相低温保存样品。带有标识区和黑色刻度，易于用户自行标识。内旋盖带有硅胶垫圈或者 O 形橡胶圈，确保密封。可立冻存管有裙边，可竖立放置于实验台面，在放入冻存管架时可自行锁定，便于单手操作。无菌无热原，无 DNA 酶和 RNA 酶。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
430487	1.2ml 尖底可立内旋冻存管，硅胶垫圈。	500 个/箱，50 个/包	箱	
2012	1.2ml 尖底可立内旋冻存管，O 形橡胶圈。	250 个/箱，50 个/包		
430488	2.0ml 圆底可立内旋冻存管，硅胶垫圈。	500 个/箱，50 个/包	箱	
430489	2.0ml 圆底不可立内旋冻存管，硅胶垫圈。	500 个/箱，50 个/包	箱	
2028	2.0ml 圆底可立内旋冻存管，O 形橡胶垫圈。	250 个/箱，50 个/包		
2027	2.0ml 圆底不可立内旋冻存管，O 形橡胶垫圈。	250 个/箱，50 个/包		
430491	4.0ml 圆底可立内旋冻存管，硅胶垫圈。	500 个/箱，50 个/包	箱	
430490	4.0ml 圆底不可立内旋冻存管，硅胶垫圈。	500 个/箱，50 个/包	箱	
430656	5.0ml 圆底可立内旋冻存管，硅胶垫圈。	500 个/箱，50 个/包	箱	
430492	5.0ml 圆底不可立内旋冻存管，硅胶垫圈。	500 个/箱，50 个/包	箱	

上海办事处：021-51082920 香港办事处：+852-28935880 Email: info@chinarainbow.com.hk

2051	5.0ml 圆底不可立内旋冻存管，O 形橡胶垫圈。	250 个/箱，50 个/包		
------	---------------------------	----------------	--	--

**名称： External Thread Cryogenic Vials with Plug Seal Cap 外旋密封盖冻存管**

类别： 生命科学/ 冷冻保存



由聚丙烯（PP）材料制作，可承受-196 低温，可置于液氮汽相低温保存样品。带有标识区，易于用户自行标识。经典的密封盖，无需垫圈可确保密封。无菌无热原。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
430289	2.0ml 圆底不可立外旋冻存管。	500 个/箱，50 个/ 包	箱	

## 名称： Cap Inserts for Cryogenic Vials 冻存管彩色标识

类别： 生命科学/ 冷冻保存



塞入 Corning 冻存管（除了 430289）的旋盖顶部用作标识，易于样品识别，聚丙烯材料制作，未灭菌。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
430499	白、蓝、红、绿和黄色五色，100 个/色。	500 个/箱，50 个/包	箱	
2015	白色冻存管标识。	500 个/箱，50 个/包	箱	
2016	蓝色冻存管标识。	500 个/箱，50 个/包	箱	
2017	红色冻存管标识。	500 个/箱，50 个/包	箱	
2018	绿色冻存管标识。	500 个/箱，50 个/包	箱	
2019	黄色冻存管标识。	500 个/箱，50 个/包	箱	

## 名称：Cryogenic Vials Racks 冻存管架

类别：生命科学/ 冷冻保存



放置冻存管，方便操作。可立冻存管有裙边，放入冻存管架时可自行锁定，便于单手操作，430525 带有托盘，便于进行冰/水浴。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
430525	PC 冻存管架，带托盘，可放置 5X6 个管。	1 个/箱	箱	
430526	PC 冻存管架，可放置 5X6 个管。	1 个/箱	箱	
431131	橙色 PP 冻存管架，可放置 5X10 个管。	500 个/箱	箱	

## 名称：Cryogenic Vials Boxes 冻存管盒

类别：生命科学/ 冷冻保存



用于放置冻存管，方便储存和操作。431121 为柱状架，建议用于内旋盖冻存管。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
431119	9X9 冻存管盒，用于 1-2ml 冻存管。	1 个/箱	箱	
431120	9X9 冻存管盒，用于 4-5ml 冻存管。	1 个/箱	箱	
431121	10X10 冻存管盒，用于 1-2ml 冻存管	500 个/箱	箱	

**名称： 96 Well Polystyrene Mciroplates 96 孔聚苯乙烯微孔板**

类别： 生命科学/ 微孔板



聚苯乙烯（PS）制作，表面有多种处理以满足不同应用。未特别说明的表面为未处理表面，未处理表面是自然疏水表面具有中亲和力，可结合带有较大疏水位点的生物大分子（如抗体）。多种孔形可选择。未经特别说明，微孔板不包含板盖。

## 名称： 96 Well Clear PS Microplates 96孔透明微孔板

类别： 生命科学/ 微孔板



聚苯乙烯（PS）制作，表面有多种处理以满足不同应用。未特别说明的表面为未处理表面，未处理表面是自然疏水表面具有中亲和力，可结合带有较大疏水位点的生物大分子（如抗体）。多种孔形可选择。未经特别说明，微孔板不包含板盖。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3367	U96 微孔板，无菌。	50 块/箱，1 块/包	箱	
3788	U96 微孔板，带板盖，无菌。	100 块/箱，20 块/包	箱	
3795	U96 微孔板，无菌。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3798	U96，适用于红血球凝聚。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3896	V96 微孔板，无菌。	48 块/箱，1 块/包	箱	
3897	V96 微孔板。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3898	V96，适用于红血球凝聚。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3370	F96 微孔板，带板盖，无菌。	100 块/箱，20 块/包	箱	
9017	F96 微孔板。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3695	F96 半量板。	100 块/箱，25 块/包	箱	

上海办事处：021-51082920

香港办事处：+852-28935880

Email: [info@chinarainbow.com.hk](mailto:info@chinarainbow.com.hk)

## 名称： 96 Well Solid Black/White PS Microplates 96孔黑色/白色微孔板

类别： 生命科学/ 微孔板



不透明的孔可减少孔间信号干扰。黑色板具有极低背景荧光和最小的光散射，提高信噪比。白色板具有低背景荧光，可增强光信号。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3792	U96 微孔板，黑色。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3915	F96 微孔板，黑色。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3694	F96 半量板，黑色。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3789	U96 微孔板，白色。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3912	F96 微孔板，白色。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3693	F96 半量板，白色。	100 块/箱，25 块/包	箱	

**名称： 96 Well Clear Bottom Black and White PS Microplates 96孔透明底黑色/白色微孔板**

类别： 生命科学/ 微孔板



比标准板底比标准板薄 60%，具有更低的背景荧光，可以在低至 340nm 读数。不透明的孔壁可避免孔间信号干扰。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3615	F96，黑色，OP 透明底，带板盖。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3631	F96，黑色，透明底。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3880	F96 半量板，黑色，透明底。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3632	F96，白色，透明底。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3883	F96 半量板，白色，透明底。	100 块/箱，25 块/包	箱	

## 名称： NBS(Nobinding surface) 96 Well Microplates 96孔无吸附微孔板

类别： 生命科学/ 微孔板



Corning 特有的非离子疏水性表面，表面分子相互作用降到最低。对蛋白和核酸的吸附极低，适用于低浓度的蛋白和核酸分析，可以提高信噪比。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3641	F96 NBS 微孔板。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3650	F96 NBS 板，黑色。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3686	F96 半量 NBS 板，黑色。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3605	U96 NBS 板，白色。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3600	F96 NBS 板，白色。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3651	F96 NBS 板，黑色，透明底。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3881	F96 半量 NBS 板，黑色，透明底。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3604	F96 NBS 板，白色，透明底。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3884	F96 半量 NBS 板，白色，透明底。	100 块/箱，25 块/包	箱	

上海办事处：021-51082920 香港办事处：+852-28935880 Email: [info@chinarainbow.com.hk](mailto:info@chinarainbow.com.hk)

## 名称：Carbo-BIND™96 Well Microplates Carbo-BIND™96 孔微孔板

类别：生命科学/ 微孔板

Carbo-BIND™ 表面有共价结合到碳水化合物基团的酰肼基团。适于在保持酶和免疫活性下，生物分子（如氧化抗体、碳水化合物和糖基化蛋白等）的定向检测。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
2507	F96 Carbo-BIND™ 微孔板	50 块/箱，1 块/包	箱	

## 名称：Sulphydryl-BIND™ 96 Well Microplates Sulphydryl-BIND™ 96 孔微孔板

类别：生命科学/ 微孔板

键合了硫氢键的顺丁烯二酰亚胺基团通过硫氢键结合到微孔板表面。适合于生物分子的定向检测，尤其是抗体。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
2509	F96 Sulphydryl-BIND™ 微孔板。	50 块/箱，1 块/包	箱	

## 名称： Universal-BIND™ 96 Well Microplates    Universal-BIND™ 96 孔微孔板

类别： 生命科学/ 微孔板

经紫外照射脱氢产生 C-C 键，可非特异结合生物分子。可用于双链 DNA、未知结构的抗原以及生物成分的混合物（如细胞裂解液）。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
2503	F96 Universal-BIND™ 微孔板。	50 块/箱，1 块/包	箱	

## 名称： DNA-BIND 96 Well Microplates DNA-BIND 96 孔微孔板

类别： 生命科学/ 微孔板

DNA-BIND 表面可以共价结合胺基，可以很方便的利用 5'和 3'端固定胺基化单链 DNA，可用于杂交、扩增或其它基于 DNA 的检测。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
2505	F96 DNA-BIND 微孔板.	50 块/箱, 1 块/包	箱	

**名称： 96 Well PS Stripwell™ Microplates 免疫测试单孔可拆 96 孔微孔板**

类别： 生命科学 / 微孔板



常用于体外诊断,精选聚苯乙烯制作。八个可方便拆分的孔组成一个孔条(F8),12个孔条预装到96孔板架上(12XF8)组成一块板,即使孔条拆断后仍然可以放回到板架上。孔条只可一个方向放入到板架,避免混淆。不包含板盖。可提供孔缘有多种颜色标示的微孔板(可接受定制)。

## 名称： Stripwell Low Volume Microplates 半量 96 孔可拆微孔板

类别： 生命科学/ 微孔板



高度与标准板一样，孔直径缩小，孔容量仅为 190 $\mu$ l，建议工作体积为 75-125 $\mu$ l。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
2480	12XF8 可拆板，中亲和表面；孔缘标示：无色。	100 块/箱，25 块/包	箱	
2481	12XF8 可拆板，高亲和表面；孔缘标示：无色。	100 块/箱，25 块/包	箱	
2482	12XF8 可拆板，中亲和表面；孔缘标示：黑色。	100 块/箱，25 块/包	箱	
2483	12XF8 可拆板，高亲和表面；孔缘标示：黑色。	100 块/箱，25 块/包	箱	
2484	12XF8 可拆板，中亲和表面；孔缘标示：白色。	100 块/箱，25 块/包	箱	
2485	12XF8 可拆板，高亲和表面；孔缘标示：白色。	100 块/箱，25 块/包	箱	

## 名称： Standard Stripwell Microplates 96 孔可拆微孔板

类别： 生命科学/ 微孔板



孔容量为 360 $\mu$ l，建议工作体积为 75-200 $\mu$ l。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
2592	12XF8 可拆板，高亲和表面；孔缘标示：无色。	100 块/箱，25 块/包	箱	
2593	12XF8 可拆板，中亲和表面；孔缘标示：无色。	100 块/箱，25 块/包	箱	
9102	12XF8，TC 表面，无菌，含板盖；孔缘标示：无色。	50 块/箱，1 块/包	箱	
3913	12XF8 可拆板，中亲和表面；孔缘标示：白色。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3923	12XF8 可拆板，高亲和表面；孔缘标示：白色。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3914	12XF8 可拆板，中亲和表面；孔缘标示：黑色。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3924	12XF8 可拆板，高亲和表面；孔缘标示：黑色。	100 块/箱，25 块/包	箱	

**名称： Surface Modified Clear Stripwell Microplates 96 孔特殊表面处理可拆微孔板**

类别： 生命科学/ 微孔板



产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
2388	12XF8, 胺基表面; 孔缘标示:无色。	50 块/箱, 1 块/包	箱	
2504	12XF8, Universal-BIND™ 表面; 孔缘标示:无色。	50 块/箱, 1 块/包	箱	
2506	12XF8, DNA-BIND™ 表面; 孔缘标示:无色。	50 块/箱, 1 块/包	箱	
2497	12XF8, DNA-BIND™ 表面, 白色; 孔缘标示:白色。	50 块/箱, 1 块/包	箱	
2508	12XF8, Carbo-BIND™ 表面; 孔缘标示:无色。	50 块/箱, 1 块/包	箱	
2510	12XF8, Sulfhydryl-BIND™ 表面; 孔缘标示:无色。	50 块/箱, 1 块/包	箱	

## 名称： 96 Well Clear PS Microplates for Immunoassays 免疫测试 96 孔微孔板

类别： 生命科学/ 微孔板



精选聚苯乙烯制作，可用于免疫测试。中亲和力表面未处理，是自然疏水表面，可结合带有较大疏水位点的生物大分子（如抗体）；高亲和力表面可以结合具有离子基团或疏水位点的生物大分子或者其它介质（>10kD）。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3797	U96 微孔板，中亲和表面。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3366	U96 微孔板，高亲和表面。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3368	EW96 微孔板，中亲和表面。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3369	EW96 微孔板，高亲和表面。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3591	F96 微孔板，中亲和表面。	50 块/箱，1 块/包	箱	
9017	F96 微孔板，中亲和表面。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3361	F96，有板盖，高亲和表面；无菌。	100 块/箱，20 块/包	箱	
3590	F96 微孔板，高亲和表面。	100 块/箱，1 块/包	箱	
9018	F96 微孔板，高亲和表面。	100 块/箱，25 块/包	箱	

上海办事处：021-51082920 香港办事处：+852-28935880 Email: [info@chinarainbow.com.hk](mailto:info@chinarainbow.com.hk)

**名称： 96 Well Polypropylene Microplates 聚丙烯(PP)材料 96 孔微孔板**

类别： 生命科学/ 微孔板



聚丙烯（PP）具有更好的化学兼容性和温度耐受性，可耐受 DMSO、乙醇和甲醇。无 DNA 酶和 RNA 酶，可接供无菌包装产品，可用于测试或储存。

## 名称： 96 well Polypropylene Microplates 聚丙烯 96 孔微孔板

类别： 生命科学/ 微孔板



聚丙烯（PP）具有更好的化学兼容性和温度耐受性，可耐受 DMSO、乙醇和甲醇。无 DNA 酶和 RNA 酶，可接供无菌包装产品，可用于测试或储存。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3357	V96 PP 微孔板，透明，无菌。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3363	V96 PP 微孔板，透明。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3364	F96 PP 微孔板，透明。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3344	VE96 PP 大容量板，透明，无菌。	50 块/箱，10 块/包	箱	
3343	VE96 PP 大容量板，透明。	50 块/箱，10 块/包	箱	
3359	U96 PP 微孔板，透明，无菌。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3365	U96 PP 微孔板，透明。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3371	U96 ClearPro™ PP 板，透明。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3356	U96 PP 板，黑色。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3355	U96 PP 板，白色。	100 块/箱，25 块/包	箱	

上海办事处：021-51082920

香港办事处：+852-28935880

Email: [info@chinarainbow.com.hk](mailto:info@chinarainbow.com.hk)

## 名称： 96 well Polypropylene Storage Block 聚丙烯 96 孔深孔板

类别： 生命科学/ 微孔板



聚丙烯（PP）具有更好的化学兼容性和温度耐受性，可耐受 DMSO、乙醇和甲醇。无 DNA 酶和 RNA 酶，可接供无菌包装产品，可用于测试或储存。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3956	0.5ml 深孔板（V 底），自然色，无菌。	50 块/箱，10 块/包	箱	
3957	0.5ml 深孔板（V 底），自然色。	100 块/箱，100 块/包	箱	
3958	1ml 深孔板（U 底），自然色，无菌。	25 块/箱，5 块/包	箱	
3959	1ml 深孔板（U 底），自然色。	100 块/箱，5 块/包	箱	
3960	2ml 深孔板（V 底），自然色，无菌。	25 块/箱，5 块/包	箱	
3961	2ml 深孔板（V 底），自然色。	100 块/箱，5 块/包	箱	

## 名称： 96 Well Cluster Tubes 96 孔排管

类别： 生命科学/ 微孔板



聚丙烯（PP）制作小管，小管容量 1.2ml。小管可排列在微孔板规格的板架上，可以像操作微孔板那样高效率，并可利用与微孔板配套的工具进行操作。小管可单独采购，也可选择八联小管或者带有板架的小管。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
4401	1.2ml PP 小管。	960 支/箱，960 支/包	箱	
4408	八联小管，8X1.2ml。	120 条/箱，120 条/包	箱	
4410	1.2ml PP 小管，带有板架。	960 支/箱，96 支/包	盒	
4411	1.2ml PP 小管，带有板架，无菌。	960 支/箱，96 支/包		
4412	八联小管，带有板架。	120 条/箱，12 条/包	盒	
4413	八联小管，带有板架，无菌。	120 条/箱，12 条/包	盒	
4418	八联管盖（PE 材料），无菌。	120 条/箱，12 条/包	箱	

**名称： 384 Well Polystyrene Mciroplates 384 孔聚苯乙烯微孔板**

类别： 生命科学/ 微孔板



聚苯乙烯（PS）制作，表面有多种处理以满足不同应用。未特别说明的表面为未处理表面，未处理表面是自然疏水表面具有中亲和力，可结合带有较大疏水位点的生物大分子（如抗体）。多种孔形可选择。未经特别说明，微孔板不包含板盖。

## 名称：384孔黑色/白色微孔板

类别：生命科学/微孔板



不透明的孔可减少孔间信号干扰。黑色板具有极低背景荧光和最小的光散射，提高信噪比。白色板具有低背景荧光，可增强光信号。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3710	F384，标准 384 孔板，黑色。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3677	LV-U384，小孔 384 孔板，黑色。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3705	F384，标准 384 孔板，白色。	100 块/箱，25 块/包		
3674	LV-U384，小孔 384 孔板，白色。	100 块/箱，25 块/包	箱	

## 名称： 384 Well Clear PS Microplates 384 孔透明微孔板

类别： 生命科学/ 微孔板



聚苯乙烯（PS）制作，表面有多种处理以满足不同应用。未特别说明的表面为未处理表面，未处理表面是自然疏水表面具有中亲和力，可结合带有较大疏水位点的生物大分子（如抗体）。多种孔形可选择。未经特别说明，微孔板不包含板盖。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3702	F384，标准 384 孔板。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3680	F384，标准 384 孔板，含板盖，无菌。	100 块/箱，20 块/包	箱	

**名称： 384 Well Clear Bottom Black and White PS Microplates 384孔透明底黑色/白色微孔板**

类别： 生命科学/ 微孔板



适用于荧光或发光检测，可上读数或下读数。不透明的孔壁可减少孔间信号干扰。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3711	F384 微孔板，黑色，透明底。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3540	LV-F384 微孔板，黑色，透明底。	50 块/箱，10 块/包	箱	
3760	F384 微孔板，白色，透明底。	100 块/箱，25 块/包		

**名称： 384 Well Polypropylene Microplates 聚丙烯(PP)材料 384 孔微孔板**

类别： 生命科学 / 微孔板



聚丙烯（PP）具有更好的化学兼容性和温度耐受性，可耐受 DMSO、乙醇和甲醇。无 DNA 酶和 RNA 酶，可接供无菌包装产品，可用于测试或储存。

## 名称： High Bind 384 Well Microplates 384 孔高亲和力表面微孔板

类别： 生命科学/ 微孔板



精选聚苯乙烯制作，高亲和力表面可以结合具有离子基团或疏水位点的生物大分子或者其它介质 (>10kD)。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3700	F384 高亲和力微孔板。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3708	F384 高亲和力微孔板，黑色。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3678	LV-U384 高亲和力板，黑色。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3703	F384 高亲和力板，白色。	100 块/箱，25 块/包	箱	

## 名称： NBS(Nobinding surface) 384 Well Microplates 384 孔无吸附微孔板

类别： 生命科学/ 微孔板



Corning 特有的非离子疏水性表面，表面分子相互作用降到最低。对蛋白和核酸的吸附极低，适用于低浓度的蛋白和核酸分析，可以提高信噪比。UOP ( Universal Optics Plate ) NBS 板由高级聚苯乙烯 ( PS ) 制作，更为透明并化学耐受性得改善。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3640	F384 NBS 微孔板。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3723	F384 UOP NBS 板。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3654	F384 NBS 微孔板，黑色。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3676	LV-U384 NBS 板，黑色。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3652	F384 NBS 微孔板，白色	100 块/箱，25 块/包	箱	
3673	LV-U384 NBS 板，白色。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3544	LV-F384 NBS 板，黑色，透明底。	50 块/箱，10 块/包	箱	
3655	F384 NBS 板，黑色，透明底。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3653	F384 NBS 板，白色，透明底。	100 块/箱，25 块/包	箱	

上海办事处：021-51082920

香港办事处：+852-28935880

Email: [info@chinarainbow.com.hk](mailto:info@chinarainbow.com.hk)

## 名称：384 well Polypropylene Microplates 聚丙烯 384 孔微孔板

类别：生命科学/ 微孔板



聚丙烯（PP）具有更好的化学兼容性和温度耐受性，可耐受 DMSO、乙醇和甲醇。无 DNA 酶和 RNA 酶，可接供无菌包装产品，可用于测试或储存。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3658	384 孔圆底板，黑色。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3656	384 孔圆底板，无色，无菌。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3657	384 孔圆底板，无色。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3672	384 孔小孔矮形 V 底板，无色。	50 块/箱，10 块/包	箱	

## 名称： 384 well Polypropylene Block 聚丙烯 384 孔深孔板

类别： 生命科学/ 微孔板



聚丙烯（PP）具有更好的化学兼容性和温度耐受性，可耐受 DMSO、乙醇和甲醇。无 DNA 酶和 RNA 酶，可接供无菌包装产品，可用于测试或储存。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3964	384 孔圆底深孔板，无色，无菌。	25 块/箱，5 块/包	箱	
3965	384 孔圆底深孔板，无色。	100 块/箱，5 块/包	箱	
3342	384 孔 V 底深孔板，无色，无菌。	50 块/箱，5 块/包	箱	
3347	384 孔 V 底深孔板，无色。	50 块/箱，5 块/包	箱	

## 名称： 96 Well UV Microplates 96 孔紫外检测板

类别： 生命科学/ 微孔板



紫外检测板由可透紫外底部与丙烯酸树脂板体一次成形，强度高而且不会渗漏。其底部可透紫外波长光，可用于测定核酸和蛋白浓度。在 260nm-280nm 时，具有极低的吸光度。不包含板盖。无 DNA 酶和 RNA 酶。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3635	F96，UV 板。	50 块/箱，25 块/包	箱	
3679	F96 半量 UV 板。	50 块/箱，25 块/包	箱	

## 名称：384 Well UV Microplates 384 孔紫外检测板

类别：生命科学/ 微孔板



在 260nm-280nm 时，具有极低的吸光度，可用于测定核酸和蛋白浓度。背景低，而且孔间差异小。性能近乎昂贵的石英比色皿。不包含板盖。无 DNA 酶和 RNA 酶。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3675	F384 标准紫外检测板 (UV 板)。	25 块/箱，5 块/包	箱	

## 名称：1536 Well Polystyrene Mciroplates 1536 孔聚苯乙烯微孔板

类别：生命科学/ 微孔板



为满足高通量筛选而设计，聚苯乙烯(PS)制作。未处理表面是自然疏水表面具有中亲和力，可结合带有较大疏水位点的生物大分子(如抗体)。NBS(NoBinding Surface)表面为非离子疏水性表面，表面分子相互作用最低，对蛋白和核酸的吸附极低，适用于低浓度的蛋白和核酸分析，可以提高信噪比。高亲和力表面可以结合具有离子基团或疏水位点的生物大分子或者其它介质(>10kD)。圆底设计可减少空气干扰，改善 CV 和 Z 因子。抬高的孔底可增加灵敏度。微孔板四周设计有溢流槽，减少对设备的污染。未特别说明，微孔板不含板盖。

**名称： 1536 Well Solid Black/White PS Microplates 1536孔黑色/白色微孔板**

类别： 生命科学/ 微孔板



不透明的孔可减少孔间信号干扰。黑色板具有极低背景荧光和最小的光散射，提高信噪比。白色板具有低背景荧光，可增强光信号。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3937	U1536 板，白色，未处理表面。	50 块/箱，10 块/包	箱	
3936	U1536 板，黑色，未处理表面。	50 块/箱，10 块/包	箱	
3724	F1536 板，黑色，未处理表面。	50 块/箱，10 块/包	箱	
3728	F1536 板，黑色，NBS 表面。	50 块/箱，10 块/包	箱	
3725	F1536 板，白色，未处理表面。	50 块/箱，10 块/包	箱	
3729	F1536 板，白色，NBS 表面。	50 块/箱，10 块/包	箱	

**名称： 1536 Well Clear Bottom Black and White PS Microplates 1536孔透明底黑色/白色微孔板**

类别： 生命科学/ 微孔板



适用于荧光或发光检测，可上读数或下读数。不透明的孔壁可减少孔间信号干扰。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3891	F1536，黑色，透明底，未处理表面。	50 块/箱，10 块/包	箱	
3895	F1536，黑色，透明底，NBS 表面。	50 块/箱，10 块/包	箱	

## 名称：1536 Well 2µl PS Microplates 1536 孔 2µl 微孔板

类别：生命科学/微孔板



薄型设计，可用于多种高通量测试：酶测试、配体受体测试及细胞学测试等。在板两边还有额外的 8 个孔，可用于对照。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3851	表面未处理，黑色。	100 块/箱，20 块/包	箱	
3854	表面 TC 处理，黑色，无菌。	100 块/箱，20 块/包	箱	
3850	表面未处理，无色。	100 块/箱，20 块/包	箱	
3853	表面 TC 处理，无色，无菌。	100 块/箱，20 块/包	箱	
3858	表面高亲和，无色。	100 块/箱，20 块/包	箱	
3852	表面未处理，白色。	100 块/箱，20 块/包	箱	
3855	表面 TC 处理，白色，无菌。	100 块/箱，20 块/包	箱	
3857	表面高亲和，白色。	100 块/箱，20 块/包	箱	

上海办事处：021-51082920

香港办事处：+852-28935880

Email: [info@chinarainbow.com.hk](mailto:info@chinarainbow.com.hk)

## 名称： Protein Crystallization Mciroplates 蛋白结晶板

类别： 生命科学/ 微孔板



蛋白结晶板用于高通量蛋白结晶和筛选。在基因组、蛋白质组、纳米技术中，结晶学是一门关键的科学。在这些研究领域，通过 X 射线进行单晶结构分析来探测分子的三维结构是很重要的技术。其中大分子晶体研究是主要的挑战。

## 名称：CrystalEX™ 96孔高通量沉滴蛋白结晶板

类别：生命科学/微孔板



新一代 CrystalEX™ 蛋白结晶板专为这一挑战而设计，用于“沉滴”（Setting Drop）法结晶。产品符合 SBS 规范完全兼容全自动晶体扫描，提供两种材料的蛋白结晶板，PZero 材料零背景偏振，无双折射。结晶池底部高度透明，适合于显微晶体观察。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3556	COC 材料，池容量 4 $\mu$ l，池形状圆形，池数量 1。	50 块/箱，10 块/包	箱	
3551	COC 材料，池容量 4 $\mu$ l(亲水)，池形状梯形，池数量 1。	50 块/箱，10 块/包	箱	
3552	PZero 材料，池容量 2 $\mu$ l，池形状圆形，池数量 3。	50 块/箱，10 块/包	箱	
3553	PZero 材料，池容量 2 $\mu$ l，池形状梯形，池数量 3。	50 块/箱，10 块/包	箱	
3554	PZero 材料，池容量 2 $\mu$ l，池形状平形，池数量 3。	50 块/箱，10 块/包	箱	
3555	PZero 材料，池容量 2 $\mu$ l，池形状杯形，池数量 3。	50 块/箱，10 块/包	箱	
3550	PZero 材料，池容量 1 $\mu$ l，池形状杯形，池数量 3。	50 块/箱，10 块/包	箱	
3557	PZero 材料，池容量 1 $\mu$ l，池形状杯形，池数量 5。	50 块/箱，10 块/包	箱	

上海办事处：021-51082920

香港办事处：+852-28935880

Email: [info@chinarainbow.com.hk](mailto:info@chinarainbow.com.hk)

## 名称：96 Well CrystalEX™ Crystallization Microplates CrystalEX™ 96 孔蛋白结晶板

类别：生命科学/ 微孔板



较大的孔容量和池容量。独特的孔形设计为蛋白质结晶提供更有效的蒸汽空间。兼容手动移液器和自动操作。锥形结晶池使得蛋白滴容易聚集。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3773	锥形池，孔容量 210 $\mu$ l，池容量 10 $\mu$ l。	50 块/箱，10 块/包	箱	
3785	梯形池（亲水），孔容量 210 $\mu$ l，池容量 7 $\mu$ l。	50 块/箱，10 块/包	箱	

## 名称：384 Well CrystalEX™ Crystallization Microplates CrystalEX™ 384 孔蛋白结晶板

类别：生命科学/ 微孔板



由 192 个孔及相应的 192 个结晶池组成，兼容全自动晶体扫描。平底结晶池利于晶体成像。孔及结晶池的位置特别设计，可利用多头分配器（最多 96 头）操作。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3775	平底，孔容量 100 $\mu$ l，池容量 3.4 $\mu$ l。	50 块/箱，10 块/包	箱	

**名称： Universal optical Sealing Tape 蛋白结晶板通用封板膜**

类别： 生命科学/ 微孔板



高度透明，压力敏感粘附可确保密封及最小蒸发。适用于结晶显微观察。工作温度 -70 ~ 100 。化学兼容性良好。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
6575	蛋白结晶板通用封板膜。	50 块/箱，10 块/包	箱	

**名称： 96 Well Clear Flexible Vinyl(PVC) Microplates 乙烯基材质 96 孔微孔板**

类别： 生命科学 / 微孔板



PVC 微孔板是一种经济型板，用于液体测试、梯度稀释和常规的储存。不包含板盖。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
2897	V96 PVC 微孔板。	100 块/箱，25 块/包	箱	
2797	U96 PVC 微孔板。	100 块/箱，25 块/包	箱	
2595	F96 PVC 微孔板。	100 块/箱，25 块/包	箱	

## 名称：245mm Square BioAssay Dishes 245mm 方形皿

类别：生命科学/ 微孔板




聚苯乙烯（PS）制作，无热原。规格 245X245mm，含有皿板，易于叠放。兼容菌落自动挑选设备。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
431111	皿深：18mm；兼容设备：PBA Flexys™, Genetix "Q" Bot。	16 块/箱，4 块/包	箱	
431272	皿深：18mm；兼容设备：AutoGen AutoGenesys, BioRobotics BioPick, BioGrid, TAS, MicroGrid II。	16 块/箱，4 块/包	箱	
431301	矮形；兼容设备：PBA Flexys, Genetix "Q" Bot, BioRoBotics, BioPick。	20 块/箱，4 块/包	箱	

## 名称：Robolids 自动微孔板密封盖

类别：生命科学/ 微孔板



结合了密封垫的密封性及板盖的坚固性。避免重复开启时短期的蒸发。硅胶密封塞可耐受有机溶剂并且吸附性较低。可手动或自动操作。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3090	96 孔缺角自动微孔板密封盖。	50 块/箱, 25 块/包	箱	
3089	384 孔缺角自动微孔板密封盖。	50 块/箱, 25 块/包	箱	

## 名称： Sealing Tapes 封板膜

类别： 生命科学/ 微孔板



易于开启，可用于短期或长期的品保存，可确保密封避免蒸发。3095 为醋酸纤维酯封板膜，使用温度-16 ~ 38 ，透明膜，不可穿刺。6569 和 6570 是铝箔膜，使用温度-80 ~ 150 ，不透明膜，可穿刺。3345 是透气膜。6575 是通用封板膜，透明，使用温度 -70 ~ 100 。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3095	醋酸纤维酯封板膜，可用于所有微孔板。	100 块/箱，100 块/包	箱	
6570	铝箔封板膜，用于 96 孔微孔板。	100 块/箱，100 块/包	箱	
6569	铝箔封板膜，用于 384 孔微孔板。	100 块/箱，100 块/包	箱	
3345	透气封板膜，已灭菌。	500 块/箱，50 块/包	箱	
6575	通用透明封板膜。	100 块/箱，100 块/包	箱	

## 名称：Microplate Lids 微孔板盖

类别：生命科学/ 微孔板



除非特别说明，所有的微孔板盖均由坚固的聚苯乙烯（PS）制作，3085 由环状石蜡制作，可耐受 DMSO。通用板盖 3098 没有缺角设计，裙边也比标准板盖短；其它板盖在 A1 位置均有与微孔板对应的缺角设计。除 3085 外，均为无菌包装。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3930	带凝结环缺角板盖，适用于 96 孔板。	100 块/箱，1 块/包	箱	
3931	带凝结环缺角板盖，适用于 96 孔板。	50 块/箱，25 块/包	箱	
3098	无缺角通用板盖，适用于所有微孔板。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3099	缺角通用板盖，适用于所有微孔板。	50 块/箱，25 块/包	箱	
3935	黑色带缺角通用板盖，适用于所有微孔板。	50 块/箱，25 块/包	箱	
3085	环状石蜡板盖，耐 DMSO，适用于所有微孔板。	50 块/箱，25 块/包	箱	
3849	2 $\mu$ l 1536 微孔板盖，适用于 2 $\mu$ l 1536 板。	100 块/箱，20 块/包	箱	

## 名称： Storage Mat 微孔板密封垫

类别： 生命科学/ 微孔板




适用 96 孔板和深孔板。3080 和 3083 由乙烯-醋酸乙烯共聚物 EVA (Ethyl Vinyl Acetate) 制作，可耐受 DMSO。无 DNA 酶和 RNA 酶。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3080	圆孔密封垫，适用于 96 孔板和深孔板。	100 块/箱，25 块/包	箱	
3083	方孔密封垫，适用于 2ml 深孔板。	50 块/箱，1 块/包	箱	
3346	密封垫，适用于大容量 96 孔板。	50 块/箱，10 块/包	箱	
3341	密封垫，适用于 V384 深孔板。	50 块/箱，10 块/包	箱	
3081	密封垫封板器。	1 个/箱	箱	

## 名称： 96 Well FiltrEX Filter Plates 96 孔微孔过滤板

类别： 生命科学/ 微孔板




满足微孔板规格的工业标准，板壁坚固适于自动化操作，宽板裙可用条形码标识。专利的滤膜封装技术，确保每个孔的完整性，孔嘴特殊设计可避免交叉污染及毛细现象。玻璃纤维滤板可用于质粒抽提、DNA 纯化、PCR 产物回收、配体/受体结合检测。PVDF 膜具有低吸附性，可用于裂解物净化、蛋白激酶实验或珠子或树脂介质分离。96 孔滤膜板孔体积 360 $\mu$ l，384 孔滤膜板孔体积 180 $\mu$ l。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3504	0.2 $\mu$ m PVDF 亲水膜过滤板。	50 块/箱，10 块/包	箱	
3505	0.2 $\mu$ m PVDF 亲水膜过滤板，无菌包装。	50 块/箱，10 块/包	箱	
3510	0.25 $\mu$ m 玻璃纤维膜过滤板。	50 块/箱，10 块/包	箱	
3511	0.66 $\mu$ m 玻璃纤维膜过滤板。	50 块/箱，10 块/包	箱	
3514	96 孔过滤板用液体保护板。	100 块/箱，100 块/包	箱	

## 名称： 384 Well FiltrEX Filter Plates 384 孔微孔过滤板

类别： 生命科学/ 微孔板



满足微孔板规格的工业标准，板壁坚固适于自动化操作，宽板裙可用条形码标识。专利的滤膜封装技术，确保每个孔的完整性，孔嘴特殊设计可避免交叉污染及毛细现象。玻璃纤维滤板可用于质粒抽提、DNA 纯化、PCR 产物回收、配体/受体结合检测。PVDF 膜具有低吸附性，可用于裂解物净化、蛋白激酶实验或珠子或树脂介质分离。96 孔滤膜板孔体积 360 $\mu$ l，384 孔滤膜板孔体积 180 $\mu$ l。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3531	0.45 $\mu$ m PVDF 膜白色过滤板。	25 块/箱，5 块/包	箱	
3533	0.66 $\mu$ m 玻璃纤维膜白色过滤板。	25 块/箱，5 块/包	箱	

## 名称：Volumn Adapter and Applicator 微孔过滤板用体积扩增板及适配装置

类别：生命科学/ 微孔板



使用体积扩增板可以增加 96 孔微孔过滤板的容量（最大到 1ml）。适配装置用于装配和拆分扩增板和过滤板，可保证装配的严密性。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3584	96 孔微孔过滤板用体积扩增板。	50 块/箱，10 块/包	箱	
3507	适配装置。	1 个/箱	箱	

## 名称： PCR Work Up Rack PCR 管盒

类别：生命科学/ 分子生物学和生物化学



PCR 操作架提供一个方便操作平台,适用于 0.2ml 的 PCR 管,可用于样品的准备和储存。1512 系列为聚碳酸酯 (PC) 材料制作,1502 为聚丙烯 (PP) 材料制作。1512-952-BL 为黑色,适用于需避光保存的样品。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
1512-952	PC, 透明, 适用于单管	10 个/包, 100 个/箱		
1512-952-BL	PC, 黑色, 适用于单管	10 个/包, 100 个/箱		
1502-921	PP, 透明, 适用于八联管	10 个/包, 100 个/箱		

## 名称：Thermowell GOLD and Thermowell PCR Tubes PCR 管

类别：生命科学/ 分子生物学和生物化学



聚丙烯（PP）材料制作，薄管壁，特别设计的管身可与热槽紧密贴合，可确保最快的热传递。无 DNA 酶和 RNA 酶，可高压灭菌。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3745	0.2ml, GOLD, 平盖, 无色。	1000 个/箱, 500 个/包	箱	
3744	0.2ml, GOLD, 平盖, 多色混装。	1000 个/箱, 500 个/包	箱	
3747	0.2ml, GOLD, 凸盖, 无色。	1000 个/箱, 500 个/包	箱	
3746	0.2ml, GOLD, 凸盖, 多色混装。	1000 个/箱, 500 个/包	箱	
3750	0.5ml, GOLD, 平盖, 无色。	1000 个/箱, 500 个/包	箱	
3749	0.5ml, GOLD, 平盖, 多色混装。	1000 个/箱, 500 个/包	箱	
6350	0.2ml, 平盖, 无色。	1000 个/箱, 250 个/包		
6531	0.2ml, 凸盖, 无色。	960 个/箱, 96 个/包	箱	
6571	0.2ml, 平盖, 无色。	960 个/箱, 96 个/包	箱	

上海办事处：021-51082920      香港办事处：+852-28935880      Email: [info@chinarainbow.com.hk](mailto:info@chinarainbow.com.hk)

## 名称：Thermowell GOLD 8 Well PCR Tube Strips PCR 八联管条

类别：生命科学/ 分子生物学和生物化学



聚丙烯（PP）材料制作，采用双重连接，避免操作过程中管条断开。薄管壁，特别设计的管身可与热槽紧密贴合，可确保最快的热传递。无 DNA 酶和 RNA 酶，可高压灭菌。GOLD 八联管条管盖需另外采购，而普通管条则带有管盖。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
6542	八联管条，凸盖，无色。	300 条/箱，60 条/包	箱	
6547	八联管条，凸盖，五色。	300 条/箱，60 条/包	箱	
3741	八联管条，GOLD，无盖，无色。	1250 条/箱，125 条/包	箱	
3740	八联管条，GOLD，无盖，五色。	1250 条/箱，125 条/包	箱	
3743	管条盖，GOLD，凸盖，无色。	1250 条/箱，125 条/包	箱	
3748	管条盖，GOLD，凸盖，五色。	1250 条/箱，125 条/包	箱	
3742	RT-PCR 管条盖，GOLD，平盖，无色。	1250 条/箱，125 条/包	箱	

## 名称：Thermowell GOLD 96 Well PP PCR MicroPlates 96 孔 PCR 反应板

类别：生命科学/ 分子生物学和生物化学



聚丙烯 (PP) 制作。GOLD 板提供五种型号，以确保与仪器的最大兼容性。6551 为通用型 PCR 板，可剪开为 3X8 孔。  
3754 用于 ABI3700 和 3730。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
6551	96 孔 PCR 板，透明。	25 块/箱，25 块/包	箱	
3752	GOLD 全板裙 96 孔 PCR 板，透明。	50 块/箱，10 块/包	箱	
3751	GOLD 全板裙 96 孔 PCR 板，黑色。	50 块/箱，10 块/包	箱	
3753	GOLD 半板裙 96 孔 PCR 板，透明。	50 块/箱，10 块/包	箱	
3755	GOLD 全板裙 96 孔 PCR 板，黑色。	50 块/箱，10 块/包	箱	
3754	GOLD 板裙突起 96 孔 PCR 板，透明。	50 块/箱，10 块/包	箱	



料

聚碳酸酯( PC )制作。P 型可用于 ABI GeneAmp 9600、Barnstead Thermolyne Amplitron II 、Techne Cyclogene 和 Gene E ( 0.2ml 的 96 孔热槽 )。M 型可用于 MJ PTC-100 及 PCT-200 DNA Engine™、Biometra Uno-Thermoblocker™、Coy Corporation Temp Cyclor II、Corbett Research FTS-960、Hybaid OmniGene、Quatro BioSystems T-C-40。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
6509	P 型 PC 材料 96 孔 PCR 板。	25 块/箱, 1 块/包	箱	
6511	M 型 PC 材料 96 孔 PCR 板。	25 块/箱, 1 块/包	箱	

## 名称：Thermowell GOLD 384 Well PP PCR MicroPlates 384 孔 PCR 反应板

类别：生命科学 / 分子生物学和生物化学



聚丙烯（PP）制作。即使经过 PCR 反应后仍有出色的结构稳定性。孔间差异低，传热性极佳。兼容主流的 PCR 及测序仪器。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3757	GOLD 384 孔 PCR 板，透明。	50 块/箱，10 块/包	箱	
3756	GOLD 384 孔 PCR 板，黑色。	50 块/箱，10 块/包	箱	

## 名称： PCR Sealing Tape and Sealng Mats PCR 板封板膜和密封盖

类别： 生命科学/ 分子生物学和生物化学



封板膜可避免蒸发,当使用带热盖的 PCR 仪时可采用无油反应体系。通用透明封板膜可用于实时定量 PCR( RT-PCR )。硅胶密封盖可反复使用。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
6524	PE 封板膜, 用于 96 孔 PCR 板。	100 块/箱, 100 块/包	箱	
6569	铝箔封板膜, 用于 384 孔 PCR 板。	100 块/箱, 100 块/包	箱	
6570	铝箔封板膜, 用于 96 孔 PCR 板。	100 块/箱, 100 块/包	箱	
6575	通用封板膜, 用于 RT-PCR。	100 块/箱, 100 块/包	箱	
6555	反复用硅胶密封盖, 96 孔。	25 块/箱, 1 块/包	箱	
3699	反复用硅胶密封盖, 384 孔。	25 块/箱, 1 块/包	箱	
3087	硅胶隔垫。	100 块/箱, 50 块/包	箱	

## 名称：Microarray 生物芯片

类别：生命科学/ 分子生物学和生物化学



生物芯片的质量很大程度上依赖于制造芯片的玻璃介质以及试剂质量的均一性。Corning 利用在玻璃材料及其表面修饰、光学、生化和分子生物学等领域的丰富经验，为客户复杂的课题提供完整的解决方案。所有玻片均利用独特的包装技术在 100 级车间生产，并对污染物颗粒、刮伤及其它缺陷进行严格的检测。

## 名称： Epoxide Coated Slides 环氧化物包被玻片

类别： 生命科学/ 分子生物学和生物化学



稳定的表面可共价结合短寡聚核苷酸(有氨基修饰或者无氨基修饰, ~30-mer)、长寡聚核苷酸(~>50-mer)和 cDNA。

配合 Pronto!<sup>TM</sup> 通用杂交试剂盒可使芯片整体性能达到最高。

### 特点

多功能性：对短寡聚核苷酸、长寡聚核苷酸和 cDNA 具有同样效果。可印迹有氨基修饰或无氨基修饰的寡聚核苷酸。

DNA 耦合无需 UV 交联或烘烤步骤。

重复性：玻片间差异极小，不到 3%CV

灵敏度：在 4 $\mu$ g 总 RNA 中可检测 1pg RNA

特异性：可区分同源性寡聚核苷酸 90% (30-mer 寡聚核苷酸中有 3 个错配)

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
40040	环氧化物包被玻片起始试剂盒 10 片环氧化物包被玻片 0.8ml 短寡聚核苷酸和 0.8ml cDNA/长寡聚核苷酸杂交溶液 0.8ml cDNA/长寡聚核苷酸杂交溶液。	10 片/箱, 5 片/包	箱	
40041	环氧化物包被玻片, 带条形码。	25 片/箱, 5 片/包	箱	
40042	环氧化物包被玻片, 无条表码。	25 片/箱, 5 片/包	箱	

上海办事处：021-51082920

香港办事处：+852-28935880

Email: [info@chinarainbow.com.hk](mailto:info@chinarainbow.com.hk)

40043	环氧化物包被玻片，带条形码。	25 片/箱，25 片/包	箱	
40044	环氧化物包被玻片，无条形码。	25 片/箱，25 片/包	箱	

## 名称：GAPST<sup>TM</sup> II Coated Slides GAPST<sup>TM</sup> II 包被玻片

类别：生命科学/ 分子生物学和生物化学



专利超平玻璃制造，可提高芯片性能，激光共聚焦扫描仪读数更为准确。其包被方法与与 GAPS 氨基硅烷化包被玻片一样，可采用相同的实验方案。配合 Pronto!<sup>TM</sup> 通用杂交试剂盒可使芯片整体性能达到最高。

### 特点

通用性：DNA 和蛋白均推荐使用

结合能力：高 DNA 保留能力，可获得最大信号强度

动态范围：低背景自发荧光

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
40003	GAPST <sup>TM</sup> II 包被玻片，带条形码。	25 片/箱，5 片/包	箱	
40004	GAPST <sup>TM</sup> II 包被玻片，无条形码。	25 片/箱，5 片/包	箱	
40005	GAPST <sup>TM</sup> II 包被玻片，带条形码。	25 片/箱，25 片/包	箱	
40006	GAPST <sup>TM</sup> II 包被玻片，无条形码。	25 片/箱，25 片/包	箱	

上海办事处：021-51082920

香港办事处：+852-28935880

Email: [info@chinarainbow.com.hk](mailto:info@chinarainbow.com.hk)

## 名称： UltraGAPS<sup>2</sup> Coated Slides UltraGAPS<sup>2</sup> 包被玻片

类别： 生命科学/ 分子生物学和生物化学



在 UltraGAPS 玻片表面氨基丙烷基硅烷包被适于印迹长寡聚核苷酸 (>50-mer)，也可用于于 cDNA。比其它玻片疏水性更高，易于形成更小更均一的点。每一批玻片都经测试具有稳定的斑点形态，信号强度和杂交低背景。适用于基因表达分析、基因型鉴定和比较基因组杂交 (Comparative Genomic Hybridization, CGH)。

### 特点

重复性：玻片间差异极小，不到 5%CV

动态范围：低背景自发荧光

制造优点：斑点形态均一、表面处理均一、疏水性高

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
40019	UltraGAPS™ 包被玻片起始试剂盒 10 片 UltraGAPS™ 包被玻片， 5ml 通用杂交溶液。	10 片/箱，5 片/包	箱	
40024	Pronto!通用验证试剂盒 10 片 UltraGAPS™ 包被玻片， 15ml 通用杂交溶液	10 片/箱，5 片/包	箱	

上海办事处：021-51082920 香港办事处：+852-28935880 Email: info@chinarainbow.com.hk

	10 个测试用 Pronto!杂交试剂盒。			
40025	Pronto!通用检测试剂盒 25 片 UltraGAPST <sup>™</sup> 包被玻片， 50ml 通用杂交溶液。	10 片/箱，5 片/包	箱	
40015	UltraGAPST <sup>™</sup> 包被玻片，带条形码。	25 片/箱，5 片/包	箱	
40016	UltraGAPST <sup>™</sup> 包被玻片，无条形码。	25 片/箱，5 片/包	箱	
40017	UltraGAPST <sup>™</sup> 包被玻片，带条形码。	25 片/箱，5 片/包	箱	
40018	UltraGAPST <sup>™</sup> 包被玻片，无条形码。	25 片/箱，5 片/包	箱	

## 名称： Pronto!<sup>TM</sup> Universal Spotting Solution Pronto!<sup>TM</sup> 通用点样试剂

类别： 生命科学/ 分子生物学和生物化学



Pronto!<sup>TM</sup> 通用点样试剂适宜应用于 UltraGAP<sup>TM</sup> 玻片上的长寡聚核苷酸和 cDNA 印迹。独特的配方提供了出色的斑点形态和极低的挥发率。提供单独的包装及与玻片一起包装的试剂盒（见玻片订购信息）。具有低背景自发荧光和低挥发速率，可确保均匀的 DNA 印迹浓度和整块芯片可均匀分布。无需调整体积。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
40027	Pronto! <sup>TM</sup> 通用点样试剂，250ml/瓶。	1 瓶/箱	箱	

## 名称： Corning Cover Glass 盖玻片

类别： 生命科学/ 分子生物学和生物化学



由特别透明的玻璃制作，而耐受冲击及侵蚀，即使长时间保存仍然保持光亮。盖玻片的平整度严格控制，确保与芯的完美配合，湿润而无气泡。1-1/2 号盖玻片的厚度 0.16-0.19mm，塑料盒包装。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
2870-22	盖板片，方形，22X22mm，NO.1 1/2。	10 盎司/箱，135 块/盎司	箱	
2940-223	盖板片，矩形，22X30mm，NO.1 1/2。	10 盎司/箱，97 块/盎司	箱	
2940-224	盖板片，矩形，22X40mm，NO.1 1/2。	10 盎司/箱，73 块/盎司	箱	
2940-225	盖板片，矩形，22X50mm，NO.1 1/2。	10 盎司/箱，58 块/盎司	箱	
2940-243	盖板片，矩形，24X30mm，NO.1 1/2。	10 盎司/箱，89 块/盎司	箱	
2940-244	盖板片，矩形，24X40mm，NO.1 1/2。	10 盎司/箱，67 块/盎司	箱	
2940-245	盖板片，矩形，24X50mm，NO.1 1/2。	10 盎司/箱，54 块/盎司	箱	
2940-246	盖板片，矩形，24X60mm，NO.1 1/2。	10 盎司/箱，45 块/盎司	箱	

上海办事处：021-51082920

香港办事处：+852-28935880

Email: [info@chinarainbow.com.hk](mailto:info@chinarainbow.com.hk)

## 名称： Microarry Slide Mailers/Storage Boxes 生物芯片玻片运输/储存盒

类别： 生命科学/ 分子生物学和生物化学



UltraGAP<sup>TM</sup> 玻片的塑料容器也可以作为芯片的储存盒。包括可装 5 片玻片的运输盒和可装 25 片玻片的储存盒。橙色塑料对 500-700nm 光具有低透过性，可避免 Cy3 和 Cy5 染料的分解褪色。这些容器不会掉落颗粒或散发挥发性物质而污染芯片。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
40082	5 片玻片运输盒。	50 个/箱，50 个/包	箱	
40081	25 片玻片运输盒。	20 个/箱，10 个/包	箱	

## 名称： Microarry Storage Pouches 生物芯片储存袋

类别： 生命科学/ 分子生物学和生物化学



生物芯片储存袋与 UltraGAPS™ 玻片及环氧化物包被玻片的运输袋子一样。抗撕扯的金属箔材料可以用于储存与运输芯片。提供两种规格的袋子：5片（5 3/4X4 1/4"）及 25片（6X7"）热封后，储存袋可以保护芯片不受光、湿度和环境污染的损伤，每个袋子贴有 3X4"的白色标签。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
40085	5片玻片储存袋。	50个/箱，50个/包	箱	
40086	25片玻片储存袋。	50个/箱，50个/包	箱	

## 名称： Pronto!<sup>TM</sup> Plus Microarray Systems Pronto!<sup>TM</sup> Plus 芯片系统

类别： 生命科学/ 分子生物学和生物化学



Pronto!<sup>TM</sup> 生物芯片系统由 Corning 公司和 Promega 公司共同开发。为研究者得到可信和可重复的高灵敏度芯片数据提供了完整的解决方案。这个系统结合了 Promega 公司的 SV 总 RNA 分离系统和 ChipShot<sup>TM</sup> 标记系统以及 Corning 公司的 Pronto! 通用印迹试剂盒和 Pronto! 通用杂交试剂盒。

特点：

可重复：玻片间差异系数 CVs 低于 10%

节约样品：每个直接标记反应只需 5 $\mu$ g 未经扩增的总 RNA

高灵敏度：可以检测到 5 $\mu$ g 总 RNA 中的 3pg 痕量 RNA

低背景：预浸步骤可以有效的降低背景自发荧光

使用方便：一个系统包含印迹芯片过程所需试剂（除了荧光染料）

应用：

直接或非直接标记：Pronto!<sup>TM</sup> Plus 可灵活的对 cDNA 标记，可通过直接与荧光 dNTPs 结合（40055 和 40066）；或者通过荧光酯与氨基烯丙基 cDNA 反应而结合（40075 和 40076）。

RNA 纯化、标记和杂交：Pronto!<sup>TM</sup> Plus 适合纯化总 RNA 和标记 cDNA 并且与印迹 Corning 芯片杂交的芯片研究者

标记和杂交：Pronto!<sup>TM</sup> Plus 适合已经有纯化的总 RNA，只需标记 cDNA 与印迹 Corning 芯片杂交的芯片研究者。

产品	产品描述	产品包装	价格单位
----	------	------	------

上海办事处：021-51082920      香港办事处：+852-28935880      Email: info@chinarainbow.com.hk

编号				
40055	Pronto! <sup>TM</sup> Plus 系统：有 SV RNA Isolation , ChipShot <sup>TM</sup> Labeling , Pronto! <sup>TM</sup> Hybridization ; 反应次数：25 次。	/		
40056	Pronto! <sup>TM</sup> Plus 系统：无 SV RNA Isolation , 有 ChipShot <sup>TM</sup> Labeling、 Pronto! <sup>TM</sup> Hybridization ; 反应次数：25 次。	/		
40075	Pronto! <sup>TM</sup> Plus 系统：有 SV RNA Isolation , ChipShot <sup>TM</sup> Labeling , Pronto! <sup>TM</sup> Hybridization ; 反应次数：25 次。	/		
40076	Pronto! <sup>TM</sup> Plus 系统：无 SV RNA Isolation , 有 ChipShot <sup>TM</sup> Labeling、 Pronto! <sup>TM</sup> Hybridization ; 反应次数：25 次。	/		

## 名称： Pronto!<sup>TM</sup> Universal Hybridization Kits Pronto!<sup>TM</sup> 通用杂交试剂盒

类别： 生命科学/ 分子生物学和生物化学



Pronto!<sup>TM</sup> 通用杂交试剂盒( 40026 和 40028 )提供了荧光标记 cDNA 与印迹 Corning 芯片杂交的全部试剂。Pronto!<sup>TM</sup> 验证试剂盒 ( 40024 ) 包含所有上述试剂外, 还包含 10 块 UltraGAPS 包被玻片和 15ml 通用点样试剂。

### 说明

预浸试剂：从印迹芯片上去除存在的自发荧光

预杂交试剂：在杂交检测过程中封闭背景荧光

杂交试剂：适用于 cDNA、长寡聚核苷酸和短寡聚核苷酸；即开即用，无需稀释；包含封闭物以增强灵敏性

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
40024	Pronto! <sup>TM</sup> 通用验证试剂盒 10 片 UltraGAPS <sup>TM</sup> 包被玻片， 15ml 通用杂交溶液 10 个测试用 Pronto! 杂交试剂盒。	10 次反应	箱	
40028	Pronto! <sup>TM</sup> 通用杂交试剂盒。	10 次反应	箱	
40026	Pronto! <sup>TM</sup> 通用杂交试剂盒。	25 次反应	箱	
40030	Pronto! <sup>TM</sup> 通用杂交试剂盒，无预浸试剂。	25 片/箱	箱	


上海办事处：021-51082920

香港办事处：+852-28935880

Email: [info@chinarainbow.com.hk](mailto:info@chinarainbow.com.hk)

## 名称： Pronto!<sup>TM</sup> Background Reduction Kits Pronto!<sup>TM</sup> 减背景试剂盒

类别： 生命科学 / 分子生物学和生物化学



Pronto!<sup>TM</sup> 减背景试剂盒用于去除背景荧光，使芯片为杂交做好准备。也可作为芯片制造过程的最后一步。通过氧化反应去除自发荧光，极大的提高了灵敏度和特异性。试剂盒包含 10 个预浸药片和 1L 预浸溶液，可处理至少 50 个芯片。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
40029	Pronto! <sup>TM</sup> 减背景试剂盒。	1 盒/箱	箱	

## 名称：Hybridization Chambers 杂交盒

类别：生命科学/ 分子生物学和生物化学



杂交盒使芯片（25X75mm）在杂交过程中保存同一湿度。密封圈和固定夹可确保在水浴中重复使用时不会渗漏，在杂交箱中保证密封。底部可容纳 10-15 $\mu$ l 水可保证最合适的湿度。标准的杂交盒 2551 可处理 1 块标准的 1mm 厚芯片和盖玻片。40080 杂交盒增强了厚度，不仅可杂交 1 块芯片，还可以利用同一标记物同时杂交两块“面对面”的芯片；这种杂交盒可使用比标准盖玻片更厚和更长的宽边盖玻片（Erie Scientific M-Series Lifter Slip™）。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
2551	标准杂交盒。	5 个/箱	箱	
40080	加厚杂交盒。	5 个/箱	箱	
40001	替换密封圈。	5 个/箱	箱	

**名称： Snap Cap Polypropylene Microcentrifuge Tubes 微量离心管**

类别： 生命科学/ 分子生物学和生物化学



聚丙烯（PP）制作，可高压灭菌，管身有磨砂口标记区并标有刻度。可反复的开关，平盖便于标识，最大离心力 RCF17000Xg。无 RNA 酶和 DNA 酶。

## 名称： Snap Cap Microcentrifuge Tubes 普通微量离心管

类别： 生命科学/ 分子生物学和生物化学



聚丙烯（PP）制作，可高压灭菌，管身有磨砂口标记区并标有刻度。可反复的开关，平盖便于标识，最大离心力 RCF17000Xg。无 RNA 酶和 DNA 酶。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3208	0.65ml，自然色。	1000 个/箱，500 个/包	箱	
3209	0.65ml，蓝绿黄红橙混装。	1000 个/箱，200 个/包	箱	
3620	1.7ml，自然色。	500 个/箱，500 个/包	箱	
3621	1.7ml，自然色。	5000 个/箱，500 个/包	箱	
3622	1.7ml，蓝绿黄红橙混装。	500 个/箱，100 个/包	箱	
3213	2.0ml，自然色。	1000 个/箱，500 个/包	箱	

## 名称： Low Binding Snap Cap Microcentrifuge Tubes 低吸附微量离心管

类别： 生命科学/ 分子生物学和生物化学



特别的表面处理，吸附性低，可降低对蛋白和核酸的吸附，增加样品回收率。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3206	0.65ml，自然色。	500 个/箱，500 个/包	箱	
3207	1.7ml，自然色。	250 个/箱，250 个/包	箱	

**名称： Screw Cap Polypropylene Microcentrifuge Tubes 旋盖微量离心管**

类别： 生命科学/ 分子生物学和生物化学



聚丙烯 (PP) 制作，旋盖可保证更稳定的密封，可选择带硅胶密封圈的系带盖和不带系带的旋盖。管身有白色标记区，最大离心力 RCF13000Xg。无菌包装。

**名称： Snap Cap Microcentrifuge Tubes 普通微量离心管**

类别： 生命科学/ 分子生物学和生物化学



产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
430909	1.5ml, 系带盖, 带密封圈, 不可立。	500 个/箱	箱	
430915	2.0ml, 系带盖, 带密封圈, 可立。	500 个/箱	箱	
430917	2.0ml, 旋盖, 可立。	100 个/箱	箱	

## 名称：15ml Centrifuge Tubes 15ml 尖底离心管

类别：生命科学/ 分子生物学和生物化学



带有黑色刻度及白色标识区，两种管盖类型可选择：密封盖和密封平盖。可提供架装和易封口袋装两种包装形式，架装离心管带有泡沫离心管架。无热原无菌包装，无 DNA 酶和 RNA 酶。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
430053	PET, 袋装, 密封盖, 大离心力 RCF : 3600 Xg。	500 个/箱, 25 个/包	箱	
430055	PET, 架装, 密封盖, 大离心力 RCF : 3600 Xg。	500 个/箱, 50 个/包	箱	
430052	PP, 架装, 密封盖, 大离心力 RCF : 12000 Xg。	500 个/箱, 50 个/包	箱	
430766	PP, 袋装, 密封盖, 大离心力 RCF : 12000 Xg。	500 个/箱, 25 个/包	箱	
430790	PP, 架装, 平盖, 大离心力 RCF : 12000 Xg。	500 个/箱, 50 个/包	箱	
430791	PP, 袋装, 平盖, 大离心力 RCF : 12000 Xg。	500 个/箱, 25 个/包	箱	

## 名称： 50ml Centrifuge Tubes 50ml 尖底离心管

类别： 生命科学/ 分子生物学和生物化学



有黑色刻度及白色标识区，两种管盖类型可选择：密封盖和密封平盖。可提供架装和易封口袋装两种包装形式，架装离心管带有泡沫离心管架。4558 所配离心管架为通用架，可同时放置 50ml 和 15ml 离心管。无热原无菌包装，无 DNA 酶和 RNA 酶。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
430290	PP，架装，密封盖，大离心力 RCF：15500 Xg。	500 个/箱，25 个/包	箱	
430291	PP，袋装，密封盖，大离心力 RCF：15500 Xg。	500 个/箱，25 个/包	箱	
430304	PET，架装，密封盖，大离心力 RCF：3600 Xg。	500 个/箱，25 个/包	箱	
430828	PP，架装，密封盖，大离心力 RCF：15500 Xg。	500 个/箱，25 个/包	箱	
430829	PP，袋装，平盖，大离心力 RCF：15500 Xg。	500 个/箱，25 个/包	箱	
4558	PP，架装，平盖，大离心力 RCF：15500 Xg。	500 个/箱，25 个/包	箱	

## 名称： Self-Standing 50ml Centrifuge Tubes 50ml 尖底可立离心管

类别： 生命科学/ 分子生物学和生物化学



底部带有裙边，可站立。有黑色刻度及白色标识区，密封盖和密封平盖可选择。易封口袋装，无热原无菌包装，无DNA 酶和 RNA 酶。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
430897	PP, 袋装, 密封盖, 大离心力 RCF : 3000 Xg。	500 个/箱, 25 个/包	箱	
430921	PP, 袋装, 平盖, 大离心力 RCF : 3000 Xg。	500 个/箱, 25 个/包	箱	

## 名称： 250ml and 500ml Centrifuge Tubes 250ml 和 500ml 离心管

类别： 生命科学/ 分子生物学和生物化学



250ml 和 500ml 的离心管适用于大容量的离心，聚丙烯 (PP) 材料制作，密封管盖。每箱离心管都附赠一个离心管架。若离心机转子内没有 V 形底架，则必须选配支持衬垫，衬垫由 PEI 材料制作。离心管为无菌无热原包装。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
430776	250ml 离心管，大离心力 RCF：6000 Xg。	102 个/箱，6 个/包	箱	
430236	250ml 离心管支持衬垫。	6 个/箱，6 个/包	箱	
431123	500ml 离心管，大离心力 RCF：6000 Xg。	36 个/箱，6 个/包	箱	
431124	500ml 离心管支持衬垫。	6 个/箱，6 个/包	箱	

## 名称： Spin-X Centrifuge Tube Filters 离心过滤管

类别： 生命科学/ 分子生物学和生物化学



带有滤膜的内管放置于离心管中组成离心过滤管。可以采用离心的方法从样品中去去除细菌和颗粒、HPLC 样品准备、从培养基中分离细胞、从琼脂糖凝胶或丙烯酰胺胶中分离 DNA。最大 RCF 为 16000Xg。无热原，无 DNA 酶和 RNA 酶。（CA=醋酸纤维素酯 NY=尼龙）

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
8160	CA 滤膜，孔径 0.22 $\mu$ l，工作体积 500 $\mu$ l，离心管规格 2.0ml，无菌。	96 个/箱	箱	
8161	CA 滤膜，孔径 0.22 $\mu$ l，工作体积 500 $\mu$ l，离心管规格 2.0ml。	100 个/箱	箱	
8162	CA 滤膜，孔径 0.45 $\mu$ l，工作体积 500 $\mu$ l，离心管规格 2.0ml，无菌。	96 个/箱	箱	
8163	CA 滤膜，孔径 0.45 $\mu$ l，工作体积 500 $\mu$ l，离心管规格 2.0ml。	100 个/箱	箱	
8369	NY 滤膜，孔径 0.22 $\mu$ l，工作体积 500 $\mu$ l，离心管规格 2.0ml。	200 个/箱		
8170	NY 滤膜，孔径 0.45 $\mu$ l，工作体积 500 $\mu$ l，离心管规格 2.0ml。	200 个/箱	箱	

## 名称： PYREX Petri Dish 细菌培养皿

类别： 生命科学/ 微生物学




PYREX 硼硅酸盐玻璃培养皿可耐受高压灭菌或干热灭菌，培养皿有加强球状边缘，有更好的机械强度，同时可帮助置皿底于盖中央，避免毛细现象。盖上有蓝色瓷釉标签，标有"Cover"字样；底有白色瓷釉标签，标有"Bottom"字样。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3160-60	直径 X 高度：60X15mm。	72 个/箱	箱	
3160-100	直径 X 高度：100X10mm。	72 个/箱	箱	
3160-101	直径 X 高度：100X15mm。	72 个/箱	箱	
3160-102	直径 X 高度：100X20mm。	72 个/箱	箱	
3160-150	直径 X 高度：150X15mm。	24 个/箱	箱	
3160-152	直径 X 高度：150X20mm。	24 个/箱	箱	

## 名称： Syringe Filters 针头过滤器

类别： 分离和纯化/ 过滤



100%完整性检测，无热原无细胞毒性，按照 ISO 标准生产。多种滤膜材质可选。除 431231 外，其它均为无菌独立包装。431227 建议用于在线空气过滤。

### 滤膜材质说明

PES：聚醚砜滤膜，高流速

SFCA：无表面活性剂醋酸纤维素酯滤膜，低蛋白吸附

PTFE：聚四氟乙烯，化学耐受性最好 RC：再生纤维素，适于过滤 DMSO

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
431212	直径：4mm；孔径：0.2 $\mu$ m；滤膜材质：RC；壳体材质：PP；接口：LL/LS。	50 个/箱	箱	
431215	直径：15mm；孔径：0.2 $\mu$ m；滤膜材质：RC；壳体材质：PP；接口：LL/LS。	50 个/箱	箱	
431218	直径：26mm；孔径：0.2 $\mu$ m；滤膜材质：SFCA-PF；壳体材质：AC；接口：LL/LS。	50 个/箱	箱	
431219	直径：26mm；孔径：0.2 $\mu$ m；滤膜材质：SFCA；壳体材质：AC；接口：LL/LS。	50 个/箱	箱	
431220	直径：26mm；孔径：0.45 $\mu$ m；滤膜材质：SFCA；壳体材质：AC；接口：LL/LS。	50 个/箱	箱	

上海办事处：021-51082920

香港办事处：+852-28935880

Email: [info@chinarainbow.com.hk](mailto:info@chinarainbow.com.hk)

431221	直径：26mm；孔径：0.8 $\mu$ m；滤膜材质：SFCA；壳体材质：AC；接口：LL/LS。	50 个/箱	箱	
431222	直径：25mm；孔径：0.2 $\mu$ m；滤膜材质：RC；壳体材质：PP；接口：LL/LS。	50 个/箱	箱	
431224	直径：25mm；孔径：0.2 $\mu$ m；滤膜材质：NY；壳体材质：PP；接口：LL/LS。	50 个/箱	箱	
431225	直径：25mm；孔径：0.45 $\mu$ m；滤膜材质：NY；壳体材质：PP；接口：LL/LS。	50 个/箱	箱	
431227	直径：50mm；孔径：0.2 $\mu$ m；滤膜材质：PTFE；壳体材质：PP；接口：HB/HB。	12 个/箱	箱	
431229	直径：26mm；孔径：0.2 $\mu$ m；滤膜材质：PES；壳体材质：PC；接口：LL/LS。	50 个/箱	箱	
431231	直径：25mm；孔径：0.45 $\mu$ m；滤膜材质：PTFE；壳体材质：PP；接口：LL/LS。	50 个/箱	箱	

## 名称： μStar Syringe Filters 针头过滤器

类别： 分离和纯化/ 过滤



可用于生物溶液的除菌过滤。μStar 滤器采用专利的双向流动专利，可避免产生气阻。死体积低于 30μl。最大操作压力 100psi。醋酸纤维素滤膜，PVD 外壳。无菌无热原包装。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
8110	CA 滤膜材质，孔径 0.22μm，蓝色。	50 个/箱		
8112	CA 滤膜材质，孔径 0.45μm，无色。	50 个/箱		

## 名称：115ml Vaccum Filters 115ml 无菌过滤器

类别：分离和纯化/ 过滤



醋酸纤维素酯（CA）滤膜，直径 60mm，宽底重心低易保持稳定。分开的滤过液出口可减少污染。无菌独立包装，无热原。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
430944	CA 滤膜材质，容积 115ml，孔径 0.22 $\mu$ m。	24 个/箱		
430945	CA 滤膜材质，容积 115ml，孔径 0.45 $\mu$ m。	24 个/箱		

## 名称： Vaccum Filters Systems 无菌过滤器

类别： 分离和纯化/ 过滤



多种规格可选，不同滤膜类型有不同的接口颜色标识。倾斜的真空管接口方便连接。接收瓶带有手握位方便操作。接收瓶盖另外单独包装，接收瓶也可单独采购。无菌独立包装，无热原。

### 滤膜材质说明

PES：聚醚砜滤膜，流速快      CA：醋酸纤维素酯滤膜

CN：混合纤维素酯滤膜      NY：尼龙滤膜，化学兼容性好。

## 名称：150ml/50mm 50mm 滤膜 150ml 无菌过滤器

类别：分离和纯化/ 过滤



多种规格可选，不同滤膜类型有不同的接口颜色标识。倾斜的真空管接口方便连接。接收瓶带有手握位方便操作。接收瓶盖另外单独包装，接收瓶也可单独采购。无菌独立包装，无热原。

### 滤膜材质说明

PES：聚醚砜滤膜，流速快 CA：醋酸纤维素酯滤膜

CN：混合纤维素酯滤膜 NY：尼龙滤膜，化学兼容性好。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
431153	PES 滤膜材质，容积 150/150ml，孔径 0.22 $\mu$ m，接口黄色。	12 个/箱	箱	
431154	CA 滤膜材质，容积 150/150ml，孔径 0.22 $\mu$ m，接口橙色。	12 个/箱	箱	
431155	CA 滤膜材质，容积 150/150ml，孔径 0.45 $\mu$ m，接口橙色。	12 个/箱	箱	

## 名称：250ml/50mm 50mm 滤膜 250ml 无菌过滤器

类别：分离和纯化/ 过滤



多种规格可选，不同滤膜类型有不同的接口颜色标识。倾斜的真空管接口方便连接。接收瓶带有手握位方便操作。接收瓶盖另外单独包装，接收瓶也可单独采购。无菌独立包装，无热原。

### 滤膜材质说明

PES：聚醚砜滤膜，流速快 CA：醋酸纤维素酯滤膜

CN：混合纤维素酯滤膜 NY：尼龙滤膜，化学兼容性好。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
430756	CN 滤膜材质，容积 250/250ml，孔径 0.2 $\mu$ m，接口蓝色。	12 个/箱	箱	
430767	CA 滤膜材质，容积 250/250ml，孔径 0.22 $\mu$ m，接口橙色。	12 个/箱	箱	
430768	CA 滤膜材质，容积 250/250ml，孔径 0.45 $\mu$ m，接口橙色。	12 个/箱	箱	
430771	NY 滤膜材质，容积 250/250ml，孔径 0.2 $\mu$ m，接口红色。	12 个/箱	箱	
431096	PES 滤膜材质，容积 250/250ml，孔径 0.22 $\mu$ m，接口黄色。	12 个/箱	箱	

上海办事处：021-51082920

香港办事处：+852-28935880

Email: [info@chinarainbow.com.hk](mailto:info@chinarainbow.com.hk)

## 名称：500ml/70mm 70mm 滤膜 500ml 无菌过滤器

类别：分离和纯化/ 过滤



多种规格可选，不同滤膜类型有不同的接口颜色标识。倾斜的真空管接口方便连接。接收瓶带有手握位方便操作。接收瓶盖另外单独包装，接收瓶也可单独采购。无菌独立包装，无热原。

### 滤膜材质说明

PES：聚醚砜滤膜，流速快 CA：醋酸纤维素酯滤膜

CN：混合纤维素酯滤膜 NY：尼龙滤膜，化学兼容性好。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
430758	CN 滤膜材质，容积 500/500ml，孔径 0.2 $\mu$ m，接口蓝色。	12 个/箱	箱	
430769	CA 滤膜材质，容积 500/500ml，孔径 0.22 $\mu$ m，接口橙色。	12 个/箱	箱	
430770	CA 滤膜材质，容积 500/500ml，孔径 0.45 $\mu$ m，接口橙色。	12 个/箱	箱	
430773	NY 滤膜材质，容积 500/500ml，孔径 0.2 $\mu$ m，接口红色。	12 个/箱	箱	
431097	PES 滤膜材质，容积 500/500ml，孔径 0.22 $\mu$ m，接口黄色。	12 个/箱	箱	
431205	CA 滤膜材质，容积 500/1000ml，孔径 0.22 $\mu$ m，接口橙色。	12 个/箱	箱	
431206	CA 滤膜材质，容积 500/1000ml，孔径 0.45 $\mu$ m，接口橙色。	12 个/箱	箱	

上海办事处：021-51082920

香港办事处：+852-28935880

Email: [info@chinarainbow.com.hk](mailto:info@chinarainbow.com.hk)

## 名称：1000ml/90mm 90mm 滤膜 1000ml 无菌过滤器

类别：分离和纯化/ 过滤



多种规格可选，不同滤膜类型有不同的接口颜色标识。倾斜的真空管接口方便连接。接收瓶带有手握位方便操作。接收瓶盖另外单独包装，接收瓶也可单独采购。无菌独立包装，无热原。

### 滤膜材质说明

PES：聚醚砜滤膜，流速快 CA：醋酸纤维素酯滤膜

CN：混合纤维素酯滤膜 NY：尼龙滤膜，化学兼容性好。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
430186	CN 滤膜材质，容积 1000/1000ml，孔径 0.2 $\mu$ m，接口蓝色。	12 个/箱	箱	
430515	NY 滤膜材质，容积 1000/1000ml，孔径 0.2 $\mu$ m，接口红色。	12 个/箱	箱	
430516	CA 滤膜材质，容积 1000/1000ml，孔径 0.45 $\mu$ m，接口橙色。	12 个/箱	箱	
430517	CA 滤膜材质，容积 1000/1000ml，孔径 0.22 $\mu$ m，接口橙色。	12 个/箱	箱	
431098	CA 滤膜材质，容积 1000/1000ml，孔径 0.22 $\mu$ m，接口黄色。	12 个/箱	箱	

上海办事处：021-51082920

香港办事处：+852-28935880

Email: [info@chinarainbow.com.hk](mailto:info@chinarainbow.com.hk)

**名称： Bottle Top Vaccum Filters 瓶顶过滤器**

类别： 分离和纯化/ 过滤



不同滤膜类型有不同的接口颜色标识。倾斜的真空管接口方便连接。可提供 33mm 和 45mm 两种瓶口直径，45mm 的过滤器可用于 Corning 的接收瓶及玻璃培养基瓶。无菌独立包装，无热原。

## 名称：150ml/50mm 50mm 滤膜 150ml 无菌过滤器

类别：分离和纯化/ 过滤



瓶顶过滤器：不同滤膜类型有不同的接口颜色标识。倾斜的真空管接口方便连接。可提供 33mm 和 45mm 两种瓶口直径，45mm 的过滤器可用于 Corning 的接收瓶及玻璃培养基瓶。无菌独立包装，无热原。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
430624	CA 滤膜材质，容积 150ml，孔径 0.22 $\mu$ m，接口 33mm。	48 个/箱	箱	
430625	CA 滤膜材质，容积 150ml，孔径 0.45 $\mu$ m，接口 33mm。	48 个/箱	箱	
430626	CA 滤膜材质，容积 150ml，孔径 0.22 $\mu$ m，接口 45mm。	48 个/箱	箱	
430627	CA 滤膜材质，容积 150ml，孔径 0.45 $\mu$ m，接口 45mm。	48 个/箱	箱	
431160	PES 滤膜材质，容积 150ml，孔径 0.22 $\mu$ m，接口 33mm。	48 个/箱	箱	
431161	PES 滤膜材质，容积 150ml，孔径 0.22 $\mu$ m，接口 45mm。	48 个/箱	箱	

## 名称：500ml/70mm 70mm 滤膜 500ml 无菌过滤器

类别：分离和纯化/ 过滤



瓶顶过滤器：不同滤膜类型有不同的接口颜色标识。倾斜的真空管接口方便连接。可提供 33mm 和 45mm 两种瓶口直径，45mm 的过滤器可用于 Corning 的接收瓶及玻璃培养基瓶。无菌独立包装，无热原。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
430049	NY 滤膜材质，容积 500ml，孔径 0.22 $\mu$ m，接口 45mm。	12 个/箱	箱	
430512	CA 滤膜材质，容积 500ml，孔径 0.45 $\mu$ m，接口 33mm。	12 个/箱	箱	
430513	CA 滤膜材质，容积 500ml，孔径 0.22 $\mu$ m，接口 45mm。	12 个/箱	箱	
430514	CA 滤膜材质，容积 500ml，孔径 0.45 $\mu$ m，接口 45mm。	12 个/箱	箱	
430521	CA 滤膜材质，容积 500ml，孔径 0.22 $\mu$ m，接口 33mm。	12 个/箱	箱	
431117	PES 滤膜材质，容积 500ml，孔径 0.22 $\mu$ m，接口 33mm。	12 个/箱	箱	
431118	PES 滤膜材质，容积 500ml，孔径 0.22 $\mu$ m，接口 45mm。	12 个/箱	箱	

## 名称：1000ml/90mm 90mm 滤膜 1000ml 无菌过滤器

类别：分离和纯化/ 过滤



瓶顶过滤器：不同滤膜类型有不同的接口颜色标识。倾斜的真空管接口方便连接。可提供 33mm 和 45mm 两种瓶口直径，45mm 的过滤器可用于 Corning 的接收瓶及玻璃培养基瓶。无菌独立包装，无热原。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
430015	CA 滤膜材质，容积 1000ml，孔径 0.22 $\mu$ m，接口 45mm。	12 个/箱	箱	
431174	PES 滤膜材质，容积 1000ml，孔径 0.22 $\mu$ m，接口 45mm。	12 个/箱	箱	

## 名称： Easy Grip Style Storage Bottles 易握盖储液瓶

类别： 分离和纯化/ 过滤



Easy Grip Style Storage Bottles 易握盖储液瓶，低矮外形，带有易握边方便操作。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
431175	规格 150ml，瓶口 45mm。	24 个/箱，2 个/包	箱	
430281	规格 250ml，瓶口 45mm。	24 个/箱，2 个/包	箱	
430282	规格 500ml，瓶口 45mm。	24 个/箱，2 个/包	箱	
430518	规格 1000ml，瓶口 45mm。	24 个/箱，2 个/包	箱	

## 名称： Traditional Style Storage Bottles 传统风格储液瓶

类别： 分离和纯化/ 过滤



聚苯乙烯（PS）制作，可用于储存培养基、缓冲液或其它水溶液。瓶盖为密封盖，可避免污染。可用于无菌瓶顶过滤器。无菌包装无热原。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
8388	规格 125ml，瓶口 45mm。	24 个/箱，1 个/包	箱	
8390	规格 250ml，瓶口 45mm。	12 个/箱，1 个/包	箱	
8393	规格 500ml，瓶口 45mm。	12 个/箱，1 个/包	箱	
8396	规格 1000ml，瓶口 45mm。	12 个/箱，1 个/包	箱	

## 名称：150ml Tube Top Vaccum Filters 150ml 无菌过滤器

类别：分离和纯化/ 过滤



醋酸纤维素酯 (CA) 滤膜，直径 50mm，减少不必要的液体转移，直接过滤到 50ml 离心管内。每箱有两个离心管架，离心管盖另外单独包装。无菌独立包装，无热原。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
430320	CA 滤膜材质，容积 150/50ml，孔径 0.22 $\mu$ m。	12 个/箱	箱	
430314	CA 滤膜材质，容积 150/50ml，孔径 0.45 $\mu$ m。	12 个/箱	箱	

**名称： Storage Bottles 无菌储液瓶**

类别： 分离和纯化/ 过滤



聚苯乙烯（PS）制作，可用于储存培养基、缓冲液或其它水溶液。瓶盖为密封盖，可避免污染。可用于无菌瓶顶过滤器。无菌包装无热原。

## 名称： Corning CellSTACK Accessories 多层细胞培养器附件

类别：分离和纯化/ 过滤



使用 CellSTACK 进行细胞培养时，选用其配套的附件可以使操作更加简便，优化培养条件，同时减少污染的风险。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3331	叠放垫，ABS 塑料，非无菌。	5 个/箱	箱	
3332	通用盖（可用于快插接头），带通气小塞	4 个/箱	箱	
3279	密封盖。	5 个/箱	箱	
3280	透气盖，0.2μm 滤膜。	5 个/箱		
3281	通气盖，内径 9.5mm 长 7cm 管接 Acro 50 滤器。	5 个/箱	箱	
3282	注液盖，内径 3.2mm 软管连接阴性 Luer 接口带有阳性塞。	5 个/箱	箱	
3283	注液盖，内径 9.5mm 软管连接 7.94mm 倒刺接头。	5 个/箱	箱	
3284	通气盖，内径 9.5mm 长 7cm 管接 Pall 空气滤器。	4 个/箱	箱	
3324	两个通气小塞和一个密封盖套件。	5 个/箱	箱	
3333	注液盖，内径 6.4mm 长 70cm 软管，阳性 MPC 接口带阴性塞。	4 个/箱	箱	
3328	注液盖，阴性 MPC 接头，6.4mm 倒刺接头和阳性封口。	4 个/箱	箱	
3329	注液盖，阴性 MPC 接头，9.5mm 倒刺接头和阳性封口。	4 个/箱	箱	

上海办事处：021-51082920      香港办事处：+852-28935880      Email: info@chinarainbow.com.hk

3334	注液盖，阳性 MPC 接头，6.4mm 倒刺接头和阴性封口。	4 个/箱	箱	
3339	注液盖，阳性 MPC 接头，9.5mm 倒刺接头和性封口。	4 个/箱	箱	

## 名称： Lambda Single Channel Pipettor 单通道移液器

类别： 液体操作/ 移液器



无论是手握位还按钮均按人体工程学设计，重量轻，确保操作的舒适及不易疲劳。数字窗口清晰易读，移液体积的设定快速方便。多种规格可满足生物实验室的日常实验需求。移液器的下半部分可高压灭菌。三年保修。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
4959	单通道移液器,移液规格:0.1-2.0 $\mu$ l.	1 支/箱	箱	
4960	单通道移液器,移液规格:0.5-10 $\mu$ l.	1 支/箱	箱	
4961	单通道移液器,移液规格:2-20 $\mu$ l.	1 支/箱	箱	
4962	单通道移液器,移液规格:10-100 $\mu$ l.	1 支/箱	箱	
4963	单通道移液器,移液规格:20-200 $\mu$ l.	1 支/箱	箱	
4964	单通道移液器,移液规格:100-1000 $\mu$ l.	1 支/箱	箱	
4958	移液器架。	1 个/箱	箱	

## 名称： 8-Pette and 12-Pette Multichannel Pipettors 多通道移液器

类别： 液体操作/ 移液器



独特的设计，采用板机式的吸液和排液控制，避免长期操作时姆指的疲劳。而且移液器机身较短，长期操作时手臂更不易疲劳，操作更为方便快捷。体积的调节采用游标旋钮，设定体积简单便利。整支移液器可高压灭菌。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
4880	12 通道移液器，移液规格：20-200 $\mu$ l。	1 支/箱	箱	
4888	8 通道移液器，移液规格：20-200 $\mu$ l。	1 支/箱	箱	

## 名称： Octapette Multichannel Pipettors 固定体积多通道移液器

类别： 液体操作/ 移液器



固定体积设计，适用于长期进行同一体积移液的实验，如临床检测及质检。不同容量分别不同颜色标识，易于辨识。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
4825	1-8 通道移液器，移液规格 25 $\mu$ l，黄色。	1 支/箱	箱	
4850	1-8 通道移液器，移液规格 50 $\mu$ l，绿色。	1 支/箱	箱	
4800	1-8 通道移液器，移液规格 100 $\mu$ l，橙色。	1 支/箱	箱	
4820	1-8 通道移液器，移液规格 200 $\mu$ l，蓝色。	1 支/箱	箱	

## 名称： Reagent Reservoirs 加样槽

类别： 液体操作/ 移液器



配合多通道加样器使用，聚苯乙烯（PS），无菌包装。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
4870	50ml，自然色。	200 个/箱，5 个/盒	箱	
4871	50ml，自然色。	100 个/箱，1 个/盒	箱	
4872	100ml，白色。	200 个/箱，5 个/盒	箱	
4873	100ml，白色。	100 个/箱，1 个/盒	箱	

## 名称：Aspirator 吸液器

类别：液体操作/ 移液器



从操作台上将器皿内的液体或者废液吸走时，使用 Costar 吸液器可以很方便操作。吸液器使用标准的吸嘴。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
4930	单道吸液器，包括：手柄、接口及吸嘴接头等。	1 个/箱	箱	
4931	八道液器适配器（选配件）。	1 个/箱	箱	

## 名称： Transtar-96 Well Liquid Transfer System 96孔液体处理系统

类别： 液体操作/ 吸嘴及移液器附件



对微孔板进行液体操作时，Transtar-96 是非常方便的便携式可高压灭菌液体操作工具。培养板培养基换液或单克隆抗体筛选时，Transtar-96 非常方便，可大大提高效率。96-吸嘴架为一次性使用，移液范围 25-200 $\mu$ l，刻度增量 5 $\mu$ l，准确度 $\pm$ 5%。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
7605	Transstar-96 可调移液器。	1 支/箱，1 支/盒	箱	
7606	Transstar 提升器。	1 个/箱，1 个/盒	箱	
7610	96-吸嘴架，灭菌。	24 个/箱，1 个/盒	箱	
4876	加样槽，灭菌。	100 个/箱，1 个/盒	箱	
4877	12 槽加样槽，灭菌。	100 个/箱，1 个/盒	箱	
4878	8 槽加样槽，灭菌。	100 个/箱，1 个/盒	箱	

## 名称：Pipet Tips 移液器吸嘴

类别：液体操作/ 吸嘴及移液器附件



由可用于大部分品牌的移液器使用。吸嘴口为斜面设计，可确保移液的精确。1-200 $\mu$ l 吸嘴有 10 $\mu$ l、50 $\mu$ l 和 100 $\mu$ l 刻度。有多种包装可供选择。

## 名称： Racked Tips 盒装吸嘴

类别： 液体操作/ 吸嘴及移液器附件



由可用于大部分品牌的移液器使用。吸嘴口为斜面设计，可确保移液的精确。1-200 $\mu$ l 吸嘴有 10 $\mu$ l、50 $\mu$ l 和 100 $\mu$ l 刻度。有多种包装可供选择。无 DNA 酶和 RNA 酶，无热原。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
4894	0.1-10 $\mu$ l，无色，无菌。	960 支/箱，96 支/盒	箱	
4826	0.1-10 $\mu$ l，无色。	960 支/箱，96 支/盒	箱	
4830	0.5-10 $\mu$ l，无色，无菌。	960 支/箱，96 支/盒	箱	
4834	0.5-10 $\mu$ l，无色。	960 支/箱，96 支/盒	箱	
4860	1-200 $\mu$ l，黄色，无菌。	960 支/箱，96 支/盒	箱	
4863	1-200 $\mu$ l，无色。	960 支/箱，96 支/盒	箱	
4864	1-200 $\mu$ l，无色，无菌。	960 支/箱，96 支/盒	箱	
4865	1-200 $\mu$ l，黄色。	960 支/箱，96 支/盒	箱	

上海办事处：021-51082920

香港办事处：+852-28935880

Email: [info@chinarainbow.com.hk](mailto:info@chinarainbow.com.hk)

4956	1-300μl , 无色 , 无菌。	960 支/箱 , 96 支/盒		
4867	100-1000μl , 蓝色。	1000 支/箱 , 100 支/盒	箱	
9032	100-1000μl , 蓝色 , 无菌。	1000 支/箱 , 100 支/盒	箱	

## 名称： Stack Rack Tips 叠加盒装吸嘴

类别： 液体操作 / 吸嘴及移液器附件




由可用于大部分品牌的移液器使用。吸嘴口为斜面设计，可确保移液的精确。1-200 $\mu$ l 吸嘴有 10 $\mu$ l、50 $\mu$ l 和 100 $\mu$ l 刻度。有多种包装可供选择。每叠 5 盒，每盒 96 个。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
4803	1-200 $\mu$ l，无色。	4800 支/箱，480 支/叠	箱	
4804	1-200 $\mu$ l，无色，无菌。	4800 支/箱，480 支/叠	箱	
4806	1-200 $\mu$ l，无色。	960 支/箱，480 支/叠	箱	

## 名称： Bulk Packed Tips 袋装吸嘴

类别： 液体操作 / 吸嘴及移液器附件



由可用于大部分品牌的移液器使用。吸嘴口为斜面设计，可确保移液的精确。1-200 $\mu$ l 吸嘴有 10 $\mu$ l、50 $\mu$ l 和 100 $\mu$ l 刻度。有多种包装可供选择。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
4840	0.1-10 $\mu$ l，无色。	10000 支/箱，1000 支/盒	箱	
4901	0.5-10 $\mu$ l，无色。	10000 支/箱，1000 支/盒	箱	
4844	1-200 $\mu$ l，无色。	10000 支/箱，1000 支/盒	箱	
4845	1-200 $\mu$ l，黄色。	10000 支/箱，1000 支/盒	箱	
4862	1-200 $\mu$ l，无色。	1000 支/箱，1000 支/盒	箱	
4866	1-200 $\mu$ l，黄色。	1000 支/箱，1000 支/盒	箱	
4846	100-1000 $\mu$ l，蓝色。	10000 支/箱，1000 支/盒	箱	
4868	100-1000 $\mu$ l，蓝色。	1000 支/箱，1000 支/盒	箱	

## 名称： Smart Rack Pipet Tip Refill System 盒装吸嘴快装系统

类别： 液体操作/ 吸嘴及移液器附件



吸嘴放置于一个可高压灭菌的塑料装载片上，可使用附带的工具将吸嘴快速转移到吸嘴盒中。可用于大部分品牌的吸嘴盒。可提供 96 支和 94 支两种包装规格，94 支的装载片有两个固定栓可固定于吸嘴盒上，而 96 支的装载片没有固定栓。未灭菌，无 RNA 酶和 DNA 酶，无热原及 DNA。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
4786	200 $\mu$ l，无色。	4700 支/箱，940 支/包	箱	
4787	200 $\mu$ l，无色。	4800 支/箱，960 支/包	箱	

## 名称：Pipet Tip Loading System 吸嘴装载系统

类别：液体操作/ 吸嘴及移液器附件



重装吸嘴盒更加经济和方便。由 10 层吸嘴（装在一个长筒内）、装载器及吸嘴盒组成。使用时只需将吸嘴插入吸嘴盒，然后用装载器分离吸嘴即可。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
4780	无色 200 $\mu$ l 吸嘴 10X96 个、装载器及 10 个空盒套件。	1 套/箱	箱	
4781	黄色 200 $\mu$ l 吸嘴 10X96 个、装载器及 10 个空盒套件。	1 套/箱	箱	
4783	无色 200 $\mu$ l 吸嘴 10 层 X96 个 X5 筒，含长筒。	4800 个/箱	箱	
4785	黄色 200 $\mu$ l 吸嘴 10 层 X96 个 X5 筒，含长筒。	4800 个/箱	箱	

## 名称： IsoTip Filtered Pipet Tips 盒装嘴芯吸嘴

类别： 液体操作/ 吸嘴及移液器附件



吸嘴内带有惰性疏水的滤芯，防止气溶胶污染样品。适用于要求严格防止交叉污染的实验，如 RNA、DNA 扩增及同位素处理。4810 是特殊设计的通用型吸嘴，2-20 $\mu$ l、10-100 $\mu$ l 及 20-200 $\mu$ l 三种规格的移液器均可与之匹配。无菌无热原，无 DNA 酶和 RNA 酶。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
4801	0.1-2.0 $\mu$ l，无菌。	960 支/箱，96 支/盒	箱	
4807	0.2-10 $\mu$ l，无菌。	960 支/箱，96 支/盒	箱	
4808	0.5-10 $\mu$ l，无菌。	960 支/箱，96 支/盒	箱	
4821	1-30 $\mu$ l，无菌。	960 支/箱，96 支/盒	箱	
4823	1-200 $\mu$ l，无菌。	960 支/箱，96 支/盒	箱	
4810	1-200 $\mu$ l，无菌。	960 支/箱，96 支/盒	箱	
4809	100-1000 $\mu$ l，无菌。	1000 支/箱，100 支/盒	箱	

## 名称： Gel-Loading Pipet Tips 电泳加样吸嘴

类别： 液体操作 / 吸嘴及移液器附件



吸嘴前端有细长的加样嘴，200 $\mu$ l 规格的电泳加样吸嘴总长度为 83mm。在水平电泳和垂直电泳时更方便加样。无热原，无 DNA 酶和 RNA 酶。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
4815	0.2-10 $\mu$ l, 0.2mm 平头。	400 支/箱, 200 支/盒	箱	
4853	1-200 $\mu$ l, 0.5mm 圆头。	400 支/箱, 200 支/盒	箱	
4854	1-200 $\mu$ l, 0.4mm 平头。	400 支/箱, 200 支/盒	箱	
4884	1-200 $\mu$ l, 0.2mm 平头。	400 支/箱, 200 支/盒	箱	

## 名称：Stripettor Pipetting Aids 电动注液器

类别：液体操作/ 电动注液器



重量轻，吸液和排液速度可调，可用于所有规格的移液管。锥形移液管接头可高压灭菌，带有 0.2 $\mu$ m 疏水除菌滤器，可防止液体吸入机身，并避免液体受污染。由可充电的 9v 镍氢电池驱动，需要充电时 LED 低电流指示。标准配置包含充电器，在充电时也可以使用。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
4910	电动注液器。	1 支/箱	箱	
4911	硅胶移液管接头（替换件）。	1 个/箱	箱	
4922	0.2 $\mu$ m 疏水滤器（替换件）。	4 个/箱	箱	
4923	0.2 $\mu$ m 疏水滤器（替换件）。	25 个/箱	箱	
4914	充电器（替换件）	1 个/箱	箱	

## 名称：Stripette Serological Pipets 无菌移液管


类别：液体操作/ 移液管及附件



无菌无热原，无 DNA 酶和 RNA 酶。防滴管嘴可确保移液准确。操作端有色标环标示不同规格，易于识别。刻度双向标识，可以增量读数，也可减量读数。移液管标有过量刻度（100ml 以下规格），可增加工作灵活性。

## 名称： Individually Wrapped, Clear Plastic Wrap 透明塑料单独包装

类别： 液体操作/ 移液管及配件



无菌无热原，无 DNA 酶和 RNA 酶。防滴管嘴可确保移液准确。操作端有色标环标示不同规格，易于识别。刻度双向标识，可以增量读数，也可减量读数。移液管标有过量刻度（100ml 以下规格），可增加工作灵活性。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
4011	1ml，最小刻度 1/100ml，黄色色标环。	1000 支/箱，100 支/包	箱	
4012	1ml，最小刻度 1/100ml，黄色色标环。	200 支/箱，100 支/包	箱	
4021	2ml，最小刻度 1/100ml，绿色色标环。	1000 支/箱，100 支/包	箱	
4051	5ml，最小刻度 1/10ml，蓝色色标环。	200 支/箱，50 支/包	箱	
4101	10ml，最小刻度 1/10ml，橙色色标环。	200 支/箱，50 支/包	箱	
4492	10ml(宽嘴)，最小刻度 1/10ml，橙色色标环。	200 支/箱，50 支/包	箱	
4251	25ml，最小刻度 2/10ml，红色色标环。	200 支/箱，50 支/包	箱	
4501	50ml，最小刻度 1/2ml，紫色色标环。	100 支/箱，25 支/包	箱	
4484	100ml，最小刻度 1ml，浅绿色色标环。	100 支/箱，10 支/包	箱	

## 名称： Individually Wrapped, Paper/Plastic Wrap 纸/塑单独包装

类别： 液体操作/ 移液管及附件



无菌无热原，无 DNA 酶和 RNA 酶。防滴管嘴可确保移液准确。操作端有色标环标示不同规格，易于识别。刻度双向标识，可以增量读数，也可减量读数。移液管标有过量刻度（100ml 以下规格），可增加工作灵活性。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
4485	1ml，最小刻度 1/100ml，黄色色标环。	1000 支/箱，50 支/包	箱	
4486	2ml，最小刻度 1/100ml，绿色色标环。	1000 支/箱，50 支/包	箱	
4487	5ml，最小刻度 1/10ml，蓝色色标环。	200 支/箱，50 支/包	箱	
4488	10ml，最小刻度 1/10ml，橙色色标环。	200 支/箱，50 支/包	箱	
4489	25ml，最小刻度 2/10ml，红色色标环。	200 支/箱，25 支/包	箱	
4490	50ml，最小刻度 1/2ml，紫色色标环。	100 支/箱，25 支/包	箱	
4491	100ml，最小刻度 1ml，浅绿色色标环。	100 支/箱，10 支/包	箱	

## 名称： Bulk Packed in Bags 袋装移液管

类别： 液体操作/ 移液管及附件



无菌无热原，无 DNA 酶和 RNA 酶。防滴管嘴可确保移液准确。操作端有色标环标示不同规格，易于识别。刻度双向标识，可以增量读数，也可减量读数。移液管标有过量刻度（100ml 以下规格），可增加工作灵活性。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
4010	1ml，最小刻度 1/100ml，黄色色标环。	1000 支/箱，50 支/包	箱	
4020	2ml，最小刻度 1/100ml，绿色色标环。	1000 支/箱，50 支/包	箱	
4050	5ml，最小刻度 1/10ml，蓝色色标环。	200 支/箱，50 支/包	箱	
4100	10ml，最小刻度 1/10ml，橙色色标环。	200 支/箱，50 支/包	箱	
4250	25ml，最小刻度 2/10ml，红色色标环。	200 支/箱，25 支/包	箱	
4500	50ml，最小刻度 1/2ml，紫色色标环。	100 支/箱，25 支/包	箱	

**名称： 洁净室纸/塑单独包装，三层包装 (SAL 10<sup>-6</sup>)**

类别： 液体操作/ 移液管及配件




无菌无热原，无 DNA 酶和 RNA 酶。防滴管嘴可确保移液准确。操作端有色标环标示不同规格，易于识别。刻度双向标识，可以增量读数，也可减量读数。移液管标有过量刻度（100ml 以下规格），可增加工作灵活性。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
7015	1ml，最小刻度 1/100ml，黄色色标环。	1000 支/箱，50 支/包	箱	
7016	2ml，最小刻度 1/100ml，绿色色标环。	1000 支/箱，50 支/包	箱	
7017	5ml，最小刻度 1/10ml，蓝色色标环。	200 支/箱，50 支/包	箱	
7000	10ml，最小刻度 1/10ml，橙色色标环。	200 支/箱，50 支/包	箱	
7041	25ml，最小刻度 2/10ml，红色色标环。	200 支/箱，25 支/包	箱	
7042	50ml，最小刻度 1/2ml，紫色色标环。	100 支/箱，25 支/包	箱	
7045	100ml，最小刻度 1ml，浅绿色色标环。	100 支/箱，10 支/包	箱	

## 名称：PYREX Serological Pipets 血清学玻璃移液管

类别：液体操作/ 移液管及附件



有色标环标示不同的移液体积，在移液管刻度之上标有"Blow-Out"字样。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
7085-1X	移液体积 0.1ml，最小刻度 0.01ml。	12 支/箱	箱	
7085-2X	移液体积 0.2ml，最小刻度 0.01ml。	12 支/箱	箱	
7085-1	移液体积 1ml，最小刻度 0.1ml。	12 支/箱	箱	
7085-1C	移液体积 1ml，最小刻度 0.01ml。	12 支/箱	箱	
7085-2	移液体积 2ml，最小刻度 0.1ml。	12 支/箱	箱	
7085-2C	移液体积 2ml，最小刻度 0.01ml。	12 支/箱	箱	
7085-5	移液体积 5ml，最小刻度 0.1ml。	12 支/箱	箱	
7085-10	移液体积 10ml，最小刻度 0.1ml。	12 支/箱	箱	

## 名称： PYREX Disposable Glass Serological Pipets 抛弃型玻璃移液管

类别： 液体操作/ 移液管及附件



独立无菌包装，纸/塑包装，易于使用。吸液端带有棉塞。有色标环标示不同的移液体积。符合 ASTM E-714 标准。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
7077-1N	1.0ml，最小刻度 0.01ml，长度 290mm。	800 支/箱，200 支/包	箱	
7077-2N	2.0ml，最小刻度 0.01ml，长度 290mm。	720 支/箱，180 支/包	箱	
7077-5N	5.0ml，最小刻度 0.1ml，长度 290mm。	720 支/箱，120 支/包	箱	
7077-10N	10.0ml，最小刻度 0.1ml，长度 290mm。	600 支/箱，100 支/包	箱	
7077B-1	1.0ml，最小刻度 0.01ml，长度 215mm。	500 支/箱，250 支/包	箱	
7077B-5	5.0ml，最小刻度 0.1ml，长度 215mm。	400 支/箱，200 支/包	箱	
7077B-10	10.0ml，最小刻度 0.2ml，长度 215mm。	400 支/箱，200 支/包	箱	
7077B-25	25.0ml，最小刻度 0.2ml，长度 300mm。	400 支/箱，100 支/包	箱	
7077B-50	50.0ml，最小刻度 0.5ml，长度 358mm。	50 支/箱，25 支/包	箱	

上海办事处：021-51082920

香港办事处：+852-28935880

Email: [info@chinarainbow.com.hk](mailto:info@chinarainbow.com.hk)

## 名称： Corning Glass Pasteur Pipets 玻璃巴氏吸管

类别： 液体操作/ 移液管及附件



泛用于实验中的快速移液。无棉塞，未灭菌。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
7095B-5X	规格型号：5.75"。	1000 支/箱，5 支/包	箱	
7095B-9	规格型号：9"。	1000 支/箱，5 支/包	箱	
7095B-NMR	规格型号：长吸嘴。	100 支/箱	箱	

## 名称：Aspirating Pipets 塑料吸管

类别：液体操作/ 移液管及配件



聚苯乙烯（PS）制作，无刻度无棉塞，可用洗耳球进行操作，透明塑料膜无菌独立包装。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
4975	1ml 塑料吸管。	1000 支/箱，50 支/包	箱	
9186	2ml 塑料吸管。	1000 支/箱，50 支/包	箱	
9099	5ml 塑料吸管。	200 支/箱，50 支/包	箱	

## 名称：PYREX Media/Storage Bottles 橙盖培养基瓶

类别：通用产品/ 容器



由 Pyrex 硼硅酸盐玻璃制作，加厚瓶壁，可用于储存、混合或采样。聚丙烯（PP）旋盖一次成形，可高压灭菌，聚丙烯（PP）倾倒环在倾倒溶液时不会滴液（25ml 瓶没有倾倒环）。瓶身有可永久保存的瓷釉刻度及标签位。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
1395-25	25ml, GL25 瓶口, 36.5X70mm, 刻度范围: 10-25ml。	10 个/箱	箱	
1395-50	50ml, GL32 瓶口, 46X88mm, 刻度范围: 20-50ml。	10 个/箱	箱	
1395-100	100ml, GL45 瓶口, 56X100mm, 刻度范围: 40-80ml。	10 个/箱	箱	
1395-250	250ml, GL45 瓶口, 70X138mm, 刻度范围: 50-200ml。	10 个/箱	箱	
1395-500	500ml, GL45 瓶口, 86X176mm, 刻度范围: 100-400ml。	10 个/箱	箱	
1395-1L	1000ml, GL45 瓶口, 101X225mm, 刻度范围: 100-900ml。	10 个/箱	箱	
1395-2L	2000ml, GL45 瓶口, 136X262mm, 刻度范围: 400-1800ml。	10 个/箱	箱	
1395-5L	5000ml, GL45 瓶口, 186X335mm, 刻度范围: 500-4500ml。	1 个/箱	箱	
1395-10L	10000ml, GL45 瓶口, 234X410mm, 刻度范围: 2000-9000ml。	1 个/箱	箱	

上海办事处：021-51082920

香港办事处：+852-28935880

Email: [info@chinarainbow.com.hk](mailto:info@chinarainbow.com.hk)

## 名称： PYREX Low Actinic Media/Storage Bottles 橙盖棕色培养基瓶

类别： 通用产品/ 容器



由 Pyrex 硼硅酸盐棕色玻璃制作，加厚瓶壁，可用于光敏感样品。橙色聚丙烯（PP）旋盖一次成形，可高压灭菌，聚丙烯（PP）倾倒环在倾倒溶液时不会滴液。瓶身有可永久保存的瓷釉刻度及标签位。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
51395-100	100ml，GL45 瓶口，56X100mm，刻度范围：40-80ml。	4 个/箱	箱	
51395-250	250ml，GL45 瓶口，70X138mm，刻度范围：50-200ml。	4 个/箱	箱	
51395-500	500ml，GL45 瓶口，86X176mm，刻度范围：100-400ml。	4 个/箱	箱	
51395-1L	1000ml，GL45 瓶口，101X225mm，刻度范围：100-900ml。	4 个/箱	箱	

## 名称： PYREX Square Media/Storage Bottles 橙盖方形培养基瓶

类别： 通用产品/ 容器



由 Pyrex 硼硅酸盐玻璃制作，方形瓶身，节省摆放空间。可用于储存、混合或采样。聚丙烯（PP）旋盖一次成形，可高压灭菌，聚丙烯（PP）倾倒环在倾倒溶液时不会滴液。瓶身有可永久保存的瓷釉刻度及标签位。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
1396-100	100ml, GL32 瓶口, 50X105mm, 刻度范围: 40-80ml。	10 个/箱	箱	
1396-250	250ml, GL45 瓶口, 64X138mm, 刻度范围: 50-200ml。	10 个/箱	箱	
1396-500	500ml, GL45 瓶口, 78X176mm, 刻度范围: 100-400ml。	10 个/箱	箱	
1396-1L	1000ml, GL45 瓶口, 94X217mm, 刻度范围: 100-900ml。	10 个/箱	箱	

上海办事处：021-51082920

香港办事处：+852-28935880

Email: [info@chinarainbow.com.hk](mailto:info@chinarainbow.com.hk)

## 名称： PYREXPLUS Media/Storage Bottles 安全塑料包被培养基瓶

类别： 通用产品/ 容器



瓶身有 PVC 塑料包被，防止摔碎并减少溶液溅洒，可用于储存、混合或采样，可高压灭菌。蓝绿色聚丙烯（PP）旋盖一次成形，聚丙烯（PP）倾倒环在倾倒溶液时不会滴液。瓶身有可永久保存的瓷釉刻度及标签位。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
61626-100	100ml，GL45 瓶口，56X100mm，刻度范围：40-80ml。	4 个/箱	箱	
61626-250	250ml，GL45 瓶口，70X138mm，刻度范围：50-200ml。	4 个/箱	箱	
61626-500	500ml，GL45 瓶口，86X176mm，刻度范围：100-400ml。	4 个/箱	箱	
61626-1L	1000ml，GL45 瓶口，101X225mm，刻度范围：100-900ml。	4 个/箱	箱	
61626-2L	2000ml，GL45 瓶口，136X262mm，刻度范围：400-1800ml。	4 个/箱	箱	

上海办事处：021-51082920

香港办事处：+852-28935880

Email: [info@chinarainbow.com.hk](mailto:info@chinarainbow.com.hk)

## 名称： Accessory of Media Bottles 旋盖和倾倒环

类别： 通用产品/ 容器



有多种颜色盖可供选择。红色 PBT 旋盖及 ETFE 倾倒环可用于干热灭菌（180℃）。滤膜盖带有 0.22μm PTFE 疏水滤膜，高压灭菌时可确保样品不受污染（不建议用于 5L 和 10L 瓶）。顶开口旋盖配上 PTFE 涂层的硅胶垫，可实现穿刺无菌取样或其它应用。三通旋盖上有三个胶管接口可与 1/8" 外径的 PTFE 胶管连接，只需轻轻旋转螺帽，PTFE 胶管就可在任意深度定位。


产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
1395-32LTC	GL32 橙色旋盖。	20 个/箱	箱	
1395-32LTR	GL32 透明倾倒环。	50 个/箱	箱	
1395-45LTC	GL45 橙色旋盖。	20 个/箱	箱	
1395-45LTC1	GL45 紫色旋盖。	10 个/箱	箱	
1395-45LTC2	GL45 灰色旋盖。	10 个/箱	箱	
1395-45LTC3	GL45 绿色旋盖。	10 个/箱	箱	
1395-45LTR	GL45 透明倾倒环。	20 个/箱	箱	
1395-45HTC	GL45 PBT 红色旋盖。	20 个/箱	箱	
1395-45HTR	GL45 ETFE 倾倒环。	10 个/箱	箱	

上海办事处：021-51082920 香港办事处：+852-28935880 Email: info@chinarainbow.com.hk

1395-45LTMC	GL45 灰色滤膜盖。	10 个/箱	箱	
1395-45DC	GL45 PBT 三通旋盖。	1 个/箱	箱	
1395-25HTSC	GL25 PBT 红色顶开口旋盖。	10 个/箱	箱	
1395-32HTSC	GL32 PBT 红色顶开口旋盖。	10 个/箱	箱	
1395-45HTSC	GL45 PBT 红色顶开口旋盖。	10 个/箱	箱	
1395-25SS	GL25 硅胶垫。	10 个/箱	箱	
1395-32SS	GL32 硅胶垫。	10 个/箱	箱	
1395-45SS	GL45 硅胶垫。	10 个/箱	箱	
1395-25TS	GL25 PTFE 涂层硅胶垫。	10 个/箱	箱	
1395-32TS	GL32 PTFE 涂层硅胶垫。	10 个/箱	箱	
1395-45TS	GL45 PTFE 涂层硅胶垫。	10 个/箱	箱	

## 名称： PYREX Solution Carboys 玻璃大瓶

类别： 通用产品/ 容器



由 Pyrex 硼硅酸盐玻璃制作，用于储存溶液或培养基准备。瓶口适用 12#胶塞。1585 系列适用于对玻璃稳定性要求极高的应用，如盛装无菌培养基和血清，可以干烤或湿热灭菌。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
1595-2X	9500ml，直径 X 高度：187X470mm。	4 个/箱	箱	
1595-3X	13250ml，直径 X 高度：238X445mm。	4 个/箱	箱	
1595-5	19000ml，直径 X 高度：292X508mm。	1 个/箱	箱	
1595-12	15500ml，直径 X 高度：406X584mm。	1 个/箱	箱	
1585-4L	4000ml，直径 X 高度：165X287mm。	8 个/箱	箱	
1585-9L	9000ml，直径 X 高度：203X408mm。	4 个/箱	箱	

上海办事处：021-51082920

香港办事处：+852-28935880

Email: [info@chinarainbow.com.hk](mailto:info@chinarainbow.com.hk)

## 名称：Serum Vials 血清瓶

类别：通用产品/ 容器



PETG 材料；相对于硼硅酸盐玻璃血清瓶，玻璃一样透明的 PETG 的血清不会摔裂，使用更安全。用于包装各种试剂，如诊断、生物、兽医和眼科等等。无热原，无细胞毒性。生产和包装都在 HEPA 过滤控制的环境中进行。无菌包装（也可提供非无菌包装产品）。

## 名称： Containers 无菌样品杯

类别： 通用产品/ 容器



聚丙烯（PP）瓶身，聚乙烯（PE）卡口盖。可用于采样或样品储存。有毫升和盎司刻度。无菌无热原包装。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
430179	250ml，杯及盖。	100 个/箱，1 个/包	箱	
430180	250ml，杯。	500 个/箱，20 个/包	箱	
430181	盖。	500 个/箱，20 个/包	箱	

## 名称： PYREX Griffin Low Form Beaker 烧杯

类别： 通用产品/ 化玻器材



PYREX 玻璃制作，杯壁厚度均匀，杯壁轻微向外展开，球状边缘。最佳的倾倒嘴设计，使其有良好的倾倒性能。所有规格都有磨砂的标签区，可用普通铅笔记，白色瓷釉刻度清晰易读（14000-10 无刻度）。


产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
1000-10	容量 10ml；外径 X 高度：25X32mm。	48 个/箱	箱	
1000-20	容量 20ml；外径 X 高度：32X40mm。	48 个/箱	箱	
1000-30	容量 30ml；外径 X 高度：35X53mm。	48 个/箱	箱	
1000-50	容量 50ml；外径 X 高度：42X56mm。	48 个/箱	箱	
1000-100	容量 100ml；外径 X 高度：50X72mm。	48 个/箱	箱	
1000-150	容量 150ml；外径 X 高度：57X86mm。	48 个/箱	箱	
1000-250	容量 250ml；外径 X 高度：68X90mm。	48 个/箱	箱	
1000-400	容量 400ml；外径 X 高度：77X110mm。	48 个/箱	箱	
1000-600	容量 600ml；外径 X 高度：90X124mm。	36 个/箱	箱	
1000-800	容量 800ml；外径 X 高度：98X135mm。	24 个/箱	箱	
1000-1L	容量 1000ml；外径 X 高度：108X158mm。	24 个/箱	箱	

上海办事处：021-51082920    香港办事处：+852-28935880    Email: [info@chinarainbow.com.hk](mailto:info@chinarainbow.com.hk)

1000-1xL	容量 1500ml ; 外径 X 高度 : 121X166mm。	16 个/箱	箱	
1000-2L	容量 2000ml ; 外径 X 高度 : 121X166mm。	8 个/箱	箱	
1000-4L	容量 4000ml ; 外径 X 高度 : 160X250mm。	6 个/箱	箱	

## 名称： Volumetric Flasks , PTFE Stopper 色标 PTFE 塞容量瓶

类别： 通用产品/ 化玻器材




特别工艺增强容量瓶身强度，有可持久保存的白色瓷釉公制单标刻度和标签区。PTFE 塞有手柄，且用颜色标示不同的容量。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
5644-2	容量 2ml。	12 个/箱	箱	
5644-5	容量 5ml。	12 个/箱	箱	
5644-10	容量 10ml。	12 个/箱	箱	
5644-25	容量 25ml。	12 个/箱	箱	
5644-50	容量 50ml。	12 个/箱	箱	
5644-100	容量 100ml。	12 个/箱	箱	
5644-200	容量 200ml。	12 个/箱	箱	
5644-250	容量 250ml。	12 个/箱	箱	
5644-500	容量 500ml。	12 个/箱	箱	
5644-1L	容量 1000ml。	6 个/箱	箱	
5644-2L	容量 2000ml。	4 个/箱	箱	

上海办事处：021-51082920 香港办事处：+852-28935880 Email: [info@chinarainbow.com.hk](mailto:info@chinarainbow.com.hk)

## 名称： Volumetric Flasks, SStopper, Class A 玻璃塞容量瓶

类别： 通用产品/ 化玻器材



特别工艺增强容量瓶身强度，有可持久保存的白色瓷釉公制单标刻度和标签区。1ml 和 2ml 为试管形状，磨砂玻璃塞。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
5640-1	容量 1ml。	12 个/箱	箱	
5640-2	容量 2ml。	12 个/箱	箱	
5640-5	容量 5ml。	12 个/箱	箱	
5640-10	容量 10ml。	12 个/箱	箱	
5640-25	容量 25ml。	12 个/箱	箱	
5640-50	容量 50ml。	12 个/箱	箱	
5640-100	容量 100ml。	12 个/箱	箱	
5640-200	容量 200ml。	12 个/箱	箱	
5640-250	容量 250ml。	12 个/箱	箱	
5640-500	容量 500ml。	12 个/箱	箱	
5640-1L	容量 1000ml。	6 个/箱	箱	
5640-2L	容量 2000ml。	4 个/箱	箱	

上海办事处：021-51082920 香港办事处：+852-28935880 Email: info@chinarainbow.com.hk

## 名称： Volumetric Flasks, Low actinic, Class A 色标玻璃塞棕色容量瓶

类别： 通用产品/ 化玻器材



特别工艺增强容量瓶身强度，有可持久保存的白色瓷釉公制单标刻度和标签区。低透光度棕色容量瓶适用于光敏溶液，磨砂玻璃塞。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
5640-10	容量 10ml。	12 个/箱	箱	
5640-25	容量 25ml。	12 个/箱	箱	
5640-50	容量 50ml。	12 个/箱	箱	
5640-100	容量 100ml。	12 个/箱	箱	
5640-500	容量 500ml。	12 个/箱	箱	
5640-1L	容量 1000ml。	6 个/箱	箱	

## 名称： PYREX Separatory Funnels, PTFE Stopcock 分液漏斗

类别： 通用产品/ 化玻器材



梨形分液漏斗，配有磨砂口玻璃塞，阀门为 PTFE 活栓，无需密封剂。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
6402-60	容量 60ml。	4 个/箱	箱	
6402-125	容量 125ml。	4 个/箱	箱	
6402-250	容量 250ml。	4 个/箱	箱	
6402-500	容量 500ml。	4 个/箱	箱	
6402-1L	容量 1000ml。	1 个/箱	箱	
6402-2L	容量 2000ml。	1 个/箱	箱	
6402-4L	容量 4000ml。	1 个/箱	箱	
6402-6L	容量 6000ml。	1 个/箱	箱	

## 名称： PYREX Separatory Funnel, PTFE Stopcock 组装式分液漏斗

类别： 通用产品/ 化玻器材




由滴嘴、阀门及漏斗组成，可减少采购成本。阀门只需简单的旋紧就可安装在漏斗上。漏斗塞为 HDPE 瓶塞，阀门为 PTFE 活栓。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
6406-60	容量 60ml。	4 个/箱	箱	
6406-125	容量 125ml。	4 个/箱	箱	
6406-250	容量 250ml。	4 个/箱	箱	
6406-500	容量 500ml。	4 个/箱	箱	
6406-1L	容量 1000ml。	1 个/箱	箱	
6406-2L	容量 2000ml。	1 个/箱	箱	

## 名称： PYREX Burets, Class A PTFE Stopcock 滴定管

类别： 通用产品/ 化玻器材



设计符合 ASTM Specification E287 , Class A 要求。依照 ASTM E-542 进行校验。刻度清晰易读，每支滴定管包含有一个防尘盖，控制阀为 PTFE 活栓。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
2103-10	容量 10ml ; 最小刻度 0.05ml。	1 支/箱	箱	
2103-25	容量 25ml ; 最小刻度 0.10ml。	1 支/箱	箱	
2103-50	容量 50ml ; 最小刻度 0.10ml。	1 支/箱	箱	
2103-100	容量 100ml ; 最小刻度 0.20ml。	1 支/箱	箱	

## 名称：Erlenmeyer Flasks 旋盖三角瓶

类别：通用产品/ 化玻器材



透明聚碳酸酯 (PC) 材料制作，适用于振荡培养。可提供密封盖及透气盖，密封盖旋松时可进行气体交换，旋紧时则确保密封。透气盖适于要求无菌气体交换的培养。无菌无热原包装。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
430421	容量 125ml，刻度 25ml，密封盖，瓶盖 26mm。	50 个/箱	箱	
431143	容量 125ml，刻度 25ml，透气盖，瓶盖 26mm。	50 个/箱	箱	
431144	容量 250ml，刻度 25ml，透气盖，瓶盖 31mm。	50 个/箱	箱	
430183	容量 250ml，刻度 25ml，密封盖，瓶盖 31mm。	50 个/箱	箱	
430422	容量 500ml，刻度 50ml，密封盖，瓶盖 43mm。	25 个/箱	箱	
431145	容量 500ml，刻度 50ml，透气盖，瓶盖 43mm。	25 个/箱	箱	
431146	容量 1000ml，刻度 50ml，密封盖，瓶盖 43mm。	25 个/箱	箱	
431147	容量 1000ml，刻度 50ml，透气盖，瓶盖 43mm。	25 个/箱	箱	
431255	容量 2L，刻度 50ml，透气盖，瓶盖 48mm。	6 个/箱	箱	
431252	容量 3L，透气盖，瓶盖 70mm。	4 个/箱	箱	

上海办事处：021-51082920

香港办事处：+852-28935880

Email: [info@chinarainbow.com.hk](mailto:info@chinarainbow.com.hk)

## 名称： Erlenmeyer Baffled Flasks 旋盖带阻板三角瓶

类别： 通用产品/ 化玻器材




透明聚碳酸酯（PC）材料制作，适用于振荡培养，底部带有内陷阻板，可增强振荡效果。无菌无热原包装。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
431256	2L 带阻板三角瓶，透气盖。	6 个/箱	箱	
431253	3L 带阻板三角瓶，透气盖。	4 个/箱	箱	
431339	48mm 透气盖，用于 2L 三角瓶。	24 个/箱	箱	
431340	70mm 透气盖，用于 3L 三角瓶。	24 个/箱	箱	
431364	48mm 密封盖，用于 2L 三角瓶。	24 个/箱	箱	
431363	70mm 密封盖，用于 3L 三角瓶。	24 个/箱	箱	

## 名称： PYREX GL45 Erlenmeyer Screw Cap GL45 橙盖三角瓶

类别： 通用产品/ 化玻器材




由 Pyrex 硼硅酸盐玻璃制作，GL45 广口（内径 29mm）设计，便于使用大容量移液管，可用于培养基准备和储存。瓶身有刻度及标记区。可选择其它型号 GL45 盖。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
4995-250	250ml，GL45 瓶口，直径 X 高度：81X140mm。	6 个/箱	箱	
4995-500	500ml，GL45 瓶口，直径 X 高度：102X185mm。	6 个/箱	箱	
4995-1L	1000ml，GL45 瓶口，直径 X 高度：128X225mm。	6 个/箱	箱	
4995-2L	2000ml，GL45 瓶口，直径 X 高度：160X268mm。	1 个/箱	箱	
4995-4L	4000ml，GL45 瓶口，直径 X 高度：206X335mm。	1 个/箱	箱	
4995-6L	6000ml，GL45 瓶口，直径 X 高度：235X395mm。	1 个/箱	箱	

上海办事处：021-51082920      香港办事处：+852-28935880      Email: [info@chinarainbow.com.hk](mailto:info@chinarainbow.com.hk)

## 名称： PYREX Erlenmeyer Screw Cap 黑色旋盖三角瓶

类别： 通用产品/ 化玻器材




由 Pyrex 硼硅酸盐玻璃制作，黑色酚醛树脂旋盖，带有密封橡胶垫，可高压灭菌。可用于培养、混合或储存。瓶身有刻度及标记区。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
4985-50	50ml，瓶口 24-410，直径 X 高度;58X78mm。	24 个/箱	箱	
4985-125	125ml，瓶口 24-410，直径 X 高度;68X105mm。	24 个/箱	箱	
4985-250	250ml，瓶口 38-430M，直径 X 高度;81X135mm。	24 个/箱	箱	
4985-500	500ml，瓶口 38-430M，直径 X 高度;102X186mm。	24 个/箱	箱	
4985-1L	1000ml，瓶口 38-430M，直径 X 高度;128X218mm。	12 个/箱	箱	

## 名称： PYREX Erlenmeyer Flask, Narrow Mouth 窄口三角烧瓶

类别： 通用产品/ 化玻器材




经济而且多用途，瓶壁厚实，瓶颈加厚，球状边缘，机械强度高。有耐用的瓷釉标签区及刻度。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
4980-25	容量 25ml，#0 瓶塞。	48 个/箱	箱	
4980-50	容量 50ml，#1 瓶塞。	48 个/箱	箱	
4980-125	容量 125ml，#5 瓶塞。	48 个/箱	箱	
4980-250	容量 250ml，#6 瓶塞。	48 个/箱	箱	
4980-300	容量 300ml，#6 瓶塞。	48 个/箱	箱	
4980-500	容量 500ml，#7 瓶塞。	36 个/箱	箱	
4980-1L	容量 1000ml，#9 瓶塞。	24 个/箱	箱	
4980-2L	容量 2000ml，#10 瓶塞。	8 个/箱	箱	
4980-4L	容量 4000ml，#10 瓶塞。	4 个/箱	箱	
4980-6L	容量 6000ml，#10 瓶塞。	4 个/箱	箱	

上海办事处：021-51082920    香港办事处：+852-28935880    Email: [info@chinarainbow.com.hk](mailto:info@chinarainbow.com.hk)

## 名称： PYREXPLUS Fitering Flask 安全塑料包被抽滤瓶

类别： 通用产品/ 化玻器材



试管有 PVC 塑料包被，防止在使用过程中破碎并减少溶液溅洒，可高压灭菌。有侧抽气口，厚壁设计，球状边缘。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
65340-250	容量 250ml，#6 瓶塞。	6 个/箱	箱	
65340-500	容量 500ml，#7 瓶塞。	6 个/箱	箱	
65340-1L	容量 1000ml，#8 瓶塞。	6 个/箱	箱	
65340-2L	容量 2000ml，#9 瓶塞。	4 个/箱	箱	
65340-4L	容量 4000ml，#12 瓶塞。	2 个/箱	箱	

## 名称： Culture Tubes with Rubber Liner Screw Cap 橡胶垫旋盖培养试管

类别： 通用产品/ 化玻器材



标准圆底培养试管由硼硅酸盐玻璃制作，管壁厚度均匀，可最大程度承受热传递。可高压灭菌。深形酚醛树脂旋盖便于操作和灭菌后密封。试管带有标签区，可用铅笔标记。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
9825-13	9ml, 13-415 管盖, 直径 X 高度: 13X100mm。	288 支/箱, 144 支/包	箱	
9825-16	11ml, 15-415 管盖, 直径 X 高度: 16X100mm。	288 支/箱, 144 支/包	箱	
9825-16X	15ml, 15-415 管盖, 直径 X 高度: 16X125mm。	288 支/箱, 144 支/包	箱	
9825-16XX	20ml, 15-415 管盖, 直径 X 高度: 16X150mm。	288 支/箱, 144 支/包	箱	
9825-20	25ml, 18-415 管盖, 直径 X 高度: 20X125mm。	192 支/箱, 96 支/包	箱	
9825-20X	34ml, 18-415 管盖, 直径 X 高度: 20X150mm。	192 支/箱, 96 支/包	箱	
9825-22	50ml, 18-415 管盖, 直径 X 高度: 22X175mm。	192 支/箱, 96 支/包	箱	
9825-25	55ml, 24-410 管盖, 直径 X 高度: 25X150mm。	144 支/箱, 48 支/包	箱	
9825-25X	70ml, 24-410 管盖, 直径 X 高度: 25X200mm。	144 支/箱, 48 支/包	箱	
9825-38	170ml, 38-430M 管盖, 直径 X 高度: 38X200mm。	48 支/箱, 12 支/包	箱	

上海办事处：021-51082920

香港办事处：+852-28935880

Email: [info@chinarainbow.com.hk](mailto:info@chinarainbow.com.hk)

## 名称： Culture Tubes with Teflon Liner Screw Cap PTFE 涂层橡胶垫旋盖培养试管

类别： 通用产品/ 化玻器材



标准圆底培养试管由硼硅酸盐玻璃制作，管壁厚度均匀，可最大程度承受热传递。可高压灭菌。深形酚醛树脂旋盖便于操作和灭菌后密封。试管带有标签区，可用铅笔标记。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
9826-13	9ml, 13-415 管盖, 直径 X 高度: 13X100mm。	288 支/箱, 144 支/包	箱	
9826-16	11ml, 15-415 管盖, 直径 X 高度: 16X100mm。	288 支/箱, 144 支/包	箱	
9826-16X	15ml, 15-415 管盖, 直径 X 高度: 16X125mm。	288 支/箱, 144 支/包	箱	
9826-16XX	20ml, 15-415 管盖, 直径 X 高度: 16X150mm。	288 支/箱, 144 支/包	箱	
9826-20	25ml, 18-415 管盖, 直径 X 高度: 20X125mm。	192 支/箱, 96 支/包	箱	
9826-20X	34ml, 18-415 管盖, 直径 X 高度: 20X150mm。	192 支/箱, 96 支/包	箱	
9826-25	55ml, 24-410 管盖, 直径 X 高度: 25X150mm。	144 支/箱, 48 支/包	箱	
9826-25X	70ml, 24-410 管盖, 直径 X 高度: 25X200mm。	144 支/箱, 48 支/包	箱	

上海办事处：021-51082920

香港办事处：+852-28935880

Email: [info@chinarainbow.com.hk](mailto:info@chinarainbow.com.hk)

## 名称： PYREX Culture Tubes 培养试管

类别： 通用产品/ 化玻器材



直口培养试管应用广泛，管壁厚度均匀，最大程度的承受热量的传递，直径 6、22、和 25mm 的试管没有标记区。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
9820-6	0.5ml，直径 X 高度：6X50mm。	720 支/箱，72 支/包	箱	
9820-10	3ml，直径 X 高度：10X75mm。	720 支/箱，72 支/包	箱	
9820-12	5ml，直径 X 高度：12X75mm。	720 支/箱，72 支/包	箱	
9820-13	9ml，直径 X 高度：13X100mm。	720 支/箱，72 支/包	箱	
9820-16	11ml，直径 X 高度：16X100mm。	576 支/箱，72 支/包	箱	
9820-16X	15ml，直径 X 高度：16X125mm。	576 支/箱，72 支/包	箱	
9820-16XX	20ml，直径 X 高度：16X150mm。	576 支/箱，72 支/包	箱	
9820-18	27ml，直径 X 高度：18X150mm。	576 支/箱，72 支/包	箱	
9820-20	34ml，直径 X 高度：20X150mm。	576 支/箱，72 支/包	箱	
9820-22	50ml，直径 X 高度：22X175mm。	432 支/箱，72 支/包	箱	
9820-25	55ml，直径 X 高度：25X150mm。	244 支/箱，72 支/包	箱	
9820-25X	70ml，直径 X 高度：25X200mm。	192 支/箱，72 支/包	箱	

上海办事处：021-51082920 香港办事处：+852-28935880 Email: info@chinarainbow.com.hk

## 名称： PYREXPLUS Culture Tubes, Screw Cap 安全塑料包被旋盖培养试管

类别： 通用产品/ 化玻器材



试管有 PVC 塑料包被，防止摔碎并减少溶液溅洒，可高压灭菌。深形酚醛树脂旋盖便于操作和灭菌后密封，旋盖还有橡胶密封垫。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
69825-13	9ml, 13-415 管盖, 直径 X 高度: 13X100mm。	144 支/箱, 72 支/包	箱	
69825-16X	15ml, 15-415 管盖, 直径 X 高度: 16X125mm。	144 支/箱, 72 支/包	箱	
69825-20X	34ml, 18-415 管盖, 直径 X 高度: 20X150mm。	96 支/箱, 32 支/包	箱	
69825-25	55ml, 24-415 管盖, 直径 X 高度: 25X150mm。	48 支/箱, 24 支/包	箱	

## 名称： PYREX Culture Tubes, Disposable 抛弃型旋盖培养试管

类别： 通用产品/ 化玻器材



用于组织培养或者微生物培养。由硼硅酸盐玻璃制作。试管与管盖分开销售，99999 试管盖为深形酚醛树脂旋盖。试管带有标签区，可用铅笔标记。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
99447-13	7.5ml, 13-415 管盖, 直径 X 高度;13X100mm.	1000 支/箱	箱	
99447-16	15.5ml, 15-415 管盖, 直径 X 高度;16X125mm.	1000 支/箱	箱	
99447-16X	19ml, 15-415 管盖, 直径 X 高度;16X150mm.	1000 支/箱	箱	
99447-161	11.5ml, 15-415 管盖, 直径 X 高度;16X100mm.	1000 支/箱		
99447-20	24ml, 18-415 管盖, 直径 X 高度;20X125mm.	500 支/箱		
9825-20X	30ml, 18-415 管盖, 直径 X 高度;20X150mm.	500 支/箱	箱	
99999-13	13-415 试管盖。	1000 个/箱	箱	
99999-15	15-415 试管盖。	1000 个/箱	箱	
99999-18	18-415 试管盖。	1000 个/箱	箱	


上海办事处：021-51082920

香港办事处：+852-28935880

Email: [info@chinarainbow.com.hk](mailto:info@chinarainbow.com.hk)

## 名称： PYREX Culture Tubes, Disposable 抛弃型培养试管

类别： 通用产品/ 化玻器材



直口培养试管，硼硅酸盐玻璃制作，易于打开及使用

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
99445-10	4ml，直径 X 高度;10X75mm。	1000 支/箱，250 支/包	箱	
99445-12	6ml，直径 X 高度;12X75mm。	1000 支/箱，250 支/包	箱	
99445-13	10ml，直径 X 高度;13X100mm。	1000 支/箱，250 支/包	箱	
99445-15	11ml，直径 X 高度;15X85mm。	1000 支/箱，250 支/包	箱	
99445-16	15ml，直径 X 高度;16X100mm。	1000 支/箱，250 支/包	箱	
99445-16X	19ml，直径 X 高度;16X125mm。	1000 支/箱，250 支/包	箱	
99445-16XX	23ml，直径 X 高度;16X150mm。	1000 支/箱，250 支/包	箱	
99445-18	28.5ml，直径 X 高度;18X150mm。	500 支/箱，250 支/包	箱	
99445-20	36ml，直径 X 高度;20X150mm。	500 支/箱，250 支/包	箱	

上海办事处：021-51082920

香港办事处：+852-28935880

Email: [info@chinarainbow.com.hk](mailto:info@chinarainbow.com.hk)

## **名称： Corning Microscope Slide 显微镜玻片**

类别： 通用产品/ 化玻器材

显微镜玻片在严格的规范下生产，精确的控制厚度和处理表面，强度高，耐腐蚀。No.1 盖玻片厚度为 0.12-0.16mm；  
No.1 1/2 盖玻片厚度为 0.16-0.19mm；No.2 盖玻片厚度为厚度为 0.19-0.25mm。

## 名称：Squares Cover Glass, No.1 方形显微镜盖玻片

类别：通用产品/ 化玻器材



显微镜玻片在严格的规范下生产，精确的控制厚度和处理表面，强度高，耐腐蚀。No.1 盖玻片厚度为 0.12-0.16mm；No.1 1/2 盖玻片厚度为 0.16-0.19mm；No.2 盖玻片厚度为厚度为 0.19-0.25mm。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
2865-18	长 X 宽：18X18mm。	10 盎司/箱，240 片/盎司	箱	
2865-22	长 X 宽：22X22mm。	10 盎司/箱，160 片/盎司	箱	
2865-25	长 X 宽：25X25mm。	10 盎司/箱，124 片/盎司	箱	

## 名称： Rectangles Cover Glass, No.1 矩形显微镜盖玻片

类别： 通用产品/ 化玻器材



显微镜玻片在严格的规范下生产，精确的控制厚度和处理表面，强度高，耐腐蚀。No.1 盖玻片厚度为 0.12-0.16mm；No.1 1/2 盖玻片厚度为 0.16-0.19mm；No.2 盖玻片厚度为厚度为 0.19-0.25mm。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
2935-223	长 X 宽：22X30mm。	10 盎司/箱，118 片/盎司	箱	
2935-224	长 X 宽：22X40mm。	10 盎司/箱，88 片/盎司	箱	
2935-225	长 X 宽：22X50mm。	10 盎司/箱，72 片/盎司	箱	
2935-243	长 X 宽：24X30mm。	10 盎司/箱，108 片/盎司	箱	
2935-244	长 X 宽：24X40mm。	10 盎司/箱，81 片/盎司	箱	
2935-245	长 X 宽：24X50mm。	10 盎司/箱，65 片/盎司	箱	
2935-246	长 X 宽：24X60mm。	10 盎司/箱，54 片/盎司	箱	

上海办事处：021-51082920

香港办事处：+852-28935880

Email: [info@chinarainbow.com.hk](mailto:info@chinarainbow.com.hk)

## 名称：Squares Cover Glass, No.1 1/2 方形显微镜盖玻片

类别：通用产品/ 化玻器材



显微镜玻片在严格的规范下生产，精确的控制厚度和处理表面，强度高，耐腐蚀。No.1 盖玻片厚度为 0.12-0.16mm；No.1 1/2 盖玻片厚度为 0.16-0.19mm；No.2 盖玻片厚度为厚度为 0.19-0.25mm。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
2870-18	长 X 宽：18X18mm。	10 盎司/箱，198 片/盎司	箱	
2870-22	长 X 宽：22X22mm。	10 盎司/箱，135 片/盎司	箱	
2870-25	长 X 宽：25X25mm。	10 盎司/箱，102 片/盎司	箱	

上海办事处：021-51082920

香港办事处：+852-28935880

Email: [info@chinarainbow.com.hk](mailto:info@chinarainbow.com.hk)

## 名称： Rectangles Cover Glass, No.1 1/2 矩形显微镜盖玻片

类别： 通用产品/ 化玻器材



显微镜玻片在严格的规范下生产，精确的控制厚度和处理表面，强度高，耐腐蚀。No.1 盖玻片厚度为 0.12-0.16mm；No.1 1/2 盖玻片厚度为 0.16-0.19mm；No.2 盖玻片厚度为厚度为 0.19-0.25mm。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
2940-223	长 X 宽：22X30mm。	10 盎司/箱，97 片/盎司	箱	
2940-224	长 X 宽：22X40mm。	10 盎司/箱，73 片/盎司	箱	
2940-225	长 X 宽：22X50mm。	10 盎司/箱，58 片/盎司	箱	
2940-243	长 X 宽：24X30mm。	10 盎司/箱，89 片/盎司	箱	
2940-244	长 X 宽：24X40mm。	10 盎司/箱，67 片/盎司	箱	
2940-245	长 X 宽：24X50mm。	10 盎司/箱，54 片/盎司	箱	
2940-246	长 X 宽：24X60mm。	10 盎司/箱，45 片/盎司	箱	

上海办事处：021-51082920

香港办事处：+852-28935880

Email: [info@chinarainbow.com.hk](mailto:info@chinarainbow.com.hk)

## 名称：Squares Cover Glass, No. 2 方形显微镜盖玻片

类别：通用产品/ 化玻器材



显微镜玻片在严格的规范下生产，精确的控制厚度和处理表面，强度高，耐腐蚀。No.1 盖玻片厚度为 0.12-0.16mm；No.1 1/2 盖玻片厚度为 0.16-0.19mm；No.2 盖玻片厚度为厚度为 0.19-0.25mm。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
2875-18	长 X 宽：18X18mm。	10 盎司/箱，159 片/盎司	箱	
2875-22	长 X 宽：22X22mm。	10 盎司/箱，106 片/盎司	箱	
2875-25	长 X 宽：25X25mm。	10 盎司/箱，82 片/盎司	箱	

**名称： Microscope Slides, Plain 载玻片**

类别： 通用产品/ 化玻器材



厚度 0.90-1.10mm。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
2947-3X1	长 X 宽：3"X1"mm。	1440 片/箱，72 片/包	箱	
2947-75X25	长 X 宽：75X25mm。	1440 片/箱，72 片/包	箱	
2947-75X38	长 X 宽：75X38mm。	720 片/箱，72 片/包	箱	
2947-75X50	长 X 宽：75X50mm。	720 片/箱，72 片/包	箱	

**名称： Microscope Slides, Frosted One Side 单面标识区载玻片**

类别： 通用产品/ 化玻器材



厚度 0.90-1.10mm。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
2948-3X1	长 X 宽：3"X1"mm。	1440 片/箱，72 片/包	箱	
2948-75X25	长 X 宽：75X25mm。	1440 片/箱，72 片/包	箱	

**名称： Microscope Slides, Frosted Two Side 双面标识区载玻片**

类别： 通用产品/ 化玻器材



厚度 0.90-1.10mm

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
2949-75X25	长 X 宽：75X25mm。	1440 片/箱，72 片/包	箱	

## 名称： Corning Hot Plates 加热板

类别： 通用产品/ 其他



数字化显示设定温度，当温度达到设定温度时有明确指示；可选外置温度控制单元，可实现温度精确控制。

Pyroceram 玻璃陶瓷耐高温材料制作盘面，耐腐蚀易清洁。适用中国电源，两年保修。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
6798-400D	型号 PC-400D ;盘面尺寸 :12.7X17.8cm ;温度范围 25-550 。	/	箱	
6798-600D	型号 PC-600D ;盘面尺寸 25.4X25.4cm ;温度范围 25-550 。	/	箱	
6795PR	外置温度控制单元	/	箱	

## 名称： Corning Hot Plates/Stirrers 磁力加热搅拌器

类别： 通用产品/ 其他



数字化显示设定温度和搅拌速度，当达到设定值时有明确指示；可选外置温度控制单元，可实现温度精确控制。

Pyroceram 玻璃陶瓷耐高温材料制作盘面，耐腐蚀易清洁。适用中国电源，两年保修。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
6798-420D	型号;PC-420D；盘面尺寸：12.7X17.8cm；温度范围：25-550； 转速：60-1150RPM。	/	箱	
6798-620D	型号;PC-620D；盘面尺寸：25.4X25.4cm；温度范围：25-550； 转速：60-1150RPM。	/	箱	
6795PR	外置温度控制单元。	/	箱	

## 名称：Spatulas and Microspatulas 取样匙

类别：通用产品/ 其他



方便而且无污染的取样工具。无菌独立包装，无热原，无 DNA 酶和 RNA 酶，抗静电。两头有多种设计，可根据需要选择。

产品编号	产品描述	产品包装	价格单位	
3003	取样匙，平刃口-勺。	100 支/箱	箱	
3004	取样匙，勺-勺。	100 支/箱	箱	
3005	取样匙，圆头平口-勺。	100 支/箱	箱	
3006	取样匙，V 形铲-勺。	100 支/箱	箱	
3007	取样匙，平锥头-勺。	100 支/箱	箱	
3012	微量取样匙，平锥头-勺。	50 支/箱	箱	
3013	微量取样匙，平圆头-勺。	50 支/箱	箱	