

FLUKE

Biomedical

高性价比的质控工具

技术规格

Prosim4	
心电	
正常窦性心律	12 导联配置，带右脚(RL)的独立输出参考。输出至 10 个通用 ECG 导联插口，用不同颜色标记 AHA 与 IEC 标准
心率	30 BPM、60 BPM、80 BPM、90 BPM、120 BPM、150 BPM、180 BPM、210 BPM、240 BPM、270 BPM、300 BPM 和 320 BPM，精度±1%。
ECG 波形选择	成人(80 毫秒)或新生儿(40 毫秒)QRS 用时
心率失常	房颤、早搏心室收缩、室性心动过速(160 BPM 或 200 BPM)、室颤(粗或细)、静脉调搏器脉冲、二度房室传导阻滞、三度房室传导阻滞、心律停止等 11 种失常波形。
无创血压	
动态血压血压模拟	成人: 60/30 (40)、120/80 (93); 150/100 (117) 和 200/150 (167); 新生儿: 35/15 (22) 和 70/40 (50), 重复性: ±2mmHg
压力计	10 mmHg-400 mmHg, 分辨率 0.1mmHg, 精度±(1%读数 + 1 mmHg)
泄漏测试	目标压力: 20-400mmHg, 泄漏率: 1 mmHg/min ~ 200 mmHg/min
释压测试	100 mmHg ~ 400 mmHg
有创血压	
静态压力	0 mmHg、80 mmHg、160 mmHg、250 mmHg
动态压力	波形同步于心率, 压力设置分成人与儿童, 动脉压和左心室压力
呼吸	
速率	0 (OFF)、10 BrPM ~ 100 BrPM, 步长 10 BrPM
呼吸导联	LA 或 LL (默认)
其他功能	
状态预设与自动测试序列	三种病人状态预设: 正常、高血压、低血压; 四种自动检测序列
SPOT Light	
血氧饱和度	80 %、85 %、90 %、95 %、97 %、98 %、99 % 以及 100 %
心率	30、60、80、100、120、150 以及 245 BPM
灌注速率	0.2 %、2 % 以及 10 %
传输类别 (手指)	深色/厚, 正常和浅色/薄
伪影	呼吸或环境光 (50 Hz 或 60 Hz)

58000 元轻松拥有您的专业质控检测工具

咨询电话 北京: 18611952728, 上海: 18939819813, 广州: 13928990660, 成都: 18502821588

更多医疗测试产品信息请查阅福禄克医疗测试官网: <http://www.flukefbc.com.cn>