

上海汇分电子科技有限公司

真空过滤系统

技术特点:

- ◆ VF 是 Chemvak 首创的一种真空过滤装置
- ◆ 将真空装置所需的配件纵式组合在一个机体上, 操作空间比传统组装方法节省一半以上
- ◆ 独特的磁石固定方式, 可将废液瓶固定在机台上; 创新的废液瓶排水设计, 废液方便排出
- ◆ 采用活塞式真空泵, 不需加润滑油, 不需任何的保养且噪音低
- ◆ 非常适合样品量少, 空间小的实验室
- ◆ **普通真空抽滤系统**适合于生物, 食品等行业对非腐蚀性样品过滤使用
- ◆ **防腐蚀真空抽滤系统**适合于化学, 制药, 石化等行业对腐蚀性样品的处理, 所有与气体接触部分均为 PTFE 覆盖, 可以抵抗酸碱及有机气体的腐蚀
- ◆ 前置的耐腐蚀真空调压过滤器, 可以防止固体杂质进入泵腔, 还可以调节合适的真空度, 配备 1L 的过滤装置, 整套装置含: 1L 收集瓶、玻璃过滤杯、玻璃过滤漏斗、连接夹

防腐蚀/普通真空抽滤装置仪器技术参数:

型号	VF203	VF205	VF204	VF214
产品类型	普通真空过滤系统		防腐蚀真空抽滤装置	
真空度/mbar	150		210	13
电压	220-240V/50Hz		220-240V/50Hz	
功率/W	60	80	60	95
电流/A	0.3	0.4	0.32	0.6
噪音/db	50	50	50	50
马达转速	1450	1450	1450	1450
接口规格 mm	5/16 "	5/16 "	5/16 "	5/16 "
重量/Kg	7.1	7.5	7.1	8.3



中国总代理:Nano电子商城

Tel: 4006609565

Http://www.19mro.com

19mro@19mro.com

简易真空过滤套装


	<p>V300A</p> <p>✦ 此真空过滤系统包含了包括 VF1 过滤瓶组合、V300 真空泵、高压软管以及 0.2 μm 特氟龙 (PTFE) 阻水器，可做为一般的过滤系统用途。真空度： 150mbar</p>
	<p>V300B</p> <p>✦ 此真空过滤系统包含了包括 VF2 过滤瓶组合、V300 真空泵、高压软管、0.2 μm 特氟龙 (PTFE) 阻水器以及微生物滤膜，特别设计应用在微生物测定。真空度： 150mbar</p>
	<p>V300SS</p> <p>✦ 此真空过滤系统包含了包括 VF1 过滤瓶组合、V300 真空泵、高压软管、0.2 μm 特氟龙 (PTFE) 阻水器以及 1 μm 玻璃纤维滤纸，可做为一般的过滤系统用途，特别为悬浮固形物测定所设计。真空度： 150mbar</p>
	<p>C300A</p> <p>✦ 此真空过滤系统包含了包括 VF3 过滤瓶组合、C300 真空泵、高压软管、特氟龙 (PTFE) 阻水器，可应用于 HPLC、GC、AA 等微量分析的样品前处理或溶剂 (Mobil phase) 的纯化。真空度： 210mbar</p>

中国总代理:Nano电子商城





Tel: 4006609565

Http://www.19mro.com

19mro@19mro.com

	<p>C300B3</p> <p>◆ 此真空过滤系统包含了包括 VF9 过滤瓶组合、V300 真空泵、高压软管、0.2 特氟龙 (PTFE) 阻水器。真空度：210mbar</p>
--	---

多联过滤套装

	<p>BioVac 321A</p> <p>◆ 此系统包含了 3 孔铝制过滤支架、3 支磁式漏斗 (300ml)、1 个废液瓶 (3000ml) 以及 Chemvak V400 真空泵，可应用在大量的一般过滤。真空度 650mmHg</p>
	<p>BioVac 321B</p> <p>◆ 此系统包含了 3 孔铝制过滤支架、3 支不锈钢漏斗 (100ml)、1 个废液瓶 (3000ml)、一支 Dragon100 本生灯、0.45um 滤膜以及 Chemvak V400 真空泵，可应用在大量微生物测定。真空度 650mmHg</p>
	<p>BioVac 310B</p> <p>◆ 此系统包含了 3 孔不锈钢过滤支架、3 支不锈钢漏斗 (100ml)、1 个废液瓶 (3000ml)、一支 Dragon100 本生灯、0.45um 滤膜以及 Chemvak V400 真空泵，可应用在大量微生物测定。真空度 650mmHg。真空度 650mmHg</p>
	<p>BioVac 610B</p> <p>◆ 此系统包含了 6 孔不锈钢过滤支架、6 支不锈钢漏斗 (100ml)、1 个废液瓶 (3000ml)、一支 Dragon100 本生灯、0.45um 滤膜以及 Chemvak V600 真空泵，可应用在大量微生物测定。真空度 650mmHg</p>

中国总代理:Nano电子商城

Tel: 4006609565

Http://www.19mro.com

19mro@19mro.com



BioVac 621A

- ◆ 此系统包含了 6 孔不锈钢过滤支架、6 支磁式漏斗(300ml)、1 个废液瓶(3000ml)以及 Chemvak V600 真空泵，可应用在大量的一般过滤。真空度 600mmHg

中国总代理:Nano电子商城

Tel: 4006609565

[Http://www.19mro.com](http://www.19mro.com)

19mro@19mro.com

玻璃过滤组合

<p>VF1</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 适合一般液体的真空过滤，如水中悬浮固形物的过滤 <p>全套包含：</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ PALL4242 磁式固定漏斗(300ml，直径47mm)，可蒸汽灭菌 ◆ 快速排水型废液瓶(1000ml) ◆ 加重式固定座 		<p>VF2/ VF9</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 适合微生物检验的过滤，如水中总菌数，大肠杆菌数等测定 <p>全套包含：</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ #SS316 不锈钢漏斗(VF2:100ml，直径47mm；VF9: 300ml，直径47mm)，可直接以火焰喷枪(本生灯)消毒，免掉蒸汽杀菌的步骤 ◆ 快速排水型废液瓶(1000ml) ◆ 加重式固定座 	
<p>VF3/ VF6</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 适合 HPLC、GC、AA 等微量分析时，移动相(溶剂)的纯化过滤，以延长管柱的使用期限 <p>全套包含：</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 硼硅玻璃杯(300ml，直径47mm) ◆ 铝制夹具 ◆ VF3:磨砂帽式下杯；VF6:玻璃下杯，含硅胶塞 ◆ 废液瓶(1000ml) 		<p>VF5</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 适合分子生物学的各种微量过滤处理，如 DNA/RNA 杂交 <p>全套包含：</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 硼硅玻璃漏斗(15ml，直径25mm) ◆ 铝制夹具 ◆ 玻璃下杯，含硅胶塞 ◆ 吸引瓶 	
<p>VF10</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 适合大量高粘度物质的过滤 <p>全套包含：</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 硼硅玻璃杯(1000ml，直径90mm) ◆ 铝制夹具 ◆ 磨砂帽式下杯 ◆ 磨砂废液瓶(40/35，4000ml) ◆ 不锈钢滤网、PTFE 垫圈 		<p>VF11</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 适合微生物检验的过滤，如水中总菌数，大肠杆菌数等测定 <p>全套包含：</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ #SS316 不锈钢漏斗(500ml，直径47mm)，可直接以火焰喷枪(本生灯)消毒，免掉蒸汽杀菌的步骤 ◆ 快速排水型废液瓶(2000ml) 	
<p>VF7/VF8</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 下杯含有不锈钢滤网及 PTFE 垫圈，适合高粘度物质的过滤 <p>全套包含：</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 硼硅玻璃杯(VF7:300ml，直径47mm；VF8: 15ml，直径25mm) ◆ 铝制夹具 ◆ 玻璃下杯 ◆ 废液瓶(1000ml) ◆ 不锈钢滤网、PTFE 垫圈 			

中国总代理:Nano电子商城
 Tel: 4006609565
 Http://www.19mro.com
 19mro@19mro.com

多联过滤支架

	<p>BioVac300/BioVac600</p> <ul style="list-style-type: none">◆ 3孔（6孔）不锈钢过滤底座（不含不锈钢杯），独特的连接设计使滤孔可连接100ml、300ml或500ml的钢杯并可耐压到3000psi，钢杯直径47mm，不锈钢材质为SS#316
	<p>BioVac310/ BioVac310</p> <ul style="list-style-type: none">◆ 3孔（6孔）不锈钢过滤底座含三个（6个）100ml不锈钢杯◆ 每个过滤孔均可独立控制，并可耐压到3000psi◆ 过滤杯直径47mm，不锈钢材质为SS#316
	<p>BioVac321/ BioVac320/ BioVac620</p> <ul style="list-style-type: none">◆ 3孔铝制过滤座（BioVac321），◆ （BioVac320 3孔，BioVac620 6孔）不锈钢过滤座，每个过滤孔可耐压到3000psi，不锈钢材质为SS#316◆ 每个过滤孔均可独立控制，可蒸气杀菌，可连接多种不同类型的漏斗
 <p>BioVac331</p>	<p>BioVac330/ BioVac331/ BioVac631</p> <ul style="list-style-type: none">◆ （BioVac330、331 3孔，BioVac630、631 6孔）不锈钢过滤座◆ BioVac331和BioVac631型号含有100ml不锈钢杯◆ 每个过滤孔均可独立控制，并可耐压到3000psi◆ 过滤杯直径47mm，不锈钢材质为ss#316

中国总代理:Nano电子商城

Tel: 4006609565

Http://www.19mro.com

19mro@19mro.com