

ageLOC® LumiSpa®



壓力、年紀和繁忙的生活方式皆會影響健康—但別讓您的肌膚洩漏您的秘密！ageLOC® LumiSpa® 運用專利科技的獨特裝置，搭配 ageLOC® LumiSpa® 產品。結果呢？一項強效的療程協助減少老化跡象，使您的肌膚容光煥發。

系列概要

您準備好獨家首創、雙重功效，在單次療程中就能同時進行深層淨膚、緊緻的美顏系統嗎？由Nu Skin 與權威組織認證的皮膚科醫生聯合研製，ageLOC LumiSpa 的創作靈感源自皮膚膠原蛋白製造的基因研究。

柔軟的矽膠導頭，ageLOC LumiSpa 在移動中提供精準頻率幫助皮膚再生，單次使用即可達到肌膚滑嫩成效。

LumiSpa 透過其專利的反旋設計、緊緻毛孔的動作，溫和—但深層地—洗去污垢、油脂、化妝品、汙染物和毒素。提高皮膚光澤度和透亮度同時，減低毛孔明顯度。LumiSpa的活膚臉部按摩令您期待下一次的療程。

體驗更明亮、滑嫩的肌膚和提神的臉部按摩。每天兩次花簡單的兩分鐘，少至兩星期就能享受更健康年輕的肌膚。

主要特色

- 機身—ageLOC LumiSpa 是一台防水，可充電的手持式個人護膚儀器。
- 導頭—ageLOC LumiSpa 附上兩款導頭：普通及加強。它們溫和、不會磨蝕的銀離子抗菌矽膠表面，比其他一般洗臉儀器使用的毛擦頭更衛生。它們細緻的設計有助提升皮膚吸收度，幫您增強產品最大效益。
- 潔膚乳—AGELOC LUMISPA 針對五種不同肌膚類型的潔膚乳選項：乾性、一般/混合型、油性、敏感性和易痘型肌膚。含NU SKIN獨家專利研發AGELOC成分的強效產品。特別為LUMISPA而設，臨床實驗證

明儀器配合此產品使用，有助於達到最完美的潔膚效果—展示健康、充滿光澤、年輕的肌膚。

主要功效

- 即時效果，單次使用後皮膚立即感覺更柔軟光滑。
- 為肌膚帶來7種改善：柔軟度、平滑度、光澤度、清晰度、乾淨的肌膚、毛孔明顯度減低，同時明顯增加肌膚整體的飽滿度。
- 堅持每天兩次，每次使用兩分鐘更能顯示LumiSpa的功效。
- ageLOC LumiSpa 使用專利的微脈衝振盪科技，一種清潔毛孔的動作，將污垢、油脂、化妝品、汙染物和毒素清除的同時不造成肌膚傷害，同時保護肌膚蛋白。
- 柔軟的矽膠導頭富含抗菌銀離子，更衛生、不易磨損，比起市面上一般刷頭更易清潔。
- 早上使用LumiSpa能提升肌膚活力，得到更清新、光滑的肌膚，回復青春氣息。
- 晚上使用LumiSpa深層清潔肌膚，透過按摩為肌膚減壓。
- 清除老化角質層，促進皮膚更生、改善肌膚的光澤度和滑順度。
- 少至兩星期便能擁有更年輕健康、容光煥發的年輕肌膚。
- 性質溫和，適合每天兩次使用。
- 獨特的迴旋動作帶走老化角質層同時減低毛孔明顯程度。
- 專利的反旋設計傳送清潔以外的美容療程。
- 不傷肌膚，清潔但維持肌膚的自然平衡濕度。
- 含有Nu Skin獨家專利研發的ageLOC成分，針對肌膚老化的根源及鎖緊年輕外貌。
- ageLOC LumiSpa 為防水裝置，可於淋浴或其他潮

濕環境中使用。

臨床實驗證實功效

連續使用ageLOC LumiSpa 12星期的初步研究顯示，產品試用者一致認同肌膚改善之處：

- 柔軟度
- 滑順度
- 清潔度
- 明亮度
- 光澤度
- 清晰度
- 透光感
- 毛孔外觀
- 緊緻度

試用者單次試用後，即體驗到數項肌膚改變之處。

使用方法

為達到最佳效果，每天使用 ageLOC LumiSpa 兩次、每次兩分鐘，作為您的清潔步驟。早上及晚上，利用 ageLOC LumiSpa 潔膚乳淨化及保養肌膚。隨後使用您所選的化妝水，精華液和保濕面霜。

AGELOC® LUMISPA® 潔膚乳

ageLOC LumiSpa 附上5種針對不同肌膚類型的潔膚乳選擇：乾性、一般 / 混合型、油性、敏感性和易痘型肌膚。含 Nu Skin 獨家專利研發，針對抗老化的 ageLOC成分的強效產品，有效維持健康、光澤、年輕的肌膚。

ageLOC 潔膚乳的研製，是為了在LumiSpa專利的導頭與皮膚接觸時，提供精確的緩衝、清潔，增強抗衰老效益。

AGELOC® LUMISPA® 潔膚乳主要成分

- ageLOC LumiSpa潔膚乳—乾性肌膚，含有乳酸鈉、Sodium PCA、甘氨酸、果糖、菸鹼醯胺，和肌醇協助保護肌膚的天然濕度，角鯊烷有助於維持肌膚天然的濕度保護層，其中的水楊醯植物鞘氨醇可以舒緩肌膚。
- ageLOC LumiSpa潔膚乳—一般 / 混合肌膚，含有乳薊 (Silybum Marianum Seed) 油、臍形紫菜精華，和擬球藻精華去協助維持肌膚天然的濕度保護層，亦有杜鵑 (Ferrugineum) 精華提供抗氧化保護。
- ageLOC LumiSpa潔膚乳—油性肌膚，原料含有日本虎杖 (虎杖根提取物) 精華、蜂蠟醇、PCA 去幫助減低油脂的製造和舒緩肌膚，亦含有石榴 (Punica

Granatum) 汁精華和肌肽以提供抗氧化保護。

- ageLOC LumiSpa潔膚乳—敏感性肌膚是我們最溫和的配方。粉色凝膠由於只有輕微的界面活性劑，僅會產生少量泡沫。配方含有燕麥精華 (Avena Sativa Kernel)、松樹皮精華 (粉紅色來源)，和沒藥醇去幫助鎮靜和舒緩細緻的肌膚。尿囊素也有助於調理肌膚。
- ageLOC LumiSpa潔膚乳—易痘型肌膚，使用僅含 0.5% 水楊酸的溫和配方，協助清潔毛孔並大幅降低的發痘情形。少量的泡沫減少額外的肌膚不適，肌肽的成分提供抗氧化保護，而柳蘭植物萃取物則舒緩並保護易痘型肌膚。

互補產品

- ageLOC Galvanic Spa / Nu Skin Facial Spa—ageLOC Galvanic Spa 利用直流電復原您原有的氣息和增加肌膚活力。Nu Skin Facial Spa 運用微電流去刺激和調理肌膚。
- ageLOC Me® — 創造全新量身訂做的抗老化護膚品。卓越但易於使用，ageLOC Me 一次送上5種強效抗老化產品，從近乎2,000種可能中，選專屬您的護膚組合。
- Tru Face® Line Corrector—針對老化特徵使用胜肽，協助平順嘴部、眼睛周圍及額頭的細紋。
- ageLOC® Tru Face® Essence Ultra—一種強效、輕巧的精華液，針對老化根源有效緊緻並維持肌膚輪廓，同時保護肌膚不受自由基的傷害。
- ageLOC® LumiSpa® Accent and IdealEyes®—一項 LumiSpa 附屬產品，運用ageLOC LumiSpa 科技的眼周療程，藉以改善眼睛周圍的樣貌。

LEARN MORE ABOUT IT

ageLOC LumiSpa 運作原理？

以其柔軟矽膠導頭，ageLOC LumiSpa 專利的微脈衝振盪技術，使儀器移動時以精準頻率促進肌膚再生、單次使用即能使皮膚變得幼嫩光滑。同時，LumiSpa 溫和—但深層的一以其專利的反旋技術、清潔毛孔的律動，洗去污垢、油脂、化妝品、汙染物和毒素，令肌膚感覺更光滑、純淨之餘，收細毛孔外觀。

哪些是 ageLOC LumiSpa 與眾不同的主要原因？

1. 有別於現今市面上的潔膚儀器所使用的一般毛刷頭或鬃毛刷頭，ageLOC LumiSpa使用的醫療級矽膠導頭不會破壞肌膚或損壞皮膚細胞。
2. ageLOC LumiSpa專利的微脈衝振盪技術更有效地清潔和調理肌膚，帶給您更佳的肌膚更生效果。
3. ageLOC LumiSpa 煥膚潔淨的雙重功效，為您節

ageLOC® LumiSpa®

省時間，在活化肌膚細胞的同時深度清潔及去除角質層。

名字背後的理念是什麼？

「Lumi」意指「發光的」，強調最初開始使用此儀器時，為您的肌膚帶來的改善。「Spa」則重申此儀器、導頭，和潔膚乳在每次使用時都會為您帶來專業美容的效果。

如何知道哪一個 ageLOC LumiSpa 導頭適合我？

根據您的肌膚類型和療程需求去選擇專屬您的導頭。各式導頭都能帶走油污和淨化肌膚，為各類型的肌膚帶來舒適的體驗，Gentle 導頭是最溫和的選擇，適合敏感或易痘型肌膚。Normal 導頭是標準選擇，適合大部分的肌膚類型。而 Firm 導頭則適合更強烈的清潔體驗，但並不推薦給敏感型和易痘型肌膚。您可以每天使用不同的導頭，享有不同的體驗

導頭壽命有多長？

我們建議您每三個月更換一次導頭以確保您的肌膚持續地得到最佳效果。

如何配合ageLOC LumiSpa 與潔膚乳使用？

潔膚乳是為ageLOC LumiSpa使用而特製。它們特定的配方幫助反旋式設計導頭有效率地在清潔和去角質的同時，將其中的抗老成分分散至肌膚各處，令肌膚看起來更年輕健康。

潔膚乳可使用多久？

一支潔膚乳應於30日左右用完。

ageLOC LumiSpa 有專利權嗎？

有，數種專利包括ageLOC LumiSpa儀器及其獨特的微脈衝振盪技術。

一定要用配合ageLOC LumiSpa和ageLOC LumiSpa潔膚乳使用嗎？如果我用其他的清潔產品或保養品呢？

ageLOC LumiSpa潔膚乳是為了ageLOC LumiSpa使用而特製。它們容許LumiSpa的專利導頭，可以在清潔時和皮膚有更輕柔互動，提高最佳效果。它們也是市面上唯一有實驗測試證明，配合ageLOC LumiSpa使用可達到儀器最大功效、使肌膚感到年輕、健康的產品。

ageLOC LumiSpa 與ageLOC Galvanic Spa® 或 Nu Skin® Facial Spa的不同之處？

ageLOC LumiSpa提供每天兩次的調理潔膚功效，適合作為您日常肌膚護理步驟之一，ageLOC Galvanic Spa和Nu Skin Facial Spa則是每星期使用三次，提供特別的護膚療程。ageLOC LumiSpa和 ageLOC Galvanic Spa / Nu Skin Facial Spa 都有全面的抗老益處：ageLOC LumiSpa調理及清潔肌膚，達至光滑、幼嫩、更閃亮耀眼的外表；ageLOC Galvanic Spa調理、復甦、滋潤肌膚；Nu Skin Facial Spa利用微電流去改善及緊緻肌膚。

ageLOC LumiSpa 可以治療粉刺痘痘嗎？

ageLOC LumiSpa的設計並非用來治療粉刺痘痘。ageLOC LumiSpa潔膚乳一易痘型肌膚，為易痘型肌膚特製的溫和配方，使用僅含 0.5% 水楊酸成分，協助清潔毛孔並大幅降低的發痘情形。建議您使用 Gentle導頭搭配ageLOC LumiSpa潔膚乳一易痘型肌膚。ageLOC LumiSpa 儀器是為了促進健康、年輕的肌膚，發揮肌膚再生、潔淨的功效。仍於嚴重痘痘療程中的人應繼續日常的護膚程序，並在使用ageLOC LumiSpa前徵詢皮膚科醫生的意見。

我需要在LumiSpa前卸妝嗎？

ageLOC LumiSpa 有效並快速地將化妝品清洗乾淨，您並不需要在使用儀器前卸妝。但是，如您需要卸下濃妝，建議在使用 LumiSpa 之前使用其他清潔產品。LumiSpa不應使用於眼睛周邊，您需另外使用清潔產品卸下眼周的妝。

我如何知道我使用的是正確的動作和壓力？

ageLOC LumiSpa 有內建的系統能引導您使用正確的動作和壓力。如果您快速擦洗或使用太多壓力，儀器將會自動停止，並在您使用正常的速度和壓力時重新啟動。緩慢輕柔地劃過您的肌膚。儀器每30秒會停止一次，提醒您換到臉部的另一個區塊。

ageLOC LumiSpa 可使用在身上嗎？

ageLOC LumiSpa 專門針對面部肌膚及提供該部位抗老淨化功效而設。我們不建議在身體任何其他部位上使用該儀器。

我可以在洗澡時用ageLOC LumiSpa嗎？

可以，ageLOC LumiSpa的防水設計讓您可於淋浴或其他潮濕的環境使用

ageLOC® LumiSpa®

充滿電池後ageLOC LumiSpa可維持多久？

ageLOC LumiSpa 充電後以一般用電量而言，維持一星期左右。

成分

AGELOC LUMISPA潔膚乳—乾性肌膚

Water (Aqua), Dicaprylyl Carbonate, Diisostearyl Malate, Tribehenin PEG-20 Esters, Glycerin, Glycereth-26, Squalane, Cetearyl Alcohol, Dimethicone, Caprylic/ Capric/Myristic/Stearic Triglyceride, Sodium Astrocaryum Murumuru, Oryza Sativa (Rice) Extract, Schizandra Chinensis Fruit Extract, Xanthophyll, Narcissus Tazetta Bulb Extract, Acrylates/ C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Niacinamide, Urea, Methylsilanol Hydroxyproline Aspartate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Lactate, Sodium PCA, Vegetable Oil, Xanthan Gum, Batyl Alcohol, Butylene Glycol, Pentylene Glycol, Phytosteryl/Octyldodecyl Lauroyl Glutamate, Maltodextrin, Brassicamidopropyl Dimethylamine, Hydroxyphenyl Propamidobenzoic Acid, Salicyloyl Phytosphingosine, Fructose, Glycine, Inositol, Lactic Acid, Lecithin, Phenoxyethanol, Hydroxyacetophenone, Disodium EDTA, Sodium Hydroxide, Fragrance (Parfum).

AGELOC LUMISPA潔膚乳—一般/混合肌膚

Water (Aqua), Coco-Betaine, Sodium Cocoyl Glycinate, Glycerin, Acrylates Copolymer, Diisopropyl Sebacate, Glycol Distearate, PEG-8, Rhododendron Ferrugineum Extract, Nannochloropsis Oculata Extract, Schizandra Chinensis Fruit Extract, Porphyra Umbilicalis Extract, Silybum Marianum Seed Oil, Narcissus Tazetta Bulb Extract, Oryza Sativa (Rice) Extract, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Polyquaternium-39, Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Sodium Benzoate, Phytic Acid, Sodium Hydroxide, Sodium Phytate, Fragrance (Parfum), Synthetic Fluorphlogopite, Titanium Dioxide (CI 77891), Alumina, Tin Oxide.

AGELOC LUMISPA潔膚乳—油性肌膚

Water (Aqua), Cocamidopropyl Betaine, Acrylates Copolymer, Ammonium Laureth

Sulfate, Glycerin, PEG-80 Sorbitan Laurate, Di-PPG -2 Myreth-10 Adipate, Coco-Glucoside, Punica Granatum Juice Extract, Narcissus Tazetta Bulb Extract, Polygonum Cuspidatum Root Extract, Schizandra Chinensis Fruit Extract, Oryza Sativa (Rice) Extract, Glyceryl Oleate, Polyquaternium-10, Myristyl Alcohol, PCA, Carnosine, 1,2-Hexanediol, Fragrance (Parfum), Citric Acid, Aminomethyl Propanol, Dehydroacetic Acid, Chlorphenesin, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Propanediol, Caprylyl Glycol, Disodium EDTA, Mica (CI 77019), Titanium Dioxide (CI 77891).

AGELOC LUMISPA潔膚乳—敏感性肌膚

Water (Aqua), Cetearyl Alcohol, Glycerin, PEG-8 Dimethicone, Cocamidopropyl Betaine, Caprylyl/ Capryl Glucoside, Capryl/Capramidopropyl Betaine, Carbomer, Narcissus Tazetta Bulb Extract, Pinus Tabulaeformis Bark Extract, Schizandra Chinensis Fruit Extract, Avena Sativa (Oat) Kernel Extract, Oryza Sativa (Rice) Extract, Allantoin, Zingiber Officinale (Ginger) Root Extract, Bisabolol, Carnosine, Xanthan Gum, Hydroxyacetophenone, Phenoxyethanol, Disodium EDTA, Sodium Hydroxide, Sodium Chloride, Citric Acid.

AGELOC LUMISPA潔膚乳—易痘型肌膚

Water (Aqua), Cetearyl Alcohol, Glycerin, PEG-8 Dimethicone, Cocamidopropyl Betaine, Caprylyl/ Capryl Glucoside, Capryl/Capramidopropyl Betaine, Carbomer, Salicylic Acid, Narcissus Tazetta Bulb Extract, Epilobium Angustifolium Flower/Leaf/Stem Extract, Schizandra Chinensis Fruit Extract, Xanthan Gum, Carnosine, Oryza Sativa (Rice) Extract, Disodium EDTA, Phenoxyethanol, Hydroxyacetophenone, Sodium Hydroxide, Sodium Chloride.