

**ROCKER**  
**ROCAN**

厦门洛肯仪器有限公司  
台湾洛科办事处

台湾洛科仪器股份有限公司办事处

厦门洛肯仪器有限公司 [www.rocan17.com](http://www.rocan17.com)

台湾洛科仪器股份有限公司-----ROCKER 真空泵

台湾洛科 ROCKER 实验室以轻便、实用、经济，为宗旨而广泛运用于理化分析、水质监测、食品检测、生命科学、制药生产等相关仪器，通过 CE、CSA 认证，得到广大用户的认可。

以下点击产品型号或产品名称，可进入相关链接，查看详细参数

1. [台湾洛科无油式真空泵（活塞式）](#) 台湾洛科办事处 0592-5323812

[Rocker300DC 真空度：-650mmHg；流速：25L/min；功率：35W；重量：3.5Kg](#)

[Rocker300 真空度：-680mmHg；流速：20L/min；功率：60W；重量：4.1Kg](#)

[Rocker400 真空度：-680mmHg；流速：34L/min；功率：80W；重量：5.2Kg](#)

[Rocker800 真空度：-670mmHg；流速：80L/min；功率：180W；重量：7.1Kg](#)

[Rocker801 真空度：-670mmHg；流速：68L/min；功率：180W；重量：7.1Kg](#)

[Rocker410 真空度：-735mmHg；流速：20L/min；功率：80W；重量：5.2Kg](#)

[Rocker810 真空度：-735mmHg；流速：50L/min；功率：180W；重量：7.1Kg](#)

[Rocker811 真空度：-735mmHg；流速：40L/min；功率：180W；重量：7.1Kg](#)

[Rocker430（正负压两用泵）真空度：-730mmHg（97.3kPa、40mbar）；最大压力：80psi，最大流速：28l/min，5.5KG](#)

[Lafil400 真空度：-720mmHg（95.96kPa、40.55mbar），流速：22l/min 功率：180W；重量：7.0Kg](#)

2. [台湾洛科无油空压机/正压泵（活塞式）](#) 台湾洛科办事处 0592-5323812

[Rocker320 压力：5.6kg/cm<sup>2</sup>；流速：12L/min](#)

[Rocker420 压力：5.6kg/cm<sup>2</sup>；流速：25L/min](#)

[Rocker440 压力：4.2kg/cm<sup>2</sup>；流速：60L/min；](#)

3. [台湾洛科耐腐蚀真空泵（无油式、隔膜泵）](#) 台湾洛科办事处 0592-5323812

[Chemker300 真空度：-670mmHg；流速：20L/min；功率：60W；重量：5Kg](#)

[Chemker400 真空度：-670mmHg；流速：33L/min；功率：90W；重量：7Kg](#)

[Chemker410 真空度：-750mmHg；流速：20L/min；功率：90W；重量：7Kg](#)

[Chemker411 真空度：-750mmHg；流量：20L/min；功率：90W；重量：7kg；配前置带表头及调节。阀过滤瓶一只、后置过滤瓶一只](#)

4. [旋片式真空泵（油泵）](#) 台湾洛科办事处 0592-5323812

[Tanker130 真空度：0.1 Torr；流速：71 L/min；重量：8.6 Kg](#)

[Tanker150 真空度：0.1 Torr；流速：128 L/min；重量：12 Kg](#)

[Tanker215 真空度: 0.05 Torr; 流速: 35 L/min; 重量: 10.4 Kg](#)

[Tanker230 真空度: 0.05 Torr; 流速: 71 L/min; 重量: 13 Kg](#)

#### 5. [台湾洛科菌落计数器](#) 台湾洛科办事处 0592-5323812

[Galaxy330 显示: 一大三小; 放大倍数: 2至3倍; 培养皿尺寸: 直径60mm/90至150mm, 可调式; 归零及计数倒退功能; 输出: USB; 不含软件; 主机可保存数据、求平均值。](#)

[Galaxy331 含软件 显示: 一大三小; 放大倍数: 2至3倍; 培养皿尺寸: 直径60mm/90至150mm, 可调式; 归零及计数倒退功能; 输出: USB; 含软件; 主机可保存数据、求平均值。](#)

#### 6. [台湾洛科电子点火本生灯](#) 台湾洛科办事处 0592-5323812

[Dragon100 手持式; 火焰温度: 1300度; 操作时间: 220min; 安全开关; 火焰大小可调](#)

[Dragon200 台式; 火焰温度: 1300度; 操作时间: 60min; 火焰大小及温度可调](#)

[Dragon220 台式; 火焰温度: 1300度; 操作时间: 60min; 火焰大小及温度可调节](#)

#### 7. [真空过滤瓶组 \(溶剂过滤器\)](#) 台湾洛科办事处 0592-5323812

[VF1 300ml 直径47mm 聚苯砜磁性漏斗+1L可排水式废液瓶+磁性底盘](#)

[VF2 100ml 直径47mm316 不锈钢过滤漏斗+胶塞+1L可排水式废液瓶+磁性底盘](#)

[VF3 300ml 玻璃过滤杯+直径47mm 砂芯过滤基座+夹具+1L玻璃接收瓶](#)

[VF5 15ml 玻璃过滤杯+直径25mm 砂芯过滤基座+胶塞+夹具+125ml接收瓶](#)

[VF6 300ml 玻璃过滤杯+直径47mm 砂芯过滤基座+胶塞+夹具+1L接收瓶](#)

[VF7 300ml 玻璃过滤杯+直径47mm 不锈钢网过滤基座+夹具+胶塞+1L接收瓶](#)

[VF8 15ml 玻璃过滤杯+直径25mm 不锈钢网过滤基座+夹具+胶塞+125ml接收瓶](#)

[VF9 300ml 直径47mm316 不锈钢过滤漏斗+胶塞+1L可排水式废液瓶+磁性底盘](#)

[VF10 100ml 玻璃过滤杯+直径90mm 砂芯过滤基座+夹具+4L接收瓶](#)

[VF11 500ml 直径47mm316 不锈钢过滤漏斗 500ml 直径47mm316 不锈钢过滤漏斗 + 2L可排水式废液瓶](#)

[VF12 300ml 玻璃漏斗+47mm 过滤座+1000ml 蓝盖瓶](#)

[LF30 300ml PES 过滤杯+47mm PC 过滤基座+PP 过滤垫片+1.2L PES 接收瓶](#)

[LF31 300ml PES 过滤杯+47mm PC 过滤基座+PP 过滤垫片+1L可排水式废液瓶+吸附底盘](#)

[LF32 100ml 直径47/50mm316 不锈钢过滤漏斗+胶塞+1.2L PES 接收瓶](#)

[LF33 300ml 直径47/50mm316 不锈钢过滤漏斗+胶塞+1.2L PES 接收瓶](#)

#### 8. [实验室真空过滤系统 \(微孔膜过滤器\)](#) 台湾洛科办事处 0592-5323812

[Rocker300A Rocker300+VF1+软管+PTFE 滤器](#)

[Rocker300B Rocker300+VF2+软管+PTFE 滤器+Drogan100+pa11 GN-6 滤膜一包 \(200片\)](#)

[Rocker300ss Rocker300+VF1+软管+PTFE 滤器+1um 玻璃纤维滤纸 1包](#)

[Rocker300B3 Rocker300+VF9+软管+PTFE 滤器](#)

[Chemker300A Chemker300+VF3](#)

[Rocker300-LF30 Rocker300+LF30+软管](#)

[Rocker300-LF30-SS Rocker300+LF30+软管+1um 玻璃纤维滤纸 1包](#)

[Rocker300-LF32 Rocker300+LF32+软管](#)

[Lafil400-LF30 Lafil400 真空过滤机+LF30+软管](#)

[Lafil400-LF32 Lafil400 真空过滤机+LF32+软管](#)

[WaterVac100-MS 直接排水式真空过滤系统](#)

## WaterVac100-MB 直接排水式真空过滤系统

9. 台湾洛科生化废液抽吸器/抽吸系统 台湾洛科办事处 0592-5323812

Biovac225 真空度：680mmHg； 流速：25L/min;1L 废液瓶 1 个；

Biovac225 Plus 真空度：680mmHg； 流速：25L/min;1L 废液瓶 1 个,手持操作器、八爪 tip 接头、单爪 tip 接头；

Biovac235 真空度：680mmHg； 流速：35L/min;1L 废液瓶 2 个；

Biovac240 真空度：700mmHg； 流速：40L/min; 含脚踏开关；3L 废液瓶 1 个；

Biovac240 Plus 真空度：700mmHg； 流速：40L/min; 含脚踏开关；3L 废液瓶 1 个、手持操作器、八爪 tip 接头、单爪 tip 接头；

Lafil400-BioDolphin 真空度：720mmHg； 流速：22L/min; 1.2L 废液瓶 1 个；八爪废液吸引套装

Lafil400 Plus 真空度：720mmHg； 流速：22L/min; 1.2L 废液瓶 1 个、手持操作器、八爪 tip 接头、单爪 tip 接头；

Rocker300-BioDolphin Roker300 无油真空泵+废液抽吸套件组 BioDolphin

BioVac225-BioDolphin BioVac225 废液抽吸器+废液抽吸套件组 BioDolphin

Lafil100 真空度：-500mmHg； 流速：1L/min；单爪 tip 接头、八爪 tip 接头

10. 多孔过滤座（三联过滤座/过滤器、六联过滤座/过滤器） 台湾洛科办事处 0592-5323812

Biovac331 3 孔，配 3 只 100ml 滤杯，最大压力 3000psi，SS316 不锈钢，直径 47mm，独立控制，旋卡式设计

Biovac631 6 孔，配 6 只 100ml 滤杯，最大压力 3000psi，SS316 不锈钢，直径 47mm，独立控制，旋卡式设计

BioVac330 3 孔，不含滤杯，最大压力 3000psi，SS316 不锈钢，直径 47mm，独立控制，旋卡式设计

BioVac630 6 孔，不含滤杯，最大压力 3000psi，SS316 不锈钢，直径 47mm，独立控制，旋卡式设计

BioVac320 3 孔，不含滤杯，最大压力 3000psi，SS316 不锈钢，直径 47mm，独立控制，可配置多种类型漏斗

BioVac620 6 孔，不含滤杯，最大压力 3000psi，SS316 不锈钢，直径 47mm，独立控制，可配置多种类型漏斗

BioVac321 3 孔，不含滤杯，可蒸汽灭菌，可配多种类型的过滤漏斗

14. 大量样品过滤系统(三联换膜过滤器、六联换膜过滤器) 台湾洛科办事处 0592-5323812

Biovac330B Rocker400 真空泵+Biovac331 过滤座+4L 可高压高温灭菌废液瓶 +Dragon100 电子本生灯+两条 100cm 长度的真空管+pall 的 GN-6 滤膜(200/pk)

Biovac630B Rocker600 真空泵+Biovac631 过滤座+4L 可高压高温灭菌废液瓶 +Dragon100 电子本生灯+两条 100cm 长度的真空管+pall 的 GN-6 滤膜(200/pk)

Biovac321A Rocker400 真空泵 + 三联铝制过滤底座 + 3 个 300ml 的可高压高温灭菌磁性漏斗 + 3L 的可高压高温灭菌废液瓶 + 两条 100cm 长度的真空管

Biovac321B Rocker400 真空泵 + 三联铝制过滤底座 + 3 个 100ml 的不锈钢过滤漏 U0 斗 + 3L 的可高压高温灭菌废液瓶 + Dragon100 电子本生灯 + 两条 100cm 长度的真空管 + pall 的 GN-6 滤膜 200/pk)

BioVac321C Rocker400 真空泵 + 三联铝制过滤底座 + 3 个 300ml LF3 PES 过滤漏斗 + 4L 的可高压高温灭菌废液瓶 + 两条 100cm 长度的真空管

15. 微孔盘真空过滤装置 台湾洛科办事处 0592-5323812

WELVAC200 可适用于微孔盘或离心柱

[WELVAC210 WELVAC200+Rocker300+连接泵管+PTFE 阻水器](#)

16. 过滤漏斗 台湾洛科办事处 0592-5323812

[LF3 旋卡式、300ML、PES 材质](#)

[LF3A 旋卡式、300ML、PES 材质、可直接连接蓝盖瓶](#)

[LF5 旋卡式、500ML、PES 材质](#)

[LF5A 旋卡式、500ML、PES 材质、可直接连接蓝盖瓶](#)

[MF3 磁性漏斗、300ml、PES 材质（聚醚砜）](#)

[MF3A 磁性漏斗、300ml、PES 材质（聚醚砜）、可直接连接蓝盖瓶](#)

[MF5 磁性漏斗、500ml、PES 材质（聚醚砜）](#)

[MF5A 磁性漏斗、500ml、PES 材质（聚醚砜）、可直接连接蓝盖瓶](#)

[Pal14242 磁性漏斗、300ml、PC 材质（聚碳酸酯）](#)

[不锈钢过滤漏斗 100ml、300ml、500ml，不锈钢材质](#)

■

=====

台湾洛科仪器股份有限公司办事处 [www.rocan17.com](http://www.rocan17.com)

厦门洛肯仪器有限公司

联系方式：陈经理 15306006803

电话：0592-5323812

Email: [rocan17@126.com](mailto:rocan17@126.com)

■

\*台湾洛科真空泵、台湾 Rocker 真空泵、台湾洛科无油式真空泵、台湾洛科无油真空泵、台湾洛科耐腐  
蚀真空泵、台湾洛科耐腐蚀真空泵、台湾洛科废液抽吸系统、台湾 ROKKER 便携式废液抽吸系统、台湾洛科  
真空泵、台湾洛科菌落计数器、台湾洛科多联过滤器、台湾洛科多联过滤漏斗支架、台湾洛科电子点火本生灯  
台湾洛科实验室真空过滤系统、台湾洛科真空抽滤装置、台湾洛科过滤瓶组、台湾洛科溶剂过滤器、微孔膜过  
滤装置、微孔膜过滤器、真空抽滤系统、过滤漏斗、抽滤瓶、实验室真空泵、实验室用真空泵、微生物检测用  
多联过滤系统、膜过滤器、串联过滤器、真空抽滤装置、多联抽滤装置、进口真空泵、实验室用真空泵、无油  
真空泵、活塞式真空泵、柱泵式真空泵、无油式真空泵、耐腐蚀真空泵、抗酸碱真空泵、96孔板真空抽滤装置  
培养基废液抽吸器、红外线高温灭菌器、台湾洛科真空泵  
台湾洛科办事处、台湾洛科办事处、台湾 Rocker 办事处、厦门洛肯仪器有限公司、台湾洛科华南办事处、台  
湾洛科仪器华中办事处、台湾洛科中国办事处、台湾洛科厦门办事处、进口真空泵、台湾洛科价格目录表  
台湾洛科产品介绍、台湾洛科仪器有限公司网站、厦门洛肯仪器有限公司网站、台湾洛科代理商、进口真  
空泵、实验室真空过滤装置、菌落计数器、台湾洛科菌落计数器。

厦